



Ospedale
Oglio Po

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Cremona

Laboratorio Analisi Presidio Ospedaliero Oglio-Po

Data 01/07/2017

URINE PER INDAGINI CULTURALI RACCOLTA IN SACCHETTO

URINOCOLTURA - MICOBATTERI

Antigene LEGIONELLA

Antigene PNEUMOCOCCO – SCHISTOSOMA H.

Metodo di raccolta per i bambini piccoli non in grado di raccogliere le urine da mitto intermedio.

MATERIALE PER LA RACCOLTA

Sacchetto pediatrico per raccolta urine.

Contenitore, a bocca larga, con tappo a vite disponibile gratuitamente presso il Laboratorio o acquistabile in farmacia.

MODALITÀ DI PRELIEVO

- Lavare le mani con acqua e sapone, risciacquarle e asciugarle.
- Lavare i genitali esterni e il perineo del bambino con acqua e sapone (non usare antisettici, né prodotti per l'igiene intima), risciacquare e asciugare con una salvietta pulita.
- Aprire il sacchetto sterile evitando di toccarne l'interno e farlo aderire alla cute perineale.
- Mantenere il bambino in posizione eretta (tenerlo in braccio).
- Raccogliere le urine; nel caso il bambino abbia difficoltà a urinare, rimuovere il sacchetto ogni 30 minuti e ripetere la procedura di pulizia e posizionamento sopra descritte, fino alla raccolta del campione.
- Richiudere il sacchetto utilizzando l'apposita linguetta adesiva e porlo nel contenitore col tappo a vite (non travasare le urine nel contenitore).
- **Chiudere il barattolo con cura** e consegnare ai punti prelievi o in laboratorio negli orari stabiliti.

CONSERVAZIONE ED INVIO

Eventualmente il campione può essere conservato in frigorifero a 4°-8° C fino ad un massimo di 12 ore.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI SU TUTTI GLI ESAMI ESEGUITI,
CONTATTARE LA SEGRETERIA DEL LABORATORIO NEGLI ORARI DI APERTURA:
DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 15.00 SABATO E FESTIVI ESCLUSI) TEL. 0375-281684
0375-281482**