

ELENCO ESAMI LABORATORIO OGLIO PO

ASST DI CREMONA

**CODICI DI CARICAMENTO E INDICAZIONI SU
TEMPI E SEDI DI ESECUZIONE – CONTENITORI – MODALITA' DI TRASPORTO**

AGGIORNAMENTO GENNAIO 2025

ALLEGATO 1 al protocollo PT D602 020 “Richiesta analisi al Laboratorio”

NUMERI UTILI DIRETTI PER INFORMAZIONI

SEGRETERIA LABORATORIO ANALISI OGLIO PO: **0375 281482**

SEGRETERIA LABORATORIO ANALISI CREMONA: **0372 405452**

MICROBIOLOGIA: **0372 405455**

SIEROLOGIA E AUTOIMMUNITA': **0372 408211**

GENETICA: **0372 405217**

ANATOMIA PATOLOGICA: **0372 405477**

ELENCO ESAMI DI LABORATORIO (ORDINATI PER NOME)

CODICI E SIGLE ALLERGENI IN APPENDICE 1 (pag. 57)
PROFILI PROGRAMMATI PER REPARTI IN APPENDICE 2 e 3 (pag. 64)



A	B	C	D	E	F	G	H	I-j	K-L	M	N	O	P	Q-R	S	T	U	V-W	X-Y-Z
---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---	---	---	---	-----	---	---	---	-----	-------

		(*) Tranne alcune eccezioni dettagliate nella colonna specifica, le prestazioni di laboratorio devono pervenire al servizio non oltre le 5 ore dal prelievo e mantenute, anche durante il trasporto, ad una temperatura non superiore ai 35 °C (ottimale 10-25°C).				
Codice Lis	Codice Lis mnemonico	Descrizione esame	Contenitore / Provetta (*)	Giorni di esecuzione	Sede esecuzione	
M49	VID	1-25 Vitamina D / 1-25(OH) ₂ VIT.D3 / CALCITRIOLO / Diidrossi Vitamina D (se viene richiesto genericamente vitamina D, caricare VID25)	Pr. T. Rosso alta stretta	9	CR	
M14	17BE2	17 beta Estradiolo - 17 Beta E2 - Estrogeni - Estradiolo	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR	
M46	17OHP	17 idrossi Progesterone - 17 OH PG - 17 OH Progesterone	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	OGLIO-PO	
M59	VID25	25-OH Vitamina D - Vitamina D - Calciferolo - Vit. D3	Pr. T. Rosso alta stretta	4	OGLIO-PO	
60BS	60BS	5 OH Indolacetico - Acido 5-idrossi indolacetico - Metabolita urinario della Serotonina (Camp. Uina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESIS	25	BS	
A						
242	AAT	A1A - Alfa1 antitripsina	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	5	OGLIO-PO	
368	ABH	Ab anti Eparina – Anti Eparina - Anticorpi anti eparina	Pr. T. Azzurro bassa	2	CR	
M26	ABINL	Ab Insulina F - Anti Insulina LIBERI - DISABILITATO, NON SI ESEGUE PIU'				
M50	ABINS	Ab Insulina Totali - Anti Insulina - DISABILITATO, NON SI ESEGUE PIU'				
M56	AbTSH	Ab TSH - Anti recettori TSH - Anti TSH	Pr. T. Rosso alta stretta	9	CR	
209A	209A	ABS - FTA (Caricare codice 209A screening LUE)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR	
324+324M	CARDIO(PROFILO)	ACA Anti Cardiolipina IgG e IgM	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR	
324	AAC	ACA IgG - Anti cardiolipina IgG	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR	
324M	AACM	ACA IgM - Anti cardiolipina IgM	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR	
M01	ACB	ACB - Acidi Biliari- Acidi Biliari Coniugati - Sali Biliari	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO	
OPACE	ACE	ACE - Angiotensin Converting Enzyme - Angiotensina	Pr. T. Ruggine bassa	3	CR	
OPACET	ACET	Acetilcolina Anti recettore - Anti recettore nicotinico muscolare – nAChR	Pr. T. Trasparente alta stretta	14	BS	
M01	ACB	Acidi Biliari - Acidi Biliari Coniugati - ACB - Sali Biliari	Pr. T. Ruggine corta	2	CR	
60BS	60BS	Acido 5-idrossi indolacetico - 5 OH Indolacetico - Metabolita urinario della Serotonina (Camp. Uina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESIS	25	BS	
C1PV	C1PV	Acido citrico - Citraturia (Camp. urina 24h, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	18	MI Niguarda	

C2	damin	Acido Delta Aminolevulinico - ALA (Urine su campione estemporaneo)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	15	BS
C5	acfe	Acido fenilgliossilico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	14	OGLIO-PO
M47	FOLIC	Acido Folico - Folati (vitamina B9)	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
C6BS	C6BS	Acido Ippurico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	18	BS
OP22	ACLAT	Acido Lattico – Lattato	Siringa apposita per Emogas.	2	OGLIO-PO
22CSF	22CSF	Acido lattico su Liquor - Lattato su Liquor	Provetta STERILE	2	OGLIO-PO
C7BS	C7BS	Acido Mandelico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	18	BS
C8BS	C8BS	Acido Metilippurico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	18	BS
C9PV	C9PV	Acido Ossalico - Ossaluria (Camp. urina 24h acidificata, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESIS	22	MI Niguarda
OMOBS	OMOBS	Acido Omovanillico HVA (Camp. urina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESIS	18	BS
C36	c36	Acido T,T-Muconico (benzene) - Metaboliti urinari del benzene (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	15	BS
C10	tricl	Acido Tricloroacetico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	15	BS
39	ACUR	Acido urico - Urato - Uricemia	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
40	AU24	Acido urico urinario - Uricuria (Camp. urina 24h, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
40F	40F	Acido urico su urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
165	VALP	Acido Valproico - Valproato - Valproato di sodio	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
58BS	58BS	Acido Vanilmandelico - VMA (Camp. urina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESIS	25	BS
M02	ACTH	ACTH - Ormone Adrenocortico	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	8	CR
OPADD	ADD	ADDIS - Conta di Addis (Urina di 3 ore, segnalare la quantità)	Contenitore URINA (CAMP. di 3h)	in giornata	OGLIO-PO
240	ROTA	Adenovirus + Rotavirus (feci)	Contenitore FECI	3	CR
M28	M28	ADH - Copeptina (si al posto di ADH - vasopressina)	Pr. T. Rosso alta stretta	15	CR
C48BS	C48BS	Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina – Catecolamine urinarie (Camp. urina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP. 24h acidificato), SEGNALARE DIURESIS	25	BS
G105	g105	AFP - Alfa Feto Proteina materna - siero IN GRAVIDANZA	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
M04	AFP	AFP - Alfa Feto Proteine siero	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
LPAF	lpaf	AFP Liquidi - Alfa Feto Proteine in liquidi vari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	3	CR

263	LEGIO	Ag Legionella - Antigene Legionella p. (Camp. Urine estemporaneo)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	3	CR
T320	KELL non inserire	Ag non ABO non Rh (ciascun antigene)	Pr. T. Rosso Grossa. + Pr.T.Viola	in giornata	POOP-CT
295A	297DI (PROFILO 297D+214IGA) o 297M (PROFILO 297+214IGA)	AGA IgA - Anti Gliadina IgA- Anti Glutine IgA Caricare il profilo 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M per monitoraggio (con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
295G	297DI (PROFILO 297D+214IGA) o 297M (PROFILO 297+214IGA)	AGAIgG- Anti Gliadina IgG- Anti glutine IgG Caricare il profilo 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M per monitoraggio (con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
T80	AGGL	Agglutinine a frigore - Crioagglutinine	Pr.T.Ruggine Grossa + Pr.T.Viola (contrassegnare con bollino)	4	POOP-CT
367	RICOF	Aggregazione piastrinica con ristocetina (RICOF)	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
935		AGOASPIRATO PER MICRO		5	CR
C2	damin	ALA - Acido D. amino levulinico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)	Contentitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	15	BS
261	ALBNE	Albumina (siero)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
261L	albas	Albumina (liquido ascitico)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
404	MA	Albuminuria (Campione urina estemporaneo)	Contenit. URINA (Camp. estemporaneo)	2	OGLIO-PO
94	ALCOL	Alcolemia richiesta a scopo clinico (seguire l'apposito protocollo)	Pr. T. Verde bassa (Litio-eparina)	2	OGLIO-PO
94 + 95	95P (PROFILO)	Alcolemia richiesta per accertamenti MEDICO LEGALI (seguire l'apposito protocollo)	2 Pr. T. Grigio - firmate		ASL CR
M03	AP	Aldosterone Clinostatismo (prelevare dopo circa 2 ore in posizione stesa)	Pr. Madreperla EDTA	15	BS
M03 + M03STIM	ALD (PROFILO)	Aldosterone CLINOSTATISMO + ORTOSTATISMO - se non specificato clino+orto caricare, preferibilmente, per gli esterni M03STIM = aldosterone ortostatismo - per gli interni M03 = adosterone in clinostatismo	Pr. Madreperla EDTA	15	BS
M03STIM	APSTI	Aldosterone Ortostatismo (prelevare dopo almeno 2 ore in posizione eretta)	Pr. Madreperla EDTA	15	BS
M03U	ALDOU	Aldosterone su urina - AP Urinario (URINA 24h SEGNALARE DIURESI)	Contentitore URINA (CAMP.24h)	15	BS
G105	g105	Alfa Feto Proteina materna - AFP - IN GRAVIDANZA	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
M04	AFP	Alfa Feto Proteine - AFP	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
LPAF	lpaf	Alfa Feto Proteine in liquidi vari - AF su Liquidi cavitari	Contentitore LIQUIDI (eparinato)	3	CR
242	AAT	Alfa1 antitripsina - A1A	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	5	OGLIO-PO
241	AAG	Alfa1 glicoproteina acida - Mucoproteine	Pr. T. Giallo rosso bassa	2	OGLIO-PO
243	AMG	Alfa2 macroglobulina	Pr. T. Trasparente alta stretta	14	BS
55	AMYL	Alfa-Amilasi totale	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
55C	55C	Alfa-Amilasi totale su liquido cavitario	Contentitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
55L	amdr	Alfa-Amilasi totale su liquido drenaggio	Contentitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO

799	799	Allergeni vari e Ricombinanti (l'elenco completo degli allergeni è in appendice 1 a pagina 53 . Se non precisamente richiesti gli allergeni vengono caricati al momento dell'esecuzione)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
C11	al	Alluminio nel SANGUE - Alluminemia	Pr. apposita con granuli per Brescia da richiedere al LABORATORIO	15	BS
C11U	C11U	Alluminio nell'URINA	Contenitore URINE campione del mattino (10 ml circa) chiedere al LABORATORIO	15	BS
52	ALP	ALP - Fosfatasi alcalina	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
45	GPT	ALT - GPT - Glutammico Piruvico Transaminasi - Transaminasi GPT	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
A35M	AAMA	AMA - Anti MITOCONDRIO	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A35M2Q		AMA-M2 (mitocondrio di tipo 2)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
213	AMEBA	Ameba Anticorpi - Entamoeba histolytica - Anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
509A	509A	Amebe - Entamoeba histolytica - Antigeni fecali	Contenitore FECI	2	CR
M06	AMH	AMH - Ormone Antimulleriano	Pr. T. Rosso alta stretta	7	CR
292P	AMIP	Amikacina PICCO (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco) NB: si esegue a Brescia con procedura e provette dedicate - PRIMA DI ESEGUIRE CHIEDERE AL LABORATORIO	Pr. T. verde chiaro corta (litio eparina)	2 ??	BS
292V	AMIV	Amikacina VALLE (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco) NB: si esegue a Brescia con procedura e provette dedicate - PRIMA DI ESEGUIRE CHIEDERE AL LABORATORIO	Pr. T. verde chiaro corta (litio eparina)	2 ??	BS
47	IAMI	Amilasi pancreatica	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
47C	47C	Amilasi pancreatica su liquido cavitario	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
47L	ampdr	Amilasi pancreatica su liquido drenaggio e/o pancreatico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
OPLPAM	lpam	Amilasi su Liquidi cavitari vari (DISABILITATO)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	max 4 gg.	CR
55	AMYL	Amilasi totale	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
55C	55c	Amilasi totale su liquido cavitario	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
55L	amdr	Amilasi totale su liquido drenaggio e/o pancreatico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
56	AMYLU	Amilasi urine (Campione urine estemporaneo)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
OPSAA	OPSAA	Amiloide sierica	Pr. T. Trasparente alta stretta	14	PV
C61		Aminoacidi plasmatici	Pr. T. verde scuro per Milano	10	
C61U		Aminoacidi urinari	Pr. Urina primo mattino	10	
57	AMMON	Ammoniemia - Ammonio - NH4	Pr. T. Lilla trasparente (acqua e ghiaccio o ghiaccio secco)	2	OGLIO-PO
57	AMMON	Ammonio - Ammoniemia -NH4	Pr. T. Lilla trasparente (acqua e ghiaccio o ghiaccio secco)	2	OGLIO-PO
G01+G02 +G108	AMNIO (PROFILO)	Amniocentesi	Pr. Verde citogenetica	18	CR
A24	ANA_	ANA - Anti Nucleo - Fattore Antinucleo - FAN	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR

A24R	A24R	ANA reflex: comprende i codici analisi ANAPAR (ANA pattern), ANATIR (ANA titolo), A26R (S-ENA screening reflex), A25QR (S-anticorpi anti dsDNA reflex), RO52R (S-ENA anticorpi anti Ro52 reflex), RO60R (S-ENA anticorpi anti Ro60 reflex), A30QR (S-ENA anticorpi anti SSB/La reflex), A31QR (S-ENA anticorpi anti Scl70 reflex), A32QR (S-ENA anticorpi anti Jo-1 reflex), A28QR (S-ENA anticorpi anti U1RNP reflex), A27QR (S-ENA anticorpi anti Sm reflex), PCNAQR (S-anticorpi anti-PCNA reflex), A35MR (S-anticorpi anti mitocondrio AMA reflex), AMAM2R (S-anticorpi anti mitocondrio di tipo M2 reflex), RIBOSR (S-anticorpi anti proteina P ribosomiale reflex), SP100R (S-anticorpi anti sp100), GP210R (S-anticorpi anti gp210)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
930	930	ANAEROBI Colturale su LIQUIDI VARI verrà richiesto di specificare il materiale, per ricerca ANAEROBI - caricare il codice scegliendo il relativo materiale contrassegnato (ANA)	Contenitore emocoltura anaerobi o Flaconcino "Port a Germ" per ricerca Anaerobi	5	CR
907	907	ANAEROBI Colturale su TAMPONE FERITA verrà richiesto di specificare il materiale, per ricerca ANAEROBI- caricare il codice scegliendo il relativo materiale "ESSUDATO DA FERITA (ANA)	Tampone con terreno trasp.	5	CR
G431	g431	ANALISI ARRAY-CGH (su sangue perif., mat. Abortivo, liq. Amniotico, villi coriali) NB SI DEVE PRENOTARE genetica CR Tel 5217 + moduli gen.	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	48	CR
A38	ANCA_	ANCA screening (anticorpi anti citoplasma dei neutrofili P-ANCA C-ANCA)	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
A38P	PR3	ANCA PR3 (Anticorpi anti proteinasi 3) - c-ANCA PR3 - NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO, ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE "A38" TEST DI SCREENING; SE RISULTERÀ POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
A38M	AMPO	ANCA MPO (Anticorpi anti mieloperossidasi) - p-ANCA MPO - NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO, ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE "A38" TEST DI SCREENING; SE RISULTERÀ POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
M05	ASD	Androstenedione - ASD - Delta 4 Androstenedione	Pr. T. Rosa corta	3	CR
M92	M92	Androstenediolo glucuronide	Pr. Rossa grande per BS	30	BS
OPACE	ACE	Angiotensina – Angiotensin Converting Enzyme - A.C.E	Pr. T. Ruggine bassa	3	CR
844	P4	Anisakis IgE	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
T76A + T76B	AAB (PROFILO)	Anti A B- Anti Eritrocitari A B- Isoanticorpi Anti A B - Autoanticorpi Anti A B	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	2	POOP-CT
T76A	TITA	Anti A - Anti Eritrocitari Anti A - Isoanticorpi Anti A - Autoanticorpi Anti A	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	2	POOP-CT
844	P4	Anti Anisakis IgE	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
	NON SI ESEGUE	Anti Adiuretina - Adiuretina anticorpi-ADH (non si esegue nemmeno a BS)			
T213	HBsAb	Anti Antigene di superficie - HBsAb - Anti AU - Anti HBsAg	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T216	HBEAB	Anti Antigene E - HBeAb - Anti E - Anti Hbe	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
842	P1	Anti Ascaris IgE	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
T213	HBsAb	Anti AU - Anti Antigene di superficie - HBsAb - Anti HBsAg	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T76B	TITB	Anti B - Isoanticorpi Anti B - Anti Eritrocitari Anti B - Autoanticorpi Anti B	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	2	POOP-CT

258	BART	Anti Bartonella - Bartonella henselae anticorpi - Graffio di gatto	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
338+338M	B2G (PROFILO)	Anti Beta 2 GP1 - Beta 2 Glicoproteina IgG e IgM	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
338	B2 G	Anti Beta 2 GP1 IgG - B2 Glicoproteina IgG	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
338M	B2 M	Anti Beta 2 GP1 IgM - B2 glicoproteina I IgM	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
	NON SI ESEGUE	Anti Bordetella (NON SI ESEGUE)			
211G	LYG	Anti Borrelia - LYME Anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
211M	LYM	Anti Borrelia - LYME Anticorpi IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
211GW	211GW	Anti Borrelia burgdorferi Anticorpi IgG . Metodo: Western blot (Test di conferma)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
324+324M	CARDIO(PROFILO)	Anti Cardiolipina - ACA IgG e IgM - Cardiolipina	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
324	AAC	Anti Cardiolipina IgG - ACA IgG- Cardiolipina IgG	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
324M	AACM	Anti Cardiolipina IgM - ACA IgM	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
A39	CITRU	Anti CCP - Anti citrullina - Anti CPA - Anti Peptidi Ciclici	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
CENPBQ	CENPQ	Anti CENP-B (centromero tipo B)	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
227A	CLAPA	Anti Chlamydia pneumoniae anticorpi IgA (non si esegue più)			
513	513	Anti Chagas IgG e IgM	Pr. T. Rosso Grossa	7	CR
227G	227G	Anti Chlamydia pneumoniae anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
227M	227M	Anti Chlamydia pneumoniae anticorpi IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
227G+227M	CLAPN(PROFILO)	Anti Chlamydia Pneumoniae IgG - IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
C60A	C60A	Anti Chlamydia psittaci anticorpi IgA	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
C60G	C60G	Anti Chlamydia psittaci anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
C60M	C60M	Anti Chlamydia psittaci anticorpi IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
227TR_G	CLATR (PROFILO) o 251 (PROFILO)	Anti Chlamydia trachomatis - Anticorpi IgG su siero (N.B.Anti IgA e IgM non si eseguono piu')	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
229G	CMVG	Anti Citomegalovirus IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
229G+229M	CMV (PROFILO)	Anti Citomegalovirus IgG e IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
229M	CMVM	Anti Citomegalovirus IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
A38	ANCA_	Anti Citoplasma Neutrofili screening - ANCA (P-ANCA C-ANCA)	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
A39	CITRU	Anti Citrullina - Anti CPA - Anti CCP - Anti Peptidi Ciclici	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
T214	HBcAb	Anti CORE - Anti HBc - HBcAb	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T217	HBCM	Anti CORE IgM - Anti Hbc IgM - HBc Ab IgM - Core IgM	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
C65	C65	Anti Corteccia surrenalica	Pr. T. Trasparente alta stretta	21	Mi San Raffaele
C63A	C63A	Anti Coxsackie anticorpi IgA	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
C63G	C63G	Anti Coxsackie anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
C63M	C63M	Anti Coxsackie anticorpi IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
A39	CITRU	Anti CPA - Anti citrullina - Anti CCP - Anti Peptidi Ciclici	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
CDTSC		Anti CDT Screen	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
M55	GAD	Anti Decarbossilasi Glutammico - Anti GAD	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS

DFS70		Anti DFS70	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
PV15	PV15	Anti Differite IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	21	PV
A25Q	dsDNA	Anti DNA NATIVO	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
A25Q	dsDNA	Anti DS DNA	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
T216	HBEAB	Anti E - Anti Antigene E - HBeAb - Anti HBe	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
231 T	231 T	Anti EBV IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	CR
231 T+231 M	EB (PROFILO)	Anti EBV IgG - IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
231 M	231 M	Anti EBV IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
205	GHE	Anti Echinococco - Ghedini- W. Sierodiagnosi	Pr. T. Trasparente alta stretta	10	CR
A33	cenp	Anti ENA anti - CENP	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A34	iston	Anti ENA anti - Istoni	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A32Q		Anti ENA anti - Jo1	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A28	a_RNP	Anti ENA anti - RNP	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A28Q		Anti ENA anti - U1RNP	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A29Q		Anti ENA anti - SSA/Ro	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A30		Anti ENA anti - SSB/La	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A31Q		Anti ENA anti-SCL70	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A27Q		Anti ENA anti-SMD	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A26	ENAsc	Anti ENA screening - Anticorpi anti-Antig. Nucl.Estraibili	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
296	297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)	Anti Endomisio - Endomisio ricerca anticorpi - EMA - N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
		Anti Enzima Tirosis Fosfatasi - ANTI IA2 NON SI ESEGUE PIU'			
368	ABH	Anti Eparina - Ab anti Eparina – Anticorpi anti eparina	Pr. T. Azzurro bassa	2	CR
231 T	231 T	Anti Epstein Barr Virus IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	CR
231 M	231 M	Anti Epstein Barr Virus IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
231 T+231 M	EB (PROFILO)	Anti Epstein Barr Virus IgG + IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
T76A + T76B	AAB (PROFILO)	Anti Eritrocitari A B - Anti A - Isoanticorpi Anti A B - Autoanticorpi Anti A B	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	2	POOP-CT
T76A	TITA	Anti Eritrocitari Anti A - ANTI A-Isoanticorpi Anti A - Autoanticorpi Anti A	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	2	POOP-CT
T76B	TITB	Anti Eritrocitari Anti B-Anti B - Isoanticorpi Anti B - Autoanticorpi Anti B	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	2	POOP-CT
A35FI		Anti Fattore Intrinseco	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
FIBRIL		Anti Fibrillarina	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
323+324 324M+338 338M	FOSF (PROFILO)	Anti Fosfolipidi - Fosfolipidi (Lupus - ACA - B2 Glicoprot.)	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
PV17	PV17	Anti Francisella tularensis	Pr. T. Rosso per Pavia	21	PV
M55	GAD	Anti GAD - Anti Decarbossilasi Glutammico	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS

295A	297DI (PROFILO 297D+214IGA) o 297M (PROFILO 297+214IGA)	Anti Gliadina IgA - AGA IgA - Anti glutine IgA - N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
295G	297DI (PROFILO 297D+214IGA) o 297M (PROFILO 297+214IGA)	Anti Gliadina IgG - AGA IgG - Anti glutine IgG N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
295A	297DI (PROFILO 297D+214IGA) o 297M (PROFILO 297+214IGA)	Anti glutine IgA - Anti Gliadina IgA- AGA IgA - N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
295G	297DI (PROFILO 297D+214IGA) o 297M (PROFILO 297+214IGA)	Anti glutine IgG - Anti Gliadina IgG- AGA IgG - N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
T214	HBcAb	Anti Hbc - Anti CORE - HBcAb	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T217	HBCM	Anti Hbc IgM - ANTI CORE IgM - Hbc Ab IgM - Core IgM	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T216	HBEAB	Anti Hbe - Anti E - Anti Antigene E - HBeAb	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T213	HBsAb	Anti HBsAg - HBsAb - Anti Antigene di superficie - Anti AU	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T227	MC	Anti HCV - Epatite C - Markers Epatite C	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
262	HELIF	Anti Helicobacter Pylori ANTICORPI (feci) N.B.CARICARE IL CODICE 262. Si esegue l'antigene	Contenitore FECl	3	CR
230G	HSVg	Anti Herpes Simplex Virus (1, 2) IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
230G+230M	HERP(PROFILO)	Anti Herpes Simplex Virus (1, 2) IgG e IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
230M	HSVM	Anti Herpes Simplex Virus (1, 2) IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
232G	VARIG	Anti Herpes Zoster IgG - Varicella Zoster anticorpi IgG - Herpes Zoster IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
232G+232M	HERPZ(PROFILO)	Anti Herpes Zoster IgG + IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
232M	VARIM	Anti Herpes Zoster IgM - Varicella Zoster anticorpi IgM - Herpes Zoster IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
T223	HIV	Anti HIV 1-2 - HIV - HTLVIII	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
212	HTLV	Anti HTLV I – II N.B. Caricare questo codice solo se ben specificata la descrizione altrimenti caricare il codice T223 o HIV)	Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)	7	CR
C56B	IA2AB	ANTI-IA2 (Ab anti enzima tirosin fosfatasi)	Pr. T. Rosso per Milano	21	Mi San Raffaele
C56	C56	ANTI Insulina (anticorpi anti insulina)	Pr. T. Rosso per Milano	21	Mi San Raffaele
ICANEW		Anti Insulina pancreatica	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A38	ANCA_	Anti Leucociti - ANCA screening (anticorpi anti citoplasma dei neutrofili P- ANCA C-ANCA)	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
A36Q		Anti LKM - Anti Microsomi epatici renali - LKM A - LKM	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
A36Q		Anti LKM quantitativo	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
512	512	Anticorpi anti Leishmania IgG e IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
C66	C66	Anticorpi anti Legionella IgG e IgM	Pr. T. Rossa per BS	15	BS

225	FUNG	Anti Miceti - Precipitine – Miceti ricerca anticorpi - NON SI ESEGUONO PIU'	Pr. T. Trasparente alta stretta		BS
MIOS2		Anti Mi-2	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A36	a_LKM	Anti Microsomi epatici renali - Anti LKM - LKM A - LKM	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
M38	ABTPO	Anti Microsomiali - Anti Perossidasi - Anti T P O	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
A38M	AMPO	Anti Mieloperossidasi p-ANCA - MPO - NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO, ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE "A38" TEST DI SCREENING; SE RISULTERA' POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
A35M	AAMA	Anti MITOCONDRIO - AMA	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
233	MORB	Anti Morbillo - anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
M06	AMH	Anti Mulleriano ormone - AMH	Pr. T. Rosso alta stretta	7	CR
A35S	AASMA	Anti MUSCOLATURA LISCIA - ASMA	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
226G	226G	Anti Mycoplasma pneumoniae IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
226M	226M	Anti Mycoplasma pneumoniae IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
A24	ANA_	Anti Nucleo - ANA - Fattore Antinucleo - FAN	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
PCNAQ	PCNAQ	Anti PCNA	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
A35P	PA	Anti parietali gastriche - APCA	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
234	PAROT	Anti Parotite - IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
222G	222G	Anti Parvovirus anticorpi IgG - Anti Parvovirus B19IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
222M	222M	Anti Parvovirus anticorpi IgM - Anti Parvovirus B 19 IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
A39	CITRU	Anti Peptidi Ciclici - Anti CCP - Anti - citrullina - AntiCPA	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
M38	ABTPO	Anti Perossidasi (anti microsomiali) - Anti T.P.O	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
T84	AbPIA	Anti Piastrine - Captur E P	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
PMSCL	PMSCL	Anti PM-Scl	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
A38P	PR3	Anti PR3 (anticorpi anti proteinasi 3) c-ANCA NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO, ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE "A38" TEST DI SCREENING; SE RISULTERA' POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
363G	AP-G	Anti Protrombina IgG	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
363G+363M	APROT (PROFILO)	Anti Protrombina IgG e IgM	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
363M	AP-M	Anti Protrombina IgM	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
OPACET	ACET	Anti recettore acetilcolina - Anti recettore nicotinico muscolare - nAChR	Pr. T. Trasparente alta stretta	14	BS
M56	AbTSH	Anti recettori TSH - Ab TSH - Anti TSH	Pr. T. Rosso alta stretta	9	CR
		Anti reticolina - caricare anti transglutaminasi			
RIBOSP		Anti-RIB-P	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
POLIII		Anti-RNA polimerasi III	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
RNP70		Anti-RNP70	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
		Anti ribosomi - chiamare SIEROLOGIA. Lo caricano se il test di primo livello per lupus viene positivo.			
235	RiCK	Anti Rickettsie - Weil Felix - Rickettsiosi Sierodiagnosi	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR

218G1	218g1	Anti Rosolia IgG - N.B.USARE QUESTO CODICE "218G1" PER CONTROLLO DELLO STATO IMMUNITARIO - per pazienti gravide utilizzare il profilo 218 (IgG+IgM) - Disposizione Regionale	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
218G + 218M	218 (PROFILO)	Anti Rosolia IgG + IgM - N.B. USARE QUESTI CODICI PER PAZIENTI GRAVIDE Per controllo dello stato immunitario utilizzare il codice 218G1 (Disposizione Regionale)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
ASCAG		Anti Saccaromyces cerevisiae IgG - ASCA IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
ASCAA		Anti Saccaromyces cerevisiae IgA - ASCA IgA	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
515	515	Anti Strongyloides stercoralis	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
514	514	Anti Schistosoma spp - NON SI ESEGUE PIU' - DISABILITATO	Pr. T. Rosso Grossa	max 10 gg.	CR
OP612A	SpeA	Anti Spermatozoi ADESI - NON SI ESEGUE PIU'	Contenitore adeguato	in giornata	OGLIO-PO
M38	ABTPO	Anti TPO - Anti Perossidasi (anti microsomiali)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M24	ABHTG	Anti Tireoglobulina - Tireoglobulina	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M24 + M38	AT(PROFILO)	Anti Tiroidei (Anti Tiroe globulina + Anti Perossidasi (microsomiali))	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
224	224	Anti Tossina Tetanica IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
206G + 206M	206(PROFILO)	Anti Toxoplasma IgG + IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
206G+206M	TOX(PROFILO) o 206(PROFILO)	Anti Toxoplasma IgG + IgM - N.B.Caricare sempre entrambi i codici 206G+206M (o il profilo). Non caricare l'eventuale test per Toxo avidity che verrà aggiunto automaticamente dal laboratorio se necessario (Disp. Regionale)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
264	TOXAV	Anti Toxoplasma IgG avidity - N.B. Caricare il profilo TOX, se necessario il test per Avidity verrà aggiunto dal laboratorio (disposizione Regionale)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
297 o 297D	297DI (PROFILO 297D+214IGA) o 297M (PROFILO 297+214IGA)	Anti Transglutaminasi IgA - N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
297G	297DI (PROFILO 297D+214IGA) o 297M (PROFILO 297+214IGA)	Anti Transglutaminasi IgG - N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
M56	AbTSH	Anti TSH - Anti recettori TSH - Ab TSH	Pr. T. Rosso alta stretta	9	CR
A28Q		Anti U1RNP	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
232G	VARIG	Anti Varicella Zoster anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
232G+232M	HERPZ(PROFILO)	Anti Varicella Zoster anticorpi IgG+ IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
232M	VARIM	Anti Varicella Zoster anticorpi IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
TOXCA	TOXCA	Anticorpi anti Toxocara canis	Pr. T. Trasparente alta stretta	21	PV
COVABQ	COVQ	Anticorpi COVID (quantitativo IgG anti S1 e S2) - CORONAVIRUS	Pr. T. Gialla corta	4	CR
COVAB	COVAB	Anticorpi COVID (screening qualitativo IgG/IgM/IgA anti N) - CORONAVIRUS	Pr. T. Gialla corta	4	CR
T133	HDVAg	Antigene EPATITE DELTA	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
T212	AU	Antigene AU - HBsAg - AU	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
M10	CEA	Antigene Carcinoembrionale - CEA	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR

249	CRIPS	Antigene Criptococco su siero	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
T215	HBeAg	Antigene E - HBeAg Antigene Hbe	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
962	CMVRT	Antigene Early CMV - Citomegalovirus Antigene precoce in PCR Real Time	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina)	7	CR
T215	HBeAg	Antigene Hbe - HBeAg - Antigene E	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
262	HELIF	Antigene Helicobacter Pylori - Helicobacter Pylori - HPSA (ricerca nelle feci)	Contenitore FECI	3	CR
263	LEGIO	Antigene Legionella pneumophyla. - Legionella (Camp. urina estemporaneo)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	3	CR
510A	510A	Antigene NOROVIRUS ricerca nelle feci	Contenitore STERILE per FECI	2	CR
266	PNEU	Antigene Pneumococco - Pneumococco (Camp. urina estemporaneo)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	3	CR
M91	TPA	Antigene Polipeptidico Tissutale - TPA	Pr. T. Trasparente alta stretta	14	BS
M32	PSA	Antigene Prostatico Specifico - PSA - PSA Totale	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
A26	ENAsc	Antigeni Nucleari Estraiibili Autoanticorpi – (ENA) - screening	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
OP319	At3	Antitrombina III - ATIII	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
C40	ANTIM	Antimonio ricerca su URINA	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	15	BS
M03	AP	AP CLINostatismo - Aldosterone Clinostatismo (prelevare dopo circa 2 ore in posizione stesa)	Pr. Madreperla EDTA	15	BS
M03 + M03STIM	ALD (PROFILO)	AP CLINOSTATISMO + ORTOSTATISMO (se non specificato clino+orto caricare, preferibilmente, per gli esterni M03STIM = aldosterone ortostatismo - per gli interni M03 = adosterone in clinostatismo)	Pr. Madreperla EDTA	15	BS
M03STIM	APSTI	AP ORTOstatismo - Aldosterone Ortostatismo (prelevare dopo almeno 2 ore in posizione eretta)	Pr. Madreperla EDTA	15	BS
M03U	ALDOU	AP Urinario - ALDOSTERONE su urina (Camp. Urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	15	BS
		APC, MUTYH geni poliposi familiare del colon N.B. Contattare direttamente Genetica CR 5217			
A35P	PA	APCA - Anti parietali gastriche	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
OP390	APIX	Apixaban dosaggio	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP390B	APIXB	Apixaban basale (Prima della somministrazione)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP390C	APIX2	Apixaban dosaggio (Dopo 2 ore dall'assunzione del farmaco)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
13	APOA	APO A 1- Apolipoproteina A	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	5	OGLIO-PO
13+14	APO (PROFILO)	APO A e B	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	5	OGLIO-PO
14	APOB	APO B - Apolipoproteina B	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	5	OGLIO-PO
244	HPT	Aptoglobina - APT	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	5	OGLIO-PO
OP329	Ptt	APTT - Tempo di tromboplastina parziale - PTT	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OPARIP	ARIP	Aripiprazolo	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
G431	g431	ARRAY-CGH (su sangue perif., mat. abortivo, liq. amniotico, villi coriali) N.B. SI DEVE PRENOTARE genetica CR Tel 5217+ moduli gen	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	48	CR
C45U	C45U	Aresenico su urine	Barattolo urine	15	BS

ASCAG	ASCAG	ASCA IgG - Anti Saccaromyces cerevisiae IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
ASCAA	ASCAA	ASCA IgA - Anti Saccaromyces cerevisiae IgA	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
842	P1	Ascaris IgE	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
M05	ASD	ASD - Androstenedione - Delta 4 Androstenedione	Pr. T. Rosa corta	3	CR
200	TAS	ASLO - Titolo anti streptolisinico - TAS	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
A35S	AASMA	ASMA - Anti MUSCOLATURA LISCIA	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
951T	ASTRA	Aspirato da tracheostomia	Contenitore sterile BA	5	CR
951A	ASPER	ASPERGILLUS - Ricerca quantitativa del DNA	BA - BAL o plasma (tappo viola)	3	CR
		Assetto Lipidico (Caricare COL.T. 17- TRI. 21 - HDL 16 - LDL 18)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
44	GOT	AST - GOT - Glutammico Ossalacetico Transaminasi - Transaminasi GOT	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
OP319	At3	ATIII - Antitrombina III	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP331	QUI	Attività protrombinica - Tempo di Quick -Tempo di protrombina - Quick - INR	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
T212	AU	AU - Antigene AU - HBsAg	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T76A + T76B	AAB (PROFILO)	Autoanticorpi Anti A B-Isoanticorpi Anti A B-Anti A B-Anti Eritrocitari A B	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	2	POOP-CT
T76A	TITA	Autoanticorpi Anti A-Isoanticorpi Anti A-Anti A - Anti Eritrocitari A	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	2	POOP-CT
T76B	TITB	Autoanticorpi Anti B-Isoanticorpi Anti B - Anti B - Anti Eritrocitari Anti B	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	2	POOP-CT
A26	ENAsc	Autoanticorpi anti-Antigeni Nucleari Estraiibili – screening	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
265	265	Avidity Citomegalovirus - CMV avidity	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
264	TOXAV	Avidity Toxo - IgG N.B. Caricare il profilo TOX, se necessario il test per Avidity verrà aggiunto dal laboratorio (disposizione Regionale)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
1	BUN	Azoto Ureico - Azotemia	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
5	AZOTU	Azoturia - urea urinaria (URINA 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
3F	UREA1	Azoturia - urea urinaria (URINA ESTEMPORANEA)	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO

B

[Torna a Pag. 1.](#)

M48	VB12	B12 - VITAMINA B12 - Cobalamina	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
338+338M	B2G (PROFILO)	B2 glicoproteina I - Anti Beta 2 GP1 IgG e IgM	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
338	B2 G	B2 glicoproteina I anticorpi IgG - Anti Beta 2 GP1 IgG	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
338M	B2 M	B2 glicoproteina I anticorpi IgM - Anti Beta 2 GP1 IgM	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
T53	B2S	B2 Micro - B2 Microglobulina SIERICA (vecchio codice e alias OPT53)	Pr. T. Rosso alta stretta	8	CR
T78	B2U	B2 MICROGLOBULINA URINARIA	Contenitore URINA (campione di 1 ora - bere un bicchiere di acqua e raccogliere l'urina dopo 1 ora)	8	CR
958C+988M+958B	960 (PROFILO BK)	Bacillo di Koch- BK - Micobatteri Ricerca colturale e microscopica (All'inserimento specificare il materiale)	Contenitore STERILE TAPPO A VITE	50	CR
957	957	BACILLO DIFTERICO ricerca COLTURALE. (All'inserimento specificare il materiale)	Tampone con terreno trasp.	3	CR
161	FENO	Barbiturici - Fenobarbital	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO

258	BART	BARTONELLA henselae anticorpi - Graffio di gatto	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
15	BENCE	Bence Jones - DISABILITATO	Contenitore urine (camp. o 24 h)	max 2 gg.	OGLIO-PO
C36	c36	Benzene - Acido T,T-Muconico (benzene) - Metaboliti urinari del benzene	Contenitore URINE (campione fine Turno Lavoro o esposizione conservare in frigorifero)	15	BS
157	157	Benzodiazepine nel sangue	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
T53	B2S	BETA 2 Micro - B2 Microglobulina SIERICA (vecchio codice e alias OPT53)	Pr. T. Rosso alta stretta	8	CR
T78	B2U	BETA 2 MICROGLOBULINA URINARIA	Contenitore URINA (campione di 1 ora - bere un bicchiere di acqua e raccogliere l'urina dopo 1 ora)	8	CR
150	BHCG	Beta HCG - HCG - Gonadotropina Corionica	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
G103+G106	Bitest (PROFILO) O G107 (PROFILO)	BI TEST - DOWN (dalla 14° alla 16° settimana)	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
620	HCO3	Bicarbonati - Emogasanalisi venosa (in Ghiaccio)	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
	FE+TR+FER	Bilancio marziale del ferro - caricare FERRO 66 + TRANSF 67 + FERRIT T224		3	OGLIO-PO
948	BI	BILE - Esame COLTURALE	Contenitore STERILE	5	CR
4	BIL	Bilirubina reflex PER ESTERNI	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
OP4	OPBIL	Bilirubina reflex - PER INTERNI (esegue direttamente la bilirubina diretta)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
951P	RESPA	BIOFIRE VIRUS RESPIRATORI (solo per interni e PS)	Vari materiali respiratori	2	CR
906P	906P	BIOFIRE FECI	Contenitore feci	2	CR
958C+988M+958B	960 (PROFILO BK)	BK - Micobatteri Ricerca colturale e microscopica	Contenitore STERILE TAPPO A VITE	50	CR
953N	GEN	BK Sonde Genetiche Dirette	Contenitore STERILE	8	CR
989	EMOBK	BK su EMOCOLTURA	Flacone EMO BK_Flac. Lytic ROSSO	50	CR
65	BNP	BNP - Peptide natriuretico tipo B	Pr. T. Rosa bassa	in giornata	OGLIO-PO
208	208	Bordetella pertussis Anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
211G	LYG	Borrelia Sierodiagnosi - LYME Anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
211M	LYM	Borrelia Sierodiagnosi - LYME Anticorpi IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
		BRCA1, BRCA2, CDKN2A, PALB2 geni cancro familiare del pancreas N.B. Contattare direttamente Genetica CR tel. 5217			
		BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2 geni cancro mammella-ovaio familiare N.B. Contattare direttamente Genetica CR tel. 5217			
		BRCA2, BRCA1, HOXB13 geni cancro della prostata familiare N.B. Contattare direttamente Genetica CR tel. 5217)			
BRIBS	BRIBS	Brivaracetam	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	12	BS
951	951	Broncoaspirato Colturale (all'inserimento specificare il materiale)	Contenitore STERILE	4	CR
203	WW	Brucelle Sierodiagnosi (Caricare Widal Wright) - su siero	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
1	BUN	BUN - Azotemia - Azoto Ureico	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO

C Torna a Pag. 1.					
C41	c41	C1 Inibitore	Pr. T. Giallo rosso bassa	15	OGLIO-PO
C1Q	C1Q	C1q	Pr. T. Rosso grossa	15	Mi San Raffaele
220	C3	C3 - Complemento C3 - C3c	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
220L	c3si	C3 su liquido sinoviale	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	3	OGLIO-PO
220 + 219	C3C4 (PROFILO)	C3 e C4	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
219	C4	C4 - Complemento C4	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
219L	c4si	C4 su liquido sinoviale	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	3	OGLIO-PO
23	CA	CA - Calcemia - Calcio	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
CAI	CAI	CA ++ - Calcio Ionizzato	Siringa apposita per Emogas.	in giornata	OGLIO-PO
M09	CA125	CA 125	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
M07	CA153	CA 15-3	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
LPC15	lpc15	CA 15-3 su Liquidi Cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	CR
M08	CA199	CA 19-9 - GICA	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
LPC19	lpc19	CA 19-9 su Liquidi Cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	CR
LPC125	lpc12	CA-125 Liquidi Cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	CR
C77	CA50	CA 50 - Antigene carboidratico CA 50	Pr. T. Rosso alta stretta	15	S. Raffaele
C12	cd	Cadmiemia - Cadmio su sangue	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	15	BS
C12	cd	Cadmio su sangue - Cadmiemia	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	15	BS
C13	cdu	Cadmio su urina Cadmiuria	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	15	BS
C13	cdu	Cadmiuria	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	15	BS
M49	VID	Calciferolo - Calcitriolo - 1-25 Vitamina D - 1-25 (OH)2 VIT.D3 - VIT.D3 Diidrossi VitaminaD(se viene richiesto genericamente vitamina D, caricare VID25)	Pr. T. Trasparente alta stretta	9	CR
23	CA	Calcio - Calcemia - CA	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
CAI	CAI	Calcio Ionizzato - CA ++	Siringa apposita per Emogas.	in giornata	OGLIO-PO
24	CAUR	Calcio urina (Camp. Urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
24F	24F	Calcio urina spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
M42	CT	Calcitonina - CT	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
M49	VID	Calcitriolo - Calciferolo - 1-25 Vitamina D - 1-25 (OH)2 VIT.D3 VIT.D3 - Diidrossi VitaminaD (se viene richiesto genericamente vitamina D, caricare VID25)	Pr. T. Trasparente alta stretta	9	CR
24	CAUR	Calciuria - (Camp urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
24F	24F	Calciurua spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
92	CALCO	Calcolo Urinario	Contenitore adeguato	7	OGLIO-PO
498	498	Calprotectina fecale	Contenitore FECI	8	CR

906	COPRO	Campylobacter ricerca colturale nelle feci (caricare 906 Coprocoltura)	Contenitore STERILE per FECI	5	CR
A38P	PR4	c-ANCA - PR3 (anticorpi anti proteinasi 3)NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO,ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE"ANCA"TEST DI SCREENING; SE RISULTERA' POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
938	DERMA	Candida - Funghi - Miceti - Dermatofiti - Spore Fungine ricerca COLTURALE su materiale vario	Contenitore STERILE	23	CR
922N	CAN	Candida nelle feci	Contenitore feci	3	CR
68	TIBC	Capacità ferro-legante della Transferrina	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
T84	AbPIA	Captur E P - Anticorpi Anti-Piastrine	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
929C	TCARB	Carbapenemasi Tampone Rettale	Tampone con terreno trasp.	5	CR
162	CARBA	Carbamazepina	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
COHB	COHB	Carbossiemoglobina - COHb	Siringa apposita per Emogas.	in giornata	OGLIO-PO
324+324M	CARDIO (PROFILO)	Cardiolipina - Anti Cardiolipina - ACAIgG e IgM	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
324	AAC	Cardiolipina IgG - Anti Cardiolipina IgG - ACA IgG	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
324M	AACM	Cardiolipina IgM - Anti Cardiolipina IgM - ACA IgM	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
G7 + G8	MACRO (PROFILO)	Cariotipo - Mappa Cromosomica su sangue periferico - CONSENSO	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	24	CR
G05 + G04 + G46	CARMID (PROFILO) o G88 (PROFILO)	Cariotipo midollare - Mappa cromosomica su prelievo midollare	Contenitore adeguato	18	CR
C48BS	C48BS	Catecolamine urinarie (Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina) (Camp. Urina 24h acidificate SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato) SEGNALARE DIURESIS	25	BS
153	KL	Catene Leggere Libere Kappa - Lambda - Kappa Lambda Free (siero) Determinazione quantitativa	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	3	OGLIO-PO
407KL	KLUR	Catene Leggere Libere KAPPA e LAMBDA nelle Urine (Quantitativo)	Contenit. URINA (Camp. estemp. o 24 h)	3	OGLIO-PO
913	CATET	CATETERI VARI Colturale (scegliere il materiale all'inserimento)	Contenitore STERILE	4	CR
G80	G80	CBS Mutazioni genetiche	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
A39	CITRU	CCP - Anti citrullina - CPA - Anti Peptidi Ciclici	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
T831+T832+T833	T83 (PROFILO)	CD 45 Tipizzazione Linfocitaria	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	2	CR
		CDKN2A gene Melanoma familiare N.B.Contattare direttamente Genetica CR 5217			CR
C43BS	C43BS	CDT - Transferrina desialata - Transferrina carboidrato carente	Pr. T. blu scura alta stretta senza gel	18	BS
M10	CEA	CEA - Antigene Carcinoembrionale	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
LPCEA	lpcea	CEA Liquido	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	3	CR
297M o 297DI	297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)	CELIACHIA (profilo) N.B.CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
197	cerul	Ceruloplasmina	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	5	OGLIO-PO
G431	g431	CGH ARRAY (su sangue perif., mat. Abortivo, liq. Amniotico, villi coriali) Contattare genetica CR per conferma + moduli genetica NB	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	48	CR

C44	CH50	CH50	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	21	OGLIO-PO
59	PCHE	CHE - Pseudocolinesterasi - Colinesterasi	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
505	CHYMO	Chimico Fisico - Chimotripsina - ESAME DISABILITATO	Contenitore FECI	max 2 gg.	OGLIO-PO
OPLASC	lasc	Chimico fisico Liquido Ascitico (comprende dosaggio Proteine e LDH)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
OPLPL	lpl	Chimico fisico Liquido Pleurico (comprende dosaggio Proteine e LDH)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
174A	LSI	Chimico fisico Liquido sinoviale (si esegue esame microscopico del sedimento)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
605	LIQUO	Chimico fisico Liquor (comprende dosaggio Protidorrachia, Glicorrachia, Albumina, Conteggio e morfologia cellule)	Provetta STERILE	2	OGLIO-PO
OPLCAVI	lcavi	Chimico fisico Liquido Cavitario (comprende dosaggio Proteine e LDH)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
505	FCHI	Chimotripsina - Potere triptico - Chimico Fisico (Feci) NON SI ESEGUE PIU' - AL SUO POSTO RICHIEDERE ELASTASI	Contenitore FECI	max 2 gg.	OGLIO-PO
228+V01	228P (PROFILO)	Chlamydia Trachomatis (metodo diretto)	Tampone tappo arancione	10	CR
227G + 227M	CLAPN (PROFILO) o 248 (PROFILO)	Chlamydia pneumoniae anticorpi IgG - IgM (siero)	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
227G	CLAPG	Chlamydia pneumoniae IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
227M	227M	Chlamydia pneumoniae IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
C60A	C60A	Chlamydia psittaci anticorpi IgA	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
C60G	C60G	Chlamydia psittaci anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
C60M	C60M	Chlamydia psittaci anticorpi IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
227TR_G	251 (PROFILO)	Chlamydia trachomatis anticorpi IgG siero (Anti IgA e IgM non si eseguono più)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
228	228	Chlamydia e Gonococco su MATERIALI VARI. Al caricamento scegliere il materiale.	Tampone tappo arancione	10	CR
228	CLAM	Chlamydia Trachomatis Ricerca diretta su Tampone URETRALE	Tampone tappo arancione	10	CR
228	CLAM	Chlamydia Trachomatis Ricerca diretta su Tampone CERVICALE	Tampone tappo arancione	2gg.	CR
228	CLAM	Chlamydia Trachomatis Ricerca diretta su Tampone CONGIUNTIVALE	Tampone tappo arancione	10	CR
228	CLAM	Chlamydia Trachomatis Ricerca diretta su Tampone MATERIALE GENERICO (specificare il materiale all'inserimento)	Materiale vario in contenitore sterile o Tampone tappo arancione	10	CR
T69	CIC	CIC - Immunocomplessi circolanti - ICC	Pr. T. Giallo rosso bassa	7	CR
M58	CAP	Ciclasì Attivante il PTH - PTH 1-84 (CAP) - Paratormone 1,84 CAP - Paratormone (caricare questo codice quando è richiesto solo Paratormone senza specificare se CIP o CAP) - NON SI ESEGUE PIU'	Pr. T. Rosa bassa con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	max 8 gg.	OGLIO-PO
M57	CIP	Ciclasì Inattivante il PTH - PTH 7-84 (CIP) - Paratormone 7,84 CIP (da non caricare se richiesto genericamente Paratormone ma caricare CAP) - NON SI ESEGUE PIU'	Pr. T. Rosa bassa con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	max 8 gg.	OGLIO-PO
169	CICLO	Ciclosporina A	Pr. T. Lilla trasparente (acqua e ghiaccio o ghiaccio secco)	8	OGLIO-PO
CITO	CITO	Citologico (generico)	Contenitori e modalità da richiedere al Laboratorio	28	CR
UCI	UCI	Citologico Urinario (di norma si esegue su tre campioni)	Contenitori con conservante (Thin Prep CytoLyt solution) da richiedere al Laboratorio con le modalità di raccolta	28	CR

229G	CMVG	Citomegalovirus anticorpi IgG - Anti Citomegalovirus IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
229M	CMVM	Citomegalovirus anticorpi IgM - Anti Citomegalovirus IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
962	CMVRT	Citomegalovirus Antigene precoce - CMV Early Antigen in PCR Real Time	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina)	7	CR
265	265	Citomegalovirus Avidity - CMV Avidity	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
229G + 229M	CMV (PROFILO) o 229 (PROFILO)	Citomegalovirus IgG e IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
962	CMVRT	Citomegalovirus (acidi nucleici del virus in PCR Real Time). Determinazione Quantitativa (si esegue anche su urina solo per neonati nei primi tre giorni di vita).	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina)	7	CR
C1PV	C1PV	Citraturia - Acido citrico (Camp. urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	18	MI Niguarda
A39	CITRU	Citrullina - Anti Peptidi Ciclici - Anti CCP - Anti - citrullina - AntiCPA	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
51	CPK	CK (CPK-NAD) - Creatinchinasi – Creatinfosfochinasi	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
53	CKMBM	CKM - CKMB massa - Isoenzimi CK	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	in giornata	OGLIO-PO
27	CL	CL - Cloruremia - Cloro	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
28	CLUR	CL Urinario - Cloro urinario (Camp. Urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
28F	28F	Cloro urinario spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
70C+ 70S+ 70U	70 (PROFILO)	Clearance della Creatinina (Camp. urina 24 h. Segnalare DIURESIS, PESO, ALTEZZA)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) + Campione URINA 24h	2	OGLIO-PO
G341+G342+ G410+G319+ G392+G411	G321 (PROFILO)	CLL Pannello ematologia N.B. contattare prima genetica CR	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	21	CR
916N	CLO	Clostridium Difficile Ricerca tossina nelle feci (campione feci In ghiaccio)	Contenitore STERILE <u>in ghiaccio</u>	2	CR
OPCLOZ	CLOZ	Clozapina	Pr. T. Viola	18	BS
229G	CMVG	CMV - Citomegalovirus IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
229G + 229M	CMV (PROFILO) o 229 (PROFILO)	CMV - Citomegalovirus IgG + IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
229M	CMVM	CMV - Citomegalovirus IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
265	267	CMV Avidity - Citomegalovirus Avidity	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
962	CMVRT	CMV (acidi nucleici del virus in PCR Real Time) - Citomegalovirus. Determinazione Quantitativa (si esegue anche su urina solo per neonati nei primi tre giorni di vita).	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina)	7	CR
M48	VB13	Cobalamina - B12 - VITAMINA B12	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
C35	c35	Cobalto su sangue (plasma)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	15	BS
COHB	COHB	COHb - Carbossiemoglobina	Siringa apposita per Emogas.	in giornata	OGLIO-PO
17	TCOL	Colesterolemia - Colesterolo totale	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO

17L	colpl	Colesterolo su liquido pleurico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
16	HDL	Colesterolo HDL	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
18	LDL	Colesterolo LDL - LDL	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
17	TCOL	Colesterolo totale - Colesterolemia	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
59	PCHE	Colinesterasi - Pseudocolinesterasi - CHE	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
926A	CCN	Colonizzazione batterica neonatale (Streptococcus agalactiae - Batteri esigenti e non, Micoplasmi urogenitali)	Tamponi + brodino R1 per micoplasmi	3	CR
940	GRAM	Colorazione di Gram Esame microscopico	Vetrino	2	CR
930	930	Culturale ANAEROBI su LIQUIDI VARI . Verrà richiesto di specificare il materiale, per ricerca ANAEROBI. Caricare il codice scegliendo il relativo materiale contrassegnato (ANA)	Flaconcino "Port a Germ" per ricerca Anaerobi	5	CR
907	907	Culturale ANAEROBI su TAMPONE FERITA . Verrà richiesto di specificare il materiale, per ricerca ANAEROBI caricare il codice scegliendo il relativo materiale "ESSUDATO DA FERITA (ANA)	Tampone con terreno di trasporto	5	CR
957	957	Culturale BACILLO DIFTERICO su Tampone faringeo	Tampone con terreno di trasporto	3	CR
951	951	Culturale Broncoaspirato	Contenitore STERILE	4	CR
906	COPRO	Culturale Campylobacter ricerca nelle feci (caricare 906 Coprocultura)	Contenitore STERILE per FECI	4	CR
913	CATET	Culturale CATETERI VARI	Contenitore STERILE	4	CR
919	919	Culturale di LAVAGGIO BRONCOALVEOLARE per ricerca di batteri e miceti	Contenitore STERILE	4	CR
905	MAIC	Culturale di Materiale da intervento chirurgico, ricerca per batteri e miceti	Contenitore STERILE	5	CR
925	925	Culturale E. coli enteropatogeno nelle feci	Contenitore STERILE	4	CR
909	ES	Culturale escreato per ricerca batteri e miceti	Contenitore STERILE	4	CR
921	TCONG	Culturale Essudato Congiuntivale (verrà richiesto di specificare se DESTRO o SINISTRO)	Tampone con terreno trasporto (piccolo) +1 Vetrino	4	CR
915	TNASO	Culturale essudato nasale (verrà richiesto di specificare se destro o sinistro)	Tampone con terreno trasporto (piccolo)	4	CR
906	COPRO	Culturale feci - Coprocultura (Salmonella - Shigella - Campylobacter)	Contenitore STERILE per FECI	4	CR
228	CLAM	Culturale Gonococco RICERCA DIRETTA (al caricamento propone i materiali su cui si esegue)	Contenitore STERILE adeguato	10	CR
228	CLAM	Culturale Gonococco Ricerca su CERVICE (specificare il materiale al caricamento)	Tampone con terreno trasporto	10	CR
228	CLAM	Culturale Gonococco Ricerca su essudato CONGIUNTIVA (specificare il materiale al caricamento)	Tampone con terreno trasporto	10	CR
228	CLAM	Culturale Gonococco Ricerca su LIQUIDO SPERMATICO (specificare il materiale al caricamento)	Contenitore STERILE	10	CR
228	CLAM	Culturale Gonococco Ricerca su URETRA (specificare il materiale al caricamento)	Tampone con terreno trasporto	10	CR
228	CLAM	Culturale Gonococco Ricerca su URINA (specificare il materiale al caricamento)	Campione urina 1° mitto	10	CR
930	930	Culturale LIQUIDI BIOLOGICI VARI (verrà richiesto di specificare il materiale) per ricerca ANAEROBI, ricaricare il codice scegliendo il relativo materiale contrassegnato (ANA)	Contenitore STERILE + Flaconcino "Port a Germ" per eventuale ricerca Anaerobi	5	CR

948	BI	Colturale LIQUIDO BILIARE esame COLTURALE per ricerca batteri e miceti	Contenitore STERILE	5	CR
914	914	Colturale Liquido Seminale	Contenitore STERILE	4	CR
936	LIQ	Colturale LIQUOR per ricerca batteri e miceti	Provetta STERILE	6	CR
924N	PM	Colturale Meticillino resistenza	Tampone con terreno trasporto	3	CR
952	MENIN	Colturale NEISSERIA MENINGITIDIS (Meningococco)	Tampone con terreno trasporto	4	CR
930	930	Colturale per LIQUIDO PLEURICO ricerca batteri e miceti. Specificare il materiale "Liquido Pleurico" all'inserimento dell'esame.	Contenitore STERILE	5	CR
954	954	Colturale per ricerca di batteri e miceti in MIDOLLO OSSEO-Mielocultura	Flacone emocultura	6	CR
924N	PM	Colturale per ricerca MRSA	Tampone con terreno trasporto	3	CR
939	939	Colturale PUS - per ricerca batteri e miceti	Contenitore STERILE	5	CR
957	957	Colturale ricerca BACILLO DIFTERICO. All'inserimento specificare il materiale	Tampone con terreno trasporto	3	CR
906	COPRO	Colturale Salmonella ricerca nelle feci (caricare 906 Coprocoltura)	Contenitore STERILE per FECI	4	CR
911	SEPRO	Colturale SECRETO PROSTATICO per ricerca batteri e miceti	Tampone con terreno trasporto	4	CR
906	COPRO	Colturale Shigella ricerca nelle feci (caricare 906 Coprocoltura)	Contenitore STERILE per FECI	4	CR
907	TAFE	Colturale TAMPONE FERITA per ricerca batteri e miceti	Tampone con terreno trasporto	5	CR
907	TAFE	Colturale TAMPONE FERITA per ANAEROBI - verrà richiesto di specificare il materiale, caricare il codice scegliendo il relativo materiale "ESSUDATO DA FERITA(ANA)"	Tampone con terreno trasporto	5	CR
903	URO	Colturale Urina	Contenitore STERILE	3	CR
917	VIBR	Colturale VIBRIO SPP	Contenitore FECI	4	CR
923	YERS	Colturale Yersinia nelle feci	Contenitore STERILE per FECI	4	CR
929	TVARI	Colturali tamponi vari (esempio Tampone Cutaneo, decubito, ulcera, pene, inguinale, linguale, perianale ecc.)	Tampone con terreno trasporto	5	CR
929S	929S	Colturale per ricerca colonizzazione da GERMI SENTINELLA	Tampone con terreno trasporto	5	CR
220	C3	Complemento C3 - C3 - C3c	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
220 + 219	C3C4 (PROFILO)	Complemento C3 e C4	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
219	C4	Complemento C4 - C4	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
OPADD	ADD	Conta di Addis (urina di 3 ore) - ADDIS	Contenitore URINA (CAMP.3h)	in giornata	OGLIO-PO
304	PIAS	Conteggio piastrine in CPT –codice da utilizzare solo nei casi di incompatibilità all'EDTA (diversamente caricare Emocromo senza formula cod. 300U)	Pr. speciale con CPT	in giornata	OGLIO-PO
OP303	RE	Conteggio reticolociti R	Pr. T. Viola (K3 EDTA)	in giornata	OGLIO-PO
T54N	T54N	Coombs diretto - Test di Coombs Indiretto	Pr. T. Viola (+ bollino)	2	POOP-CT
T55	COI	Coombs Indiretto - Test di Coombs Indiretto	Pr. T. Viola (+ bollino)	2	POOP-CT
M28	M28	Copeptina (al posto di ADH - vasopressina)	Pr. T. Rosso alta stretta	15	CR
906	COPRO	Coprocoltura (Salmonella - Shigella - Campylobacter)	Contenitore STERILE per FECI	4	CR
COV19	COV19	CORONAVIRUS tampone molecolare	Tampone per Coronavirus	2	CR
COVAG	COVAG	CORONAVIRUS tampone rapido antigenico	Tampone per Coronavirus	2	CR

SALIV	SALIV	CORONAVIRUS ricerca molecolare su saliva	Tampone salivare	2	CR
COVABQ	COVQ	CORONAVIRUS ricerca sierologica anticorpi QUANTITATIVA (IgG anti S1 e S2)	Pr. T. Ruggine Bassa	4	CR
COVAB	COVAB	CORONAVIRUS ricerca sierologica anticorpi QUALITATIVA (Ab tot. anti N)	Pr. T. Ruggine Bassa	4	CR
T214	HBcAb	CORE - HBC	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T217	HBCM	Core IgM - ANTI CORE IgM - Anti Hbc IgM - Hbc Ab IgM	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
M11	CORTI	Cortisolo sierico (ore 8)	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
OC2	OC2	Cortisolo sierico (ore16)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M11U	CORTU	Cortisolo urinario (Camp. urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	3	CR
236G	COXG	Coxiella Burnetii anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	10	CR
236M	COXM	Coxiella Burnetii anticorpi IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	10	CR
C63A	C63A	Coxsackie anticorpi IgA	Pr. T. Rossa Grande	15	BS
C63G	C63G	Coxsackie anticorpi IgG	Pr. T. Rossa Grande	15	BS
C63M	C63M	Coxsackie anticorpi IgM	Pr. T. Rossa Grande	15	BS
A39	CITRU	CPA - Anti citrullina - CCP - Anti Peptidi Ciclici	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
M12STIM	CPC (non eseguiamo stimolo)	C-PEPTIDE basale+ 4 prelievi dopo stimolo con glucagone ESEGUAMO STIMOLO	NON		
M12	CPEP	C-PEPTIDE sierico	Pr. T. Rosso alta stretta	8	CR
51	CPK	Creatinchinasi - CK (CPK-NAD) - Creatinfosfochinasi	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
51	CPK	Creatinfosfochinasi - Creatinchinasi - CK (CPK-NAD)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
41	CREA	Creatinina - Creatininemia	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
42F	42F	Creatininuria su campione estemporaneo (Inserire 0 zero quando viene richiesta la diuresi)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
42	CRUR	Creatininuria delle 24 h (Camp. urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
T80	AGGL	Crioagglutinine - Agglutinine a frigore	Pr.T. Ruggine Grossa + Pr.T.Viola (contrassegnare con bollino)	4	POOP-CT
T10A	CGB	Crioglobuline Ricerca - Crioprecipitato qualitativo	Pr. T. Rosso grossa + Pr. T. Giallo chiara. Prelievo a caldo	8	OGLIO-PO
CGTIP	CGTIP	Crioglobuline Tipizzazione - Crioprecipitato tipizzazione	Pr. T. Rosso grossa + Pr. T. Giallo chiara. Prelievo a caldo	8	OGLIO-PO
249	CRIPS	Criptococco - Antigene nel siero	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
506A	CRIP	Criptosporidium nelle feci Antigene	Contenitore FECEI	2	CR
C15	cr	Cromo - Cromemia su siero (solo se richiesto specificatamente su plasma utilizzare le provette verdi piccole)	Pr. T. Rosso piccola (per BS)	15	BS
M53K	CGRA	Cromogranina A	Pr. T. Rosso alta stretta	7	OGLIO-PO
G62	G62	Cromosoma Y Microdelezioni	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
C16	cru	Cromuria - Cromo su urina	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	15	BS
M42	CT	CT - Calcitonina	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR

M22	M22	CTX - Telo peptide C-Terminale del collagene di tipo I - SOSTITUISCE UID: PYRILINKS-D (IDROSSIPROLINURIA)	Pr. T. Rosso alta stretta	15	CR
C17	cu	CU - Rame - Cupremia (siero)	Pr. T. Rosso alta stretta	6	CR
C18	cuu	CU Urina - Cupruria - Rame urinario	Contentitore Urine (almeno 10 cc)	15	BS
C17	cu	Cupremia	Pr. T. Rosso alta stretta	6	CR
C18	cuu	Cupruria - Rame urinario	Contentitore Urine (almeno 10 cc)	15	BS
CURP	curp	Curva della Prolattina (3 Prelievi)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
75G	75G	Curva Glicemica – screening in GRAVIDANDA. SI ESEGUE SOLO DALLA 24° ALLA 28° SETTIMANA DI GRAVIDANZA – 3 PRELIEVI: BASALE DOPO 60' E 120'	Pr. T. grigio per glucosio	2	OGLIO-PO
74	CARGL	Curva Glicemica breve (Prevede due prelievi - BASALE e dopo 120 min.)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
83	CURGL	Curva glicemica completa (Prevede 5 prelievi a tempi da specificare al caricamento)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
M25STIM	INSST	Curva Insulinemica (Fino a 5 punti)	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
G290 + G90	G290 + G90	CYP2C19*2A variante allelica - Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
G287+G288+G289+G90	G287+G288+G289+G90	CYP2D6 3A+CYP2D6 4A+CYP2D6 6A Varianti Alleliche Contattare genetica CR per conferma	N.B. Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G287 + G90	G287 + G90	CYP2D6*3A variante allelica - Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G288 + G90	G288 + G90	CYP2D6*4A variante allelica - Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G289 + G90	G289 + G90	CYP2D6*6A variante allelica - Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
D Torna a Pag. 1.					
OP370B	DABIB	Dabigatran basale (Prima della somministrazione)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP370C	DABI2	Dabigatran dopo 2 ore dalla somministrazione	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP370	Dabl	Dabigatran dosaggio	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP330	DDI	D-Dimero	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
M13	DHEAS	Deidroepiandrosterone Solfato - DHEA-S - DHEAS Solfato	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
G47+ G48+ G274	G47+ G48+ G274	Delezioni Subtelometriche 1 e 2 MPLA - FISH Telomeri multipli genetica CR per conferma	Contattare Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
M05	ASD	DELTA 4 Androstenedione - ASD - Androstenedione	Pr. T. Rosa corta	3	CR
938	DERMA	Dermatofiti - Miceti - Candida - ricerca COLTURALE su materiale vario	Contentitore STERILE	23	OGLIO-PO
PEMF	pemf	Dermatosi bollosa autoimmune - Profilo (analisi con più esiti: Ab anti BP180, BP210, DESMOGLEINA 1, DESMOGLEINA 3, ENVOPLACHINA, COLLAGENE TIPO VII)	Pr. T. Trasparente alta stretta		CR
DESME	DESME	Desmetilsuccimide (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
		Desossipiridinolina - Pylilinks-D - Idrossiprolinuria (Urina campione) DISABILITATO -SOSTITUITO DA PRELIEVO PER CTX cod. M22			
		Dengue per Pavia	Pr. T. Rosso Grossa + 1 Pr. Tappo viola per sange intero + 1 contentitore urine + liquor (eventualmente)		CR

DENV		Dengue per Cremona	Pr. T. Rosso Grossa + 1 Pr. Tappo viola per sange intero + 1 contenitore urine + liquor (eventualmente)	3	CR
M13	DHEAS	DHEA S - DHEAS Solfato - Deidroepiandrosterone Solfato	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
		Dibucaina - Numero di Dibucaina NON SI ESEGUE PIU'			
160	FENI	Difenilidantoina - Dintoina - Fenitoina	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
167	DIGOS	Digossina	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
210	210	Differite anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
M49	VID	Diidrossi VitaminaD - VIT.D3 - 1-25 VITAMINA D - 1-25(OH)2 VIT.D3 Calcitriolo - Calciferolo - N.B. se viene richiesto genericamente vitamina D, caricare VID25)	Pr. T. Trasparente alta stretta	9	OGLIO-PO
PV16	DHT	Diidrotestosterone	Pr. T. Trasparente alta stretta	21	PV
160	FENI	Dintoina - Fenitoina - Difenilidantoina	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
C48BS	C48BS	Dopamina, Adrenalina, Noradrenalina – Catecolamine urinarie (Camp. urina 24h acidificate SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato) SEGNALARE DIURESIS	25	BS
METPV	METPV	Dosaggio Metformina	Pr. T. Trasparente alta stretta	12	PV
G106+G106	Bitest (PROFILO) o G107 (PROFILO)	DOWN - BI TEST (si esegue dalla 14° alla 16° settimana)	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
910	DREN	Drenaggio esame COLTURALE del liquido per batteri e miceti	Contenitore STERILE	4	CR
96	96	Droghe d'abuso su urina (si esegue solo per richieste a scopo legale seguire l'apposito protocollo)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	2	Lab Sanità Pubblica CR
96S	96s	Droghe d'abuso su sangue (si esegue solo per richieste a scopo legale seguire l'apposito protocollo)	Pr. T. grigio per drighe in GHIACCIO	2	Lab Sanità Pubblica CR
A25Q	dsDNA	DS DNA Anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
E Torna a Pag. 1.					
925	925	E.Coli Enteropatogeni - EPEG ricerca nelle feci	Contenitore STERILE	4	CR
962	CMVRT	Early Antigene CMV - Citomegalovirus Antigene precoce in PCR Real Time	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina)	7	CR
231 T	231 T	EBV anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
231 T+231 M	EB (PROFILO) o 231 (PROFILO)	EBV -Epstein Barr Virus VCA/EBNA/EA (DiaSorin) IgG + IgM VCA anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
231 T+231 M	EB(PROFILO)o 231(PROFILO)	EBV IgG - IgM		4	CR
231 M	231 M	EBV IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
959	EBVRT	EBV DNA - quantificazione del DNA dell'Epstein Barr Virus	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina)	7	CR
205	GHE	Echinococco Anticorpi - Ghedini-W. Sierodiagnosi	Pr. T. Trasparente alta stretta	10	CR
OP395	OP395	Edoxaban - nome commerciale LIXIANA	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP395B	O395B	Edoxaban basale	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO

OP395C	O395C	Edoxaban dopo 2 ore dalla somministrazione	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
507E	ELAST	Elastasi 1 pancreatica fecale	Cont. Feci (no feci diarroiche)	2	OGLIO-PO
11 + 10B	EFTP (PROFILO) o 11P (PROFILO)	Elettroforesi + Proteine Totali	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) + Pr. T. Giallo-Rosso bassa	4	OGLIO-PO
T56C	HBAN	Elettroforesi Hb - Varianti emoglobiniche - Emoglobine anomale	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	8	OGLIO-PO
11	EFTP (PROFILO)	Elettroforesi proteine seriche (Comprende PROTEINE TOTALI)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) + Pr. T. Giallo-Rosso bassa	4	OGLIO-PO
407	ELUR	Elettroforesi proteine urinarie (Comprende PROTEINURIA)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	7	OGLIO-PO
31N + OP31K + 27	EL (PROFILO)	Elettroliti serici - NA (sodio) + K (potassio) + CL (cloro)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
32+33+28	UEL (PROFILO)	Elettroliti urinari - NA (sodio) + K (potassio) + CL (cloro) URINARI (URINA 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contentitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
OP390	APIX	ELIQUIS (NOME COMMERCIALE FARMACO PER APIXABAN)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP390B	APIXB	ELIQUIS (NOME COMMERCIALE FARMACO PER APIXABAN)BASALE: Prima della somministrazione	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP390C	APIX2	ELIQUIS (NOME COMMERCIALE FARMACO PER APIXABAN)dopo 2 ore dalla somministrazione	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
296	297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)	EMA - Endomisio ricerca anticorpi - Anti ENDOMISIOCARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
900	EMOC	Emocoltura - PER UNA STESSA RICHIESTA, CARICARE PIU' VOLTE IL CODICE (COME PREVISTO DAL PROTOCOLLO) SCEGLIENDO OGNI VOLTA NELLA TENDINA DEI MATERIALI LA TIPOLOGIA DEI FLACONI	Flaconi EMOCOLTURA	6	CR
900P	1PAE	Emocoltura PEDIATRICA –PRELEVARE 1 FLACONE PER AEROBI DI SANGUE PERIFERICO	Flacone EMOCOLTURA pediatrica ROSA PER AEROBI	6	CR
989	EMOBK	Emocoltura per BK	Flacone EMO BK_Flac. Lytic ROSSO	50	CR
G580	g580	Emocromatosi idiopatica Analisi delle mutazioni del DNA - Mutazione HFE per Emocromatosi N.B. Contattare Genetica CR per conferma - CONSENSO	Pr. T. Rosa bassa	12	CR
300E + 300F	300R (PROFILO)	Emocromo (con formula) - Emocromocitometrico con formula	Pr. T. Viola (K3 EDTA)	2	OGLIO-PO
300U	CBC	Emocromo (senza formula) - Emocromocitometrico senza formula	Pr. T. Viola (K3 EDTA)	20 minuti	OGLIO-PO
625	emoar	Emogasanalisi Arteriosa - pH Arterioso(Mantenere In ghiaccio)	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
626	emoca	Emogasanalisi Capillare - pH Capillare (si esegue solo al Presidio Oglio-Po)	CAPILLARE	in giornata	OGLIO-PO
623 per esterni o 624		Emogasanalisi Venosa - pH venoso (Mantenere in Ghiaccio)	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
623	EMOGA	Emogasanalisi Venosa PER ESTERNI - pH venoso (Mantenere in Ghiaccio)	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
T56A	HBA2	Emoglobina A2 - HbA2 - DISABILITATO	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	max 8 gg.	OGLIO-PO
T56B	HBF	Emoglobina F - HbF - DISABILITATO	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	max 8 gg.	OGLIO-PO

T56C	HBAN	Emoglobine anomale - Varianti emoglobiniche - Elettroforesi Emoglobina	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	8	OGLIO-PO
T59	HBG	Emoglobina Glicosilata - Hb1Ac - HBG - Hb Glicosilata	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	3	OGLIO-PO
T318	ABORh	Emogruppo - Gruppo Sanguigno AB0 Rh	Pr. T. Viola (+ bollino)	2	OGLIO-PO
A33	cenp	ENA anti - CENP	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A34	iston	ENA anti - Istoni	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A32Q		ENA anti - Jo1	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A28	a_RNP	ENA anti - RNP	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
RO52		ENA anti - RO52	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
RO60		ENA anti - RO60	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A29Q	a_SSa	ENA anti - SSA/Ro	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A30Q		ENA anti - SSB/La	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A31Q		ENA anti - SCL70	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A27Q		ENA anti - SmD	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A26	ENA	ENA screening Anticorpi anti-Antig. Nucl. Estraiibili	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
A26S8	A26S8	ENA screening 8 antigeni	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
296	297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)	Endomisio ricerca anticorpi - EMA - Anti ENDOMISIO. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
M43	ENO	Enolasi - NSE	Pr. T. Rosso alta stretta	9	CR
213	AMEBA	Entamoeba h. anticorpi - AMEBA Anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
509A	509A	Entamoeba histolytica - Antigeni fecali	Contenitore FECI	2	CR
929V	TRENT	Enterococchi VRE Tampone rettale	Tampone con terreno trasp.	5	CR
OPFEO	feo	Eosinofili nelle feci	Contenitore FECI	3	OGLIO-PO
352	EPABP	Eparina LMWH a basso peso molecolare	Pr. T. Azzurro bassa	3	OGLIO-PO
T245	MAG	Epatite A Anticorpi IgG - HAV IgG	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T246	MA	Epatite A Anticorpi IgM (caricare questo codice se non meglio specificato)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T212+T213+T214	MB (PROFILO)	Epatite B - Anticorpi HBV - Markers Epatite BN.B.caricare questo se non specificato + HBe)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T212+T213+T214+T215+T216	MB-HBE (PROFILO)	Epatite B + HBe (Completo, caricare solo se specificato MB+HBE)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T11A + T01	HBVDNA (PROFILO) o T11 (PROFILO)	Epatite B DNA - HBV DNA - Markers B DNA - IBRIDAZIONE PREVIA PCR	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	10	CR
T227	MC	Epatite C Anticorpi - HCV - Markers Epatite C	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T212	AU	Epatite Antigene AU - HBsAg - AU	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T05A+T011	T05 (PROFILO)	Epatite C - RNA QUALITATIVO N.B. Caricare QUANTITATIVO codice T06 - DISABILITATO	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 12 gg.	CR
T06A+T011	T06 (PROFILO)	Epatite C - RNA QUANTITATIVA e/o QUALITATIVA - N.B. Caricare questo codice per richieste generiche di Epatite C RNA	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	10	CR

T07A+T011	T07 (PROFILO)	Epatite C (HCV) TIPIZZAZIONE GENOMICA - GENOMA HCV	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	10	CR
T131	HDV	Epatite DELTA (D) - Anticorpi totali	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
T132	DIGM	Epatite DELTA (D) Anticorpi IgM	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
T133	HDVAg	Epatite DELTA (D) ANTIGENE	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
PV23	HDVRN	Epatite DELTA (HDV) - Ricerca acidi nucleici - PCR per RNA	Pr. T. Rosso alta stretta	21	PV
925	925	EPEC - E.Coli Enteropatogeni - ricerca nelle feci	Contenitore STERILE per feci	4	CR
925	925	E.Coli Enteropatogeni - EPEC - ricerca su feci	Contenitore STERILE per feci	4	CR
159	EPO	EPO - Eritropoietina	Pr. T. Rosso alta stretta	10	CR
231 T+231 M	EB (PROFILO) o 231 (PROFILO)	Epstein Barr Anticorpi VCA/EBNA/EA (DiaSorin) IgG + IgM VCA anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
959	EBVRT	Epstein Barr Virus DNA - quantificazione del DNA dell'Epstein Barr Virus	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina)	7	CR
231 T	231 T	Epstein Barr Virus anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
231 T+231 M	EB (PROFILO) o 231 (PROFILO)	Epstein Barr Virus IgG - IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
231 M	231 M	Epstein Barr Virus IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
159	EPO	Eritropoietina - EPO	Pr. T. Rosso alta stretta	10	CR
92	CALCO	Esame chimico del calcolo urinario - Calcolo Urinario	Contenitore adeguato	7	OGLIO-PO
938	DERMA	Esame micologico su capelli, unghie, squame cutanee- Miceti, Dermatofiti	Contenitore STERILE	23	OGLIO-PO
940	GRAM	Esame microscopico - colorazione di Gram	Vetrino	2	CR
929E	TESBL	ESBL - Tampone rettale per ESBL	Tampone con terreno trasp.	5	CR
909	ES	Escreato Colturale	Contenitore STERILE	4	CR
G519+G90	G519 + G90	Esone 12 – Sequenza JAK2 esone 12 - Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G540+G90	G540 + G90	Mutazione V617F- Jak 2 -Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
908	TAU	Essudato auricolare Colturale (specificare all'inserimento se DESTRO o SINISTRO)	Tampone con terreno trasporto	4	CR
921	TCONG	Essudato Congiuntivale Colturale(verrà richiesto di specificare se DESTRO o SINISTRO)	Tampone con terreno trasporto	4	CR
912	TFAR	Essudato faringeo esame colturale - Tampone faringeo	Tampone con terreno trasporto	4	CR
918V	TAVAG	Essudato vaginale Colturale	Tampone tappo rosa + 2 vetrini per striscio vaginale da tampone secco	4	CR
M14	17BE2	Estradiolo - 17-beta-E2 - Estrogeni - 17 beta Estradiolo	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
94 + 95	95P (PROFILO)	Etanolo richiesta per accertamenti MEDICO LEGALI l'apposito protocollo seguire	2 Pr. T. Grigio - firmate	2	ASL CR
94	ALCOL	Etanolo richiesto a scopo clinico (seguire l'apposito protocollo)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	2	OGLIO-PO
ETOBS	ETOBS	Etosuccimide	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	12	BS
C82	C82	Everolimus	Pr. T. Viola (K3 EDTA)	15	BS

F

[Torna a Pag. 1.](#)

		F1+2 R DISABILITATO NON SI ESEGUE			
A24	ANA	FAN - ANA - Anti Nucleo - Fattore Antinucleo	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
355	FVW	Fattore di Von Willebrand - Fattore di V W (antigene)	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
367	RICOF	Fattore di Von Willebrand - Fattore di V W (attività - fattore ristocetico)	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
340	F II	Fattore II coagulativo - Protrombina - CONSENSO	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
344	FIX	Fattore IX coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
341	FV	Fattore V coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
G56	MFV (PROFILO)	Fattore V Leiden - Mutazioni Genetiche FV - CONSENSO	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
342	FVII	Fattore VII coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
343	FVIII	Fattore VIII coagulativo	Pr. T. Azzurro con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	15	CR
345	FX	Fattore X coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
346	FXI	Fattore XI coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
347	FXII	Fattore XII coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
349	FXIII	Fattore XIII coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
A24	ANA	Fattore Antinucleo - ANA - Anti Nucleo - FAN	Pr. T. Azzurro bassa	13	CR
M15	m15	Fattore di crescita insulino simile 1 - IG F1 - Somatomedina C - Insulin Like Growth Factor1	Pr. T. Rosso alta stretta (spedire in acqua e ghiaccio)	8	CR
201	RF	Fattore Reumatoide - RA TEST - RF - RF - Reuma test	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
OPLPRF	lprf	Fattore Reumatoide su liquidi cavitari - RF su liquidi	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
M20	FBHCG	FbetaHCG - FHCG - Free Beta HCG (per tumore)	Pr. T. Rosso alta stretta	6	CR
G103	g103	FbetaHCG - FHCG - Free Beta HCG (in gravidanza)	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
66	SID	Fe - Sideremia - Ferro	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
925	925	Feci ricerca E.Coli Enteropatogeni (EPEC)	Contenitore STERILE per feci	4	CR
510A	510A	Feci ricerca NOROVIRUS (antigeni)	Contenitore STERILE per FECI	2	CR
FELB	FELB	Felbamato (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
160	FENI	Fenitoina - Dintoina - Difenilidantoina	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
161	FENO	Fenobarbital - Barbiturici	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
C19	fen	Fenolo (si esegue su urina)	Contenitore URINE (campione fine Turno Lavoro o esposizione conservare in frigorifero)	15	BS
T224	FER	Ferritina	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
66	SID	Ferro - Sideremia - Fe	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
OP327	Fib	Fibrinogeno	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
G322Z	g322z	Fibrosi Cistica - Indagine GENETICA mutazioni, test primo livello	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
41	CREA	Filtrato Glomerulare Calcolato - GFR (Caricare cod. 41 Creatinina)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
G307	g307	FISH per t(11;14)(q13;q32) - Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	18	CR

G47+ G48+ G274	G47+ G48+ G274	FISH Telomeri multipli - Indagine GENETICA - MPLA Delezioni Subtelometriche 1 e 2 - Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
170	TACRO	FK 506 - Tacrolimus	Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)	7	OGLIO-PO
M47	FOLIC	Folati - Acido Folico	Pr. T. Rosso alta stretta	2	OGLIO-PO
OPFLC	fl	Formula leucocitaria nei LIQUIDI CAVITARI	Pr. T. Viola (K3 EDTA)	2	OGLIO-PO
52	ALP	Fosfatasi Alcalina - ALP	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
155	OSSEA	Fosfatasi Alcalina Ossea - Fosfatasi Alcalina isoenzima osseo	Pr. T. Rosso Grossa	7	CR
26	POUR	Fosfaturia - Fosforo nelle urine (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
26F	26F	Fosfaturia - Fosforo nelle urine (Campione spot)	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
323+324 324M+338 338M	FOSF (PROFILO)	Fosfolipidi - Anti Fosfolipidi (Lupus - ACA - B2 Glicoprot.)	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
25	P	Fosforo - P	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
G60Z	g60z	FRAXA test di primo livello - GENETICA - CONSENSO	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
M32	PSA	FREE PSA - PSA LIBERO - FPSA - Caricare solo PSA (N.B. Il libero verrà eseguito automaticamente in base alla significatività del PSA)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M16	FSH	FSH sierico - Ormone Follicolo Stimolante	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M17	FT3	FT3 - Triiodotironina N.B. Se richiesto anche il TSH non caricare questo esame che verrà eseguito in automatico dal laboratorio se necessario	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M18	FT4	FT4 - Tetraiodotironina Libera N.B. Se richiesto anche il TSH non caricare questo esame che verrà eseguito in automatico dal laboratorio se necessario	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
209A	209A	FTA - ABS N.B. Caricare codice VTF screening LUE	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
938	DERMA	Funghi - Miceti - Dermatofiti - Spore Fungine - Candida ricerca COLTURALE su materiale vario	Contenitore STERILE	23	CR
365	365	Funzionalità piastrinica PFA100 - IL PRELIEVO IN LAB. ANALISI POOP ALLE ORE 9.00 SOLO LUNEDI' E VENERDI'. INVIATO A CR ED ESEGUITO ENTRO DUE ORE.	2 Pr. T. Azzurro bassa non centrifugate	2	CR
G Torna a Pag. 1.					
T65	G6PDH	G6PDH - GLUCOSIO 6 PH DEIDROGENASI (solo giovedì)	Pr. T. Lilla trasparente (CT CR)	2	CR
GABA	GABA	Gabapentin (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
M55	GAD	GAD - Anti GAD - Anti DECARBOSSILASI GLUTAMMICO	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	BS
	DISABILITATO	Galattosemia - NON SI ESEGUE			
C52	C52	Galattomannano (vanno bene sia BAL sia siero)	Pr. Rossa grande per BS	15	BS
35	GGT	Gamma Glutamyl Trasferrasi - GammaGT - GGT	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
35	GGT	GammaGT - Gamma Glutamyl Trasferrasi - GGT	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
625	emoar	Gasanalisi Arteriosa- pH Arterioso (in ghiaccio)	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO

626	emoca	Gasanalisi Capillare (si esegue solo al Presidio Oglio-Po)	CAPILLARE	in giornata	OGLIO-PO
624	emove	Gasanalisi Venosa (in ghiaccio)	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
623	EMOGA	Gasanalisi Venosa per esterni (in ghiaccio)	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
M19	GASTR	GASTRINA - Gastrina 34 e Gastrina 17 - Gastrinemia	Pr. T. Trasparente alta stretta	21	MI
GBM2	GBM2	GBM - Anti-Membrana Bas. Glomerulare	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
172	NGAL	Gelatinasi Neutrofila - Lipocalina - NGAL	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	5	CR
T07A+T011	T07 (PROFILO)	GENOMA HCV - TIPIZZAZIONE GENOMICA EPATITE C (HCV) - Genotipo HCV	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	10	CR
T09A+T00+T0B+T0A+T011	T09 (PROFILO)	GENOMA HIV - HIV SEQUENZIAMENTO - TIPIZZAZIONE GENOMICA HIV - GENOTIPO HIV	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	14	CR
T07A+T011	T07 (PROFILO)	GENOTIPO HCV - TIPIZZAZIONE GENOMICA EPATITE C (HCV)	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	10	CR
T09A+T00+T0B+T0A+T011	T09 (PROFILO)	GENOTIPO HIV - HIV SEQUENZIAMENTO - TIPIZZAZIONE GENOMICA HIV - GENOMA HIV	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	14	CR
291P	GENP	Gentamicina PICCO (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	2	CR
291V	GENV	Gentamicina VALLE (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	2	CR
929S	929S	Germi SENTINELLA ricerca colonizzazione	Tampone con terreno trasporto	5	CR
41	CREA	GFR - Filtrato Glomerulare Calcolato (Caricare cod. 41 Creatinina)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
35	GGT	GGT - GammaGT - Gamma Glutamyl Trasferrasi	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
M21	HGH	GH - HGH - Ormone Somatotropo	Pr. T. Trasparente altaStretta (acqua e ghiaccio)	4	CR
205	GHE	Ghedini-W. Sierodiagnosi - Anti Echinococco	Pr. T. Trasparente alta stretta	10	CR
507A	Giard	Giardia duodenalis - antigeni nelle feci	Contenitore FECI	2	CR
M08	CA199	GICA - CA 19-9	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
295A+295G	297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)	Gliadina anticorpi IgG - IgA N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
13	297DI (PROFILO297D+214IGA) o 297M (PROFILO297+214IGA)	Gliadina IgA - Anti Gliadina IgA - AGA IgA - Anti glutine IgA N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
295G	297DI (PROFILO 297D + 214IGA) o 297M (PROFILO 297 + 214IGA)	Gliadina IgG - Anti Gliadina IgG - AGA IgG - Anti glutine IgG N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
2	GLU	Glicemia	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO

2L	glupl	Glucosio su liquido pleurico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
75G	75G	Glicemia Curva - screening in GRAVIDANDA N.B. SI ESEGUE SOLO DALLA 24° ALLA 28° SETTIMANA DI GRAVIDANZA - 3 PRELIEVI: BASALE DOPO 60' E 120'	Pr. T. grigio per glucosio	2	OGLIO-PO
74	CARGL	Glicemia Curva breve (Prevede due prelievi - BASALE e dopo 120 min.)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
83	CURGL	Glicemia Curva completa (Prevede 5 prelievi specificare i tempi al caricamento)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
OP75	GLPO	Glicemia POST PRANDIALE	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
410	GLICA	Glicosuria su urina - Glucosio su urina	Contenit. URINA (Camp. 24 ore)	2	OGLIO-PO
605	LIQUO	Glicorrachia (caricare LIQUO: chimico fisico Liquor)	Provetta STERILE	2	OGLIO-PO
T65	G6PDH	Glucosio 6 Fosfato Deidrogenasi - G6PDH (prenotabile solo per il GIOVEDI')	Pr. T. Lilla trasparente (CT CR)	2	CR
44	GOT	Glutammico Ossalacetico Transaminasi - GOT - AST - Transaminasi GOT	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
45	GPT	Glutammico Piruvico Transaminasi - GPT - ALT - Transaminasi GPT	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
150	BHCG	Gonadotropina Corionica - Beta HCG - HCG	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
228	CLAM	Gonococco e Chlamydia su MATERIALI VARI. Specificare il materiale al caricamento	Contenitori idonei	10	CR
228	CLAM	Gonococco esame colturale Ricerca su CERVICESpecificare il materiale al caricamento	Tampone con terreno trasporto	10	CR
228	CLAM	Gonococco esame colturale Ricerca su Essudato CONGIUNTIVALE. Specificare il materiale al caricamento	Tampone con terreno trasporto	10	CR
228	CLAM	Gonococco esame colturale Ricerca su LIQUIDO SPERMATICO. Specificare il materiale al caricamento	Contenitore sterile	10	CR
228	CLAM	Gonococco esame colturale Ricerca SU URETRA. Specificare il materiale al caricamento	Tampone con terreno trasporto	10	CR
228	CLAM	Gonococco esame colturale Ricerca su URINA. Specificare il materiale al caricamento	Contenitore sterile	10	CR
44	GOT	GOT - AST - Glutammico Ossalacetico Transaminasi - Transaminasi GOT	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
45	GPT	GPT - ALT - Glutammico Piruvico Transaminasi - Transaminasi GPT	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
258	BART	Graffio di gatto - BARTONELLA henselae - anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
215	GRAV	Gravindex - Test di Gravidanza	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	3	OGLIO-PO
T318	ABORh	GRUPPO SANGUIGNO AB0 Rh - EMOGRUPPO	Pr. T. Viola (+ bollino)	2	OGLIO-PO
H Torna a Pag. 1.					
T245	MAG	HAV IgG - Epatite A Anticorpi ilGg	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T246	MA	HAV IgM - Epatite A Anticorpi IgM - Markers Epatite A IgM - N.B. caricare questo codice per anticorpi IgM se non meglio specificato)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T59	GLIC	Hb Glicosilata - HBG - Hb1Ac - Emoglobina Glicosilata	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	3	OGLIO-PO
T59	GLIC	Hb1Ac - Emoglobina Glicosilata - HBG - Hb Glicosilata	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	3	OGLIO-PO

T56A	HBA2	HbA2 - Emoglobina A2 - DISABILITATO	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	max 8 gg.	OGLIO-PO
T214	HBcAb	HBC - CORE	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T217	HBCM	Hbc Ab IgM - ANTI CORE IgM - Anti Hbc IgM - Core IgM	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T214	HBcAb	HBcAb - Anti CORE - Anti HBc	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T216	HBEAB	HBeAb - Anti Antigene E - Anti E - Anti Hbe	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T215	HBeAg	HBeAg - Antigene E - Antigene Hbe	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T56B	HBf	HbF - Emoglobina F - DISABILITATO	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	max 8 gg.	OGLIO-PO
T59	GLIC	HBG - Hb1Ac - Emoglobina Glicosilata - Hb Glicosilata	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	3	OGLIO-PO
T213	HBsAb	HBsAb - Anti Antigene di superficie - Anti AU - Anti HBsAg	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T213	HBsAb	HbsAb Titolo Anticorpale - Titolo Anti AU - Titolo Anti Hbs	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T212	AU	HBsAg - Antigene AU - AU	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T212+T213+T214	MB (PROFILO)	HBV - Epatite B comprende: Antigene AU (HBsAg + Anticorpi Anti-Antigene di superficie (HBsAb) + Anticorpi Anti CORE (HBcAb)N.B. Caricare questo codice se non viene esplicitamente richiesto + HBE	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T213+T213+T214+T215+T216	MB-HBE (PROFILO)	HBV + Hbe (M. Epatite B Completo, caricare solo se specificato MB+HBE)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T08A +T01+T0C	T08 (PROFILO)	HBV SEQUENZIAMENTO - HBV RESISTENZA AI FARMACI SEQUENZIAMENTO	2 Pr.T. Rosa alta (CT-CR)	14	CR
T11A + T01	HBVDNA (PROFILO) o T11 (PROFILO)	HBV-DNA QUANTITATIVO IN REAL-TIME	3 Pr.T. Rosa alta (CT-CR)	10	CR
150	BHCG	HCG - Beta HCG - Gonadotropina Corionica	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
T07A+T011	T07 (PROFILO)	HCV GENOTIPO - TIPIZZAZIONE GENOMICA EPATITE C (HCV)	3 Pr.T. Rosa alta (CT-CR)	10	CR
T06A+T011	T06 (PROFILO)	HCV RNA ANALISI QUANTITATIVA e/o QUALITATIVA (caricare questo codice per richieste generiche di HCV RNA	3 Pr.T. Rosa alta (CT-CR)	10	CR
T05A+T011	T05 (PROFILO)	HCV RNA QUALITATIVO N.B. Caricare QUANTITATIVO codice T06 - DISABILITATO	3 Pr.T. Rosa alta (CT-CR)	max 12 gg.	CR
16	HDL	HDL Colesterolo	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
PV23	HDVRN	HDV RNA - Virus epatite delta acidi nucleici	Pr. T. Rosso alta stretta	21	PV
262	HELIF	Helicobacter Pylori - Antigene Helicobacter Pylori - HPSA (ricerca nelle feci)	Contenitore FECI	3	CR
230G + 230M	HERP (PROFILO) o 230n (PROFILO)	Herpes Simplex Virus (1,2) anticorpi - HSV2 IgG + IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
230G	HSVg	Herpes Simplex Virus anticorpi IgG- HSV2 IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
230M	HSVM	Herpes Simplex Virus anticorpi IgM- HSV2 IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
230V12	HSV12	Herpes Simplex Virus tipo 1 e 2 ricerca diretta molecolare	Tampone tappo rosso (per virus)	2	CR
232G + 232M	HERPZ (PROFILO) o 232P (PROFILO)	Herpes Zoster anticorpi IgG + IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
232G	VARIG	Herpes Zoster anticorpi IgG- Varicella zoster anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
232M	VARIM	Herpes Zoster IgM- Varicella Zoster anticorpi IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR

M21	HGH	HGH - Ormone Somatotropo - GH	Pr. T. Rossa alta stretta (acqua e ghiaccio)	4	CR
T223	HIV	HIV Anticorpi HIV 1-2 - HTLVIII	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T09A+T00+T0B+T0A+T011	T09 (PROFILO)	HIV GENOTIPO - HIV SEQUENZIAMENTO - TIPIZZAZIONE GENOMICA HIV - GENOMA HIV	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	14	CR
T03A+T011	T03 (PROFILO)	HIV RNA - ANALISI QUALITATIVA DI HIV RNA (previa PCR) N.B. caricare QUANTITATIVO codiceT04 - DISABILITATO	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 12 gg.	CR
T04A+T011	T04 (PROFILO)	HIV RNA - ANALISI QUANTITATIVA e/o QUALITATIVA DI HIV RNA (previa PCR)N.B. caricare questo codice per richieste generiche di HIV RNA)	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	10	CR
T09A+T00+T0B+T0A+T011	T09 (PROFILO)	HIV SEQUENZIAMENTO - TIPIZZAZIONE GENOMICA HIV - GENOMA HIV - GENOTIPO HIV - HIV RNA TEST DI RESISTENZA	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	14	CR
262	HELIF	HPSA - Helicobacter Pylori - Antigene Helicobacter Pylori - nelle feci(ricerca nelle feci)	Contenitore FECI	3	CR
230G + 230M	HERP (PROFILO) o 230n (PROFILO)	HSV2 - Herpes Simplex Virus (1, 2) anticorpi IgG + IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
230G	HSVg	HSV2 IgG - Herpes Simplex IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
230M	HSVM	HSV2 IgM - Herpes Simplex IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
M23	HTg	HTg - Tireoglobulina - Tg	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
212	HTLV	HTLV I – IIN.B.Caricare questo codice solo se ben specificata la descrizione altrimenti caricare il codice HIV	Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)	7	CR
T223	HIV	HTLVIII - Anticorpi HIV 1-2 - HIV	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
I - J Torna a Pag. 1.					
		IA2 - Anti IA2 - Anti Enzima Tirosi Fosfatasi NON SI ESEGUE PIU'			
T69	CIC	ICC - Immunocomplessi circolanti - CIC	Pr. T. Giallo rosso bassa	7	OGLIO-PO
		Idrossiprolinuria - Pylilinks-D - Desossipiridinolina (Urina campione) DISABILITATO –SOSTITUITO DA PRELIEVO PER CTX cod. M22			
133	IGET	Ig E - IgE totali - PRIST	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	OGLIO-PO
799	799	Ig E Specifiche - RAST (L'elenco completo degli allergeni è in appendice 1 pagina 53 . Se non precisamente richiesti gli allergeni vengono caricati al momento dell'esecuzione.)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
M15	m15	IG F1 - Somatomedina C - Insulin Like Grow TH Factor 1 - Fattore di crescita insulino simile 1	Pr. T. Rosso alta stretta (spedire in acqua e ghiaccio)	8	CR
	IG (PROFILO)	Ig G + Ig A + Ig M - Immunoglobuline G A M	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
214IGA	IGA	IgA - Immunoglobuline A	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
214AL	igasi	IgA su liquido sinoviale	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	3	OGLIO-PO
214IGG	IGG	IgG - Immunoglobuline G	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
214IGM	IGM	IgM - Immunoglobuline M	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
151	IMMUS	IMF - Immunofissazione siero	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	4	OGLIO-PO

152	IMMUR	IMF - Immunofissazione urine - Ricerca Proteina di Bence Jones	Contenit. URINA (Camp. 24 ORE o camp. estemp.)	7	OGLIO-PO
T69	CIC	Immunocomplessi circolanti - CIC - ICC	Pr. T. Giallo rosso bassa	7	OGLIO-PO
151	IMMUS	Immunolettroforesi siero	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	4	OGLIO-PO
152	IMMUR	Immunolettroforesi urina	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	7	OGLIO-PO
151	IMMUS	Immunofissazione siero	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	4	OGLIO-PO
152	IMMUR	Immunofissazione urine	Contenit. URINA (Camp. 24 ORE o camp. estemp.)	7	OGLIO-PO
214IGA	IGA	Immunoglobuline A - IgA	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
214IGG	IGG	Immunoglobuline G - IgG	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
214IGM	IGM	Immunoglobuline M - IgM	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
214IGA+214IGG+214IGM	IG (PROFILO)	Immunoglobuline G A M - IgG + IgA + IgM	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
945	H1N1	Influenza A, Influenza B, RSV	Tamponi appositi da RICHIEDERE AL LABORATORIO	2	CR
C41	c41	Inibitore C1	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	15	OGLIO-PO
364	INF8	Inibitore fattore VIII (Conservare in ghiaccio)	Pr. T. Azzurro con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	20	CR
OP331	QUI	INR - Tempo di protrombina - Quick -Tempo di Quick - Attività protrombinica	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP331T	TERAP	INR PER TERPIA - N.B. UTILIZZARE QUESTO CODICE SOLO PER PRELIEVI MULTIPLI	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
M15	m15	Insulin Like Grow TH Factor1 - IG F1 - Somatomedina C - Fattore di crescita insulino simile 1	Pr. T. Rosso alta stretta (spedire in acqua e ghiaccio)	8	CR
M25	INSUL	Insulina	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
C56	C56	Insulina anticorpi (anticorpi anti insulina)	Pr. T. Rosso per Milano	21	Mi San Raffaele
M25STIM	INSST	Insulina Curva (Fino a 5 punti)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
IL6	IL6	Interleuchina 6	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	CR
	AAB (PROFILO)	Isoanticorpi Anti A B	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	2	POOP-CT
T76A	TITA	Isoanticorpi Anti A	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	2	POOP-CT
T76B	TITB	Isoanticorpi Anti B	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	2	POOP-CT
53	CKMBM	Isoenzimi CK - CKM - CKMB massa	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	in giornata	OGLIO-PO
G519+G90	G519 + G90	JAK2 esone 12 – Sequenza JAK2 esone 12 - NB. Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G111+G112+G121+G114	G326(PROFILO)	MUTAZIONE BRCA1 sequenza esoni gruppo 1 - N.B. contattare prima genetica CR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	54	CR
G111+G112+G121+G114	G326(PROFILO)	BRCA1 sequenza esoni gruppo 1 - N.B. contattare prima genetica CR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	54	CR

G121 + G111	G111 + G121	BRCA2 sequenza esoni gruppo 2 - N.B. contattare prima genetica CR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	54	CR
G121 + G111	G111 + G121	MUTAZIONE BRCA2 sequenza esoni gruppo 1 - N.B. contattare prima genetica CR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	54	CR
K-L Torna a Pag. 1.					
31K	31K	K - Potassio - Potassiemia	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
33	KUR	K urinario - Potassio urine - K Urinario (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
33F	33F	K urinario spot - Potassio urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
153	KL	Kappa - Lambda Catene leggere libere free siero (Quantitativo)	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	3	OGLIO-PO
G270	g270	BRCA1 mediante MLPA - Riaranggiamenti in BRCA1 mediante MLPA N.B. contattare prima genetica CR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
G270	g270	MLPA BRCA1 - Riaranggiamenti in BRCA1 mediante MLPAN.B. contattare prima genetica CR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
G270	g270	Riaranggiamenti in BRCA1 mediante MLPA - N.B. contattare prima genetica CR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
G271	g271	BRCA2 mediante MLPA - Riaranggiamenti in BRCA2 mediante MLPA - N.B. contattare prima genetica CR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
G271	g271	MLPA BRCA2 - Riaranggiamenti in BRCA2 mediante MLPA - N.B. contattare prima genetica CR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
G271	g271	Riaranggiamenti in BRCA2 mediante MLPA - N.B. contattare prima genetica CR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
407KL	KLUR	KAPPA e LAMBDA - Catene Leggere Libere nelle Urine (Quantitativo)	Contenit. URINA (Camp. estemp. O 24 h)	3	OGLIO-PO
KEPPRA	KEP	Keppra - Levetiracetam	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
C78	C78	Isavuconazolo	Pr. apposita con granuli per Brescia da richiedere al LABORATORIO	25	BS
323	LAC	LAC - Lupus anticoagulant - Lupus	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
LACBS	LACBS	Lacosamide	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	12	OGLIO-PO
153	KL	LAMBDA - KAPPA Catene leggere libere free siero (Quantitativo)	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	3	OGLIO-PO
407KL	KLUR	LAMBDA e KAPPA Catene Leggere Libere nelleUrine (Quantitativo)	Contenit. URINA (Camp. estemp. o 24 h)	3	OGLIO-PO
LAMBS	LAMBS	Lamotrigina	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	12	BS
OP22	ACLAT	Lattato - Acido Lattico	Siringa apposita per Emogas.	2	OGLIO-PO
919	919	Lavaggio Broncoalveolare Colturaleper ricerca di batteri e miceti	Contenitore STERILE	4	CR
49	LDH	LDH - Latticodeidrogenasi	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
49AS	ldhas	LDH - Latticodeidrogenasi su liquido ascitico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
49PL	ldhpl	LDH - Latticodeidrogenasi su liquido pleurico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
OPLPLDH	lpldh	LDH su liquidi cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO

18	LDL	LDL - Colesterolo LDL	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
263	LEGIO	Legionella pneumophyla - Legionella Antigene nelle urine	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	3	CR
C66	C66	Legionella anticorpi IgG e IgM	Pr. T. Rossa per BS	15	BS
512	512	Leishmania anticorpi IgG e IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
207	LEPTO	Leptospire - anticorpi IgM - Petit Martin	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
499	leufe	Leucociti nelle feci	Contenitore FECI	2	OGLIO-PO
KEPPRA	KEP	Levetiracetam - Keppra	Pr. T. Rosso alta stretta	2	CR
		LH - dosaggio nelle urine delle 24 ore NON SI ESEGUE			
M27	LH	LH - Ormone Luteinizzante	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
29	LI	LI - Litiemia - Litio	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
LINEZ	linez	Linezolid - dosaggio antibiotico	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	30	Mi Niguarda
935	AGO	LINFONODO AGOASPIRATO PER MICRO	Contenitore sterile	5	CR
107	LIP	Lipasi	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
107C	107C	Lipasi su liquidi cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
107L	lipdr	Lipasi su liquidi pleurico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
LIPO	LIPO	Lipoproteina-a	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	15	OGLIO-PO
930	930	Liquidi biologici vari esame colturale (richiede il materiale al caricamento)	Contenitore STERILE	5	CR
LPAF	lpaf	Liquidi cavitari Alfa Feto Proteine - AF	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	3	CR
OPLPAM	lpam	Liquidi Cavitari Amilasi (DISABILITATO)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	max 4 gg.	CR
LPC15	lpc15	Liquidi Cavitari CA 15-3	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	CR
LPC19	lpc19	Liquidi Cavitari CA 19-9 - GICA	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	CR
LPC125	lpc12	Liquidi Cavitari CA-125	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	CR
OPLCAVI	lcavi	Liquidi Cavitari chimico fisico (comprende dosaggio Proteine e LDH)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
OPLPRF	lprf	Liquidi Cavitari Fattore Reumatoide - RF	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
OPFLC	fl	LIQUIDI CAVITARI Formula leucocitaria	Pr. T. Viola (K3 EDTA)	2	OGLIO-PO
OPLPLDH	lpldh	Liquidi Cavitari LDH	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
OPLPPRO	lppro	Liquidi Cavitari Proteine	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
OPLASC	lasc	Liquido Ascitico chimico fisico (comprende dosaggio Proteine e LDH)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
605	LIQUO	Liquido Cefalo rachidiano chimico fisico (comprende dosaggio Protidorrhachia, Glicorrhachia, Albumina, Conteggio e morfologia cellule)	Provetta STERILE	2	OGLIO-PO
936	LIQ	Liquido Cefalo rachidiano esame colturale per ricerca batteri e miceti	Provetta STERILE	6	CR
910	DREN	Liquido di drenaggio esame COLTURALE per batteri e miceti	Contenitore STERILE	4	CR
LPCEA	lpcea	Liquido Pleurico CEA	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	3	CR
OPLPL	lpl	Liquido Pleurico chimico fisico (comprende dosaggio Proteine e LDH)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
930	930	Liquidi biologici vari esame colturale (richiede il materiale al caricamento) per ricerca batteri e miceti. Per eventuale ricerca anche di ANAEROBI ricaricare lo stesso codice e scegliere il relativo materiale contrassegnat con ANA	Contenitore STERILE	5	CR

612	SPERM	Spermiogramma (la raccolta si esegue in ospedale a Cremona) - NON SI ESEGUE PIU', CONTATTARE LABORATORIO CREMONA	Contenitore adeguato	in giornata	CR
OP612A	SpeA	Liquido seminale Anti Spermatozoi adesi - NON SI ESEGUE PIU'	Contenitore adeguato	in giornata	OGLIO-PO
914	914	Liquido Seminale Colturale	Contenitore STERILE	4	CR
174A	LSI	Liquido Sinoviale chimico fisico (si esegue microscopico del sedimento)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
605	LIQUO	Liquor chimico fisico (comprende dosaggio Protidorrachia, Glicorrachia, Albumina, Conteggio e morfologia cellule)	Provetta STERILE	2	OGLIO-PO
936	LIQ	Liquor Colturale per ricerca batteri e miceti	Provetta STERILE	6	CR
936P	LIQPA	Liquor Esame in biologia molecolare Virus-Batteri-Funghi. Panel Biofire	Provetta STERILE	2	CR
29	LI	Litiemia - Litio - LI	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
29	LI	Litio - Litiemia - LI	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
		LIXIANA - vedi Edoxaban			
A36	a_LKM	LKM - LKM A - Anti LKM - Anticorpi Anti Microsomi epatici renali	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
209A	209A	LUE - RW (Wasserman) - VDRL - Sifilide. Si esegue uno screening per sifilide	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
216	LUEM	Lue anticorpi IgM - Sifilide IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
257	FTA	Lue anticorpi IgG - Sifilide IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
255	RPR	Lue anticorpi R.P.R. - Sifilide R.P.R.	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
256	TPPA	Lue anticorpi TPPA - Sifilide TPPA	Pr. T. Trasparente alta stretta	5	CR
323	LAC	Lupus - Lupus anticoagulant - LAC	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
211G	LYG	LYME Borrelia - Sierodiagnosi Borrelia - Anti Borrelia Anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
211M	LYM	LYME Borrelia - Sierodiagnosi Borrelia - Anti Borrelia Anticorpi IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
M Torna a Pag. 1.					
T246	MA	MA - Markers Epatite A IgM - Epatite A Anticorpi IgM - HAV IgM (NB. caricare questo codice se non specificato IgG o IgM)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T245	MAG	MA IgG - Markers Epatite A IgG	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
105	MG	Magnesiemia - Mg Siero - Magnesio su siero	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
106	MGUR	Magnesiuria - Mg Urine (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
106F	106F	Magnesio urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
309 NB.caricare profilo "MAL"	MAL	Malaria - Plasmodio della Malaria - Parassita Malaria ricerca microscopica NB. Caricare il cod. "MAL" profilo per microscopico e ricerca antigeni	Pr. T. Viola (+ bollino)	in giornata	OGLIO-PO
310 NB.caricare profilo "MAL"	MALAg	Malaria - ricerca antigeni HPR2 - NB. Caricare il cod. "MAL" profilo per microscopico e ricerca antigeni	Pr. T. Viola (+ bollino)	in giornata	OGLIO-PO
211G	LYG	Malattia di Lyme - Borrelia - anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
211M	LYM	Malattia di Lyme - Borrelia - anticorpi IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
	NON SI ESEGUE	MANTOUX (NON SI ESEGUE)			
C81	mang	Manganese	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	15	BS

G7 + G8	MACRO (PROFILO)	Mappa Cromosomica - Cariotipo (su sangue periferico)	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	24	CR
G05 + G04 + G46	CARMID (PROFILO) o G88 (PROFILO)	Mappa cromosomica su prelievo midollare - Cariotipo midollare	Contenitore adeguato	18	CR
T11A + T01	HBVDNA (PROFILO) o T11 (PROFILO)	Markers B DNA - Epatite B DNA - HBV DNA	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	10	CR
T245	MAG	Markers Epatite A IgG	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T246	MA	Markers Epatite A IgM (caricare questo codice per anticorpi IgM se non meglio specificato)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T212+T213+T214	MB (PROFILO)	Markers Epatite B - HBV - N.B. caricare questo codice quando non viene specificato + HBE - Comprende: Antigene AU (HBsAg + Anticorpi Anti-Antigene di superficie (HBsAb) + Anticorpi Anti CORE (HBcAb)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T213+T213+T214+T215+T216	MB-HBE (PROFILO)	Markers Epatite B + HBe (Completo, caricare solo se specificato MB+HBE)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T227	MC	Markers Epatite C - Anticorpi HCV	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T132	DIGM	Markers Epatite Delta (D) Anticorp IgM	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
T131+T132	MD (PROFILO)	Markers Epatite Delta (D) Anticorpi IgM e TOTALI	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
T131	HDV	Markers Epatite Delta (D) Anticorpi TOTALI	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
905	MAIC	Materiale da intervento chirurgico,ESAME COLTURALE per batteri e miceti	Contenitore STERILE	5	CR
T212+T213+T214	MB(PROFILO)	MB - Markers Epatite BN.B.caricare questo codice quando non specificatamente richiesto + HBE Comprende: Antigene AU (HBsAg + Anticorpi Anti-Antigene di superficie (HBsAb) + Anticorpi Anti CORE (HBcAb)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T213+T213+T214+T215+T216	MB-HBE (PROFILO)	MB + Hbe (Completo, caricare solo se specificato MB+HBE)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T227	MC	MC - Markers Epatite C - Anticorpi HCV	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
	NON SI ESEGUE	MCA (NON SI ESEGUE)			
T131+T132	MD(PROFILO)	MD - Markers Epatite Delta (D) Anticorpi TOTALI e IgM	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
T132	DIGM	MD IgM - Markers Epatite Delta (D) Anticorpi IgM	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
T131	HDV	MD Totali - Markers Epatite Delta (D) Anticorpi TOTALI	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	15	CR
C24	hg	Mercurio su Plasma	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	15	BS
C25	hgu	Mercurio urinario	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	15	BS
METHB	METHB	Meta Hb - METAEMOGLOBINA (si esegue con Gas Analisi)	Siringa apposita per Emogas.	in giornata	OGLIO-PO
C36	TTMUC	Metaboliti urinari del benzene - Acido T,T-Muconico benzene	Contenitore URINE (campione fine Turno Lavoro o esposizione conservare in frigorifero)	15	BS
METHB	METHB	Metaemoglobina - Meta Hb (si esegue con Gas Analisi)	Siringa apposita per Emogas.	in giornata	OGLIO-PO

C48MBS	C48MBS	Metanefrine urinarie (Campione urina 24h acidificate SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato) SEGNALARE DIURESIS	12	BS
OXABS	OXABS	Meta-Oxcarbazepina	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	12	BS
175	METO	Metatressato / Methotrexate (farmaco)	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
METPV	METPV	Metformina Dosaggio	Pr. T. Trasparente alta stretta	12	PV
METOS	METOS	Metosuccimide (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
105	MG	Mg - Magnesio su Siero	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
106	MGUR	Mg - Magnesio su Urine (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
106F	106F	Mg - Magnesio su urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
938	DERMA	Miceti - Dermatofiti - Spore Fungine - Funghi - Candida. Ricerca COLTURALE su materiale vario	Contenitore STERILE	23	OGLIO-PO
225	FUNG	Miceti anticorpi – Precipitine - Anticorpi Anti Miceti su Siero NON SI ESEGUONO PIU'	Pr. T. Trasparente alta stretta		BS
958C+988M+958B	960 (PROFILO BK)	Micobatteri Ricerca colturale e microscopico - BK (Verrà richiesto all'inserimento il materiale)	Contenitore STERILE TAPPO A VITE	50	CR
953N	GEN	Micobatteri ricerca con sonda genetica (Verrà richiesto all'inserimento il materiale)	Contenitore STERILE	8	CR
404	MA	Microalbuminuria (Campione urina estemporaneo)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
G62	G62	Microdelezioni del cromosoma Y	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
954	954	MIDOLLO OSSEO. Colturale per ricerca di batteri e miceti	????Flacone emocoltura		CR
954	954	MIELOCOLTURA, esame COLTURALE per ricerca di batteri e miceti	????Flacone emocoltura		CR
54	MIOG	Mioglobina	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	2	OGLIO-PO
		MLH1, MSH2, MSH6, geni cancro del colon non poliposico (Contattare direttamente Genetica CR 5217)	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 34 gg.	CR
G296+G90	g296+G90	MLPA PWA - Prader Willi esame genetico - N.B. contattare GENETICA CR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
267	267V	Monkeypox - vaiolo delle scimmie	T. faringeo - T. vescicole	7	CR
231 T+231 M	EB (PROFILO) o 231 (PROFILO)	Mono test - Mononucleosi – Epstein Barr Virus anticorpi - EBV IgG + IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
231 T	231 T	Mono test IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
231 M	231 M	Mono test IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
MICARB	MICARB	Monoidrossicarbamazepina (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
231 T+231 M	EB (PROFILO)	Mononucleosi IgG e IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
231 T	231 T	Mononucleosi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
231 M	231 M	Mononucleosi IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
233	MORB	Morbillo - anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
G3	g3	Mosaicismo Liquido amniotico N.B. contattare Genetica CR per conferma	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	18	CR
G46	g46	Mosaicismo Midollo Osseo N.B. contattare Genetica CR per conferma	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	18	CR
G9	g9	Mosaicismo Sangue Intero N.B. contattare Genetica CR per conferma	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	18	CR
G47+ G48+ G274	G47+ G48+ G274	MPLA Delezioni Subtelometriche 1 e 2 - FISH Telomeri multipli N.B. contattare Genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR

924N	PM	MRSA Esame colturale per ricerca Staphilococcus meticillino resistente	Tampone con terreno trasporto	3	CR
G57	G57	MTHFR - Mutazione Genetiche Omocisteina - MTHFR C 677 T	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G77	G77	MTRR - Mutazioni Genetiche	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
241	AAG	Mucoproteine - Alfa1 glicoproteina acida	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
G57	G57	Mutazione Genetiche Omocisteina - MTHFR C 677 T - MTHFR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G580	g580	Mutazione HFE per Emocromatosi - Emocromatosi idiopatica Analisi delle mutazioni del DNA - N.B. contattare Genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G50+G51	MFII (PROFILO)	Mutazioni Genetiche FII - Protrombina	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G56	MFV (PROFILO)	Mutazioni Genetiche FV - Fattore V Leiden	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G80	G80	Mutazioni genetiche CBS	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
G50+G51	MFII (PROFILO)	Mutazioni Genetiche FII	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G77	G77	Mutazioni Genetiche MTRR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G50+G51	MFII (PROFILO)	Mutazioni Genetiche Protrombina - Mutazione Fattore II	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G540+G90	G540 + G90	Mutazione V617F - Jak 2 - Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
226G	226G	Mycoplasma pneumoniae - anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
226M	226M	Mycoplasma pneumoniae - anticorpi IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
932A + 932B		Mycoplasmi e Ureaplasma ricerca molecolare su CERVICE (Al caricamento specificare il materiale "ESSUDATO ENDOCERVICALE")	Tampone tappo arancione	3	CR
932A + 932B		Mycoplasmi Ureaplasma Ricerca molecolare su MATERIALI VARI (Al caricamento specificare il materiale. Non si esegue su vagina ma su cervice)	Contenitore STERILE adeguato	3	CR
932A + 932B		Mycoplasmi Ureaplasma ricerca molecolare su URETRA (Al caricamento scegliere il materiale "URETRALE")	Tampone tappo arancione	3	OGLIO-PO
N Torna a Pag. 1.					
31N	NA	Na - Sodio - Sodiemia	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
32	NAUR	Sodio urine 24h (Campione urina 24h, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h), SEGNALARE DIURESIS	2	OGLIO-PO
32F	32F	Sodio urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
31N + OP31K + 27	EL (PROFILO)	Na (sodio) + K (potassio) + CL (cloro)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
32+33+28	UEL (PROFILO)	Na (sodio) + K (potassio) + CL (cloro) (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
OPACET	ACET	nAChR - Anti recettore acetilcolina - Anti recettore nicotinico muscolare	Pr. T. Trasparente alta stretta	14	BS
952	MENIN	NEISSERIA MENINGITIDIS (Meningococco) ricerca COLTURALE	Tampone con terreno trasporto	4	CR
G523	g523	Next Generation Sequencing NGS - NB. Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	54	CR
172	NGAL	NGAL (Gelatinasi Neutrofila - Lipocalina)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	5	CR
G523	g523	NGS - Next Generation Sequencing - NB. Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	54	CR
57	AMMON	NH4 - Ammoniemia - Ammonio	Pr. T. Lilla trasparente (acqua e ghiaccio o ghiaccio secco)	2	OGLIO-PO

C26	ni	Nichel su siero - Nichelemia	Pr. T. Rosso piccola (per BS)	15	BS
C26	ni	Nichelemia - Nichel su siero	Pr. T. Rosso piccola (per BS)	15	BS
C27	niu	Nichel su Urina - Nicheluria	Contentitore Urine (almeno 10 cc)	15	BS
C48BS	C48BS	Noradrenalina, Adrenalina, Dopamina – Catecolamine urinarie (Campione urina 24h acidificate SEGNALARE DIURESIS)	Contentitore URINA (CAMP.24h acidificato) SEGNALARE DIURESIS	25	BS
510A	510A	NOROVIRUS ricerca antigene nelle feci	Contentitore STERILE per FECI	2	CR
M43	ENO	NSE - Enolasi	Pr. T. Rosso alta stretta	9	CR
65A	PRBNP	NT-proBNP	Pr. Rosa corta	in giornata	CR
		Numero di Dibucaina - Dibucaina DISABILITATO NON SI ESEGUE PIU'			

O

[Torna a Pag. 1.](#)

75G	75G	OGTT – Curva glicemica - screening in GRAVIDANDASI ESEGUE SOLO DALLA 24° ALLA 28° SETTIMANA DI GRAVIDANZA - 3 PRELIEVI: BASALE DOPO 60' E 120'	Pr. T. grigio per glucosio	2	OGLIO-PO
74	CARGL	OGTT breve - Curva Glicemicabreve (Prevede due prelievi - BASALE e dopo 120 min.)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
83	CURGL	OGTT completa dopo carico (Prevede 5 prelievi a tempi da specificare al caricamento)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
359	OMO	Omocisteina basale (non si esegue con carico)	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	3	CR
G57	G57	Omocisteina Mutazioni Genetiche - MTHFR C 677 T - MTHFR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
M02	ACTH	Ormone Andrenocortico - ACTH	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	8	CR
M06	AMH	Ormone Antimulleriano - AMH	Pr. T. Rosso alta stretta	7	CR
M16	FSH	Ormone Follicolo Stimolante - FSH sierico	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M27	LH	Ormone Luteinizzante - LH (sierico)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M21	HGH	Ormone Somatotropo - HGH - GH	Pr. T. Rosso alta stretta (acqua e ghiaccio)	4	CR
OSM	osm	Osmolarità plasmatica (calcolo di Rasouli su sodio, glicemia, urea)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
		Osmolarità urinaria. Non abbiamo codice per il calcolo. Eventualmente caricare glicosuria + creatinina urinaria + urea urinaria + sodio urinario su urine estemporanee			
C9PV	C9PV	Ossaluria - Acido ossalico (Campione urina 24h acidificato - SEGNALARE DIURESIS)	Contentitore URINA (CAMP.24h)	22	MI Niguarda
504	SCOTC	Ossiuri - Scotch test (FECI)	Contentitori con conservante (Para-Pak Eco Fix) da richiedere al Laboratorio con le modalità di prelievo	4	OGLIO-PO
M36	OST	Osteocalcina	Pr. T. Trasparente alta stretta	21	BS
OXABS	OXABS	Oxcarbazepina	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	12	BS

P

[Torna a Pag. 1.](#)

A38M	PANCA	p - ANCA - MPO (anticorpi anti mieloperossidasi) NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO, ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE "ANCA" TEST DI SCREENING; SE RISULTERÀ POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA	Pr. T. Trasparente alta stretta	15	CR
25	P	P - Fosforo	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
P1NP	P1NP	P1NP (Peptide N-terminale del Procollagene di tipo I) - DISABILITATO	Pr. T. Rosso alta stretta	max 7 gg	CR
G102+G103	PAP-A (PROFILO) o G104 (PROFILO)	PAPP-A - Ultra Screen (dalla 12° alla 13° settimana) - da lunedì a giovedì	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
309 + 310	MAL (PROFILO)	Parassita della Malaria - Plasmodio della Malaria	Pr. T. Viola (+ bollino)	in giornata	OGLIO-PO
502	FP	Parassiti intestinali ricerca nelle feci	Contenitore FECI	7	CR
M58P	PTHLI	Paratormone - PTH (di terza generazione)	Pr. Madreperla EDTA	3	CR
M58	CAP	Paratormone 1,84 CAP - PTH 1-84 (CAP) - Ciclasì Attivante il PTH (caricare questo codice quando è richiesto solo Paratormone senza specificare se CIP o CAP) - NON SI ESEGUE - DISABILITATO	Pr. T. Rosa bassa con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	max 8 gg.	OGLIO-PO
M57	CIP	Paratormone 7,84 CIP - PTH 7-84 (CIP) - Ciclasì Inattivante il PTH (da caricare solo se specificatamente richiesto, per richieste generiche di Paratormone caricare CAP) - NON SI ESEGUE - DISABILITATO	Pr. T. Rosa bassa con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	max 8 gg.	OGLIO-PO
M31	PTH	Paratormone intatto PTH 1-84 - NON SI ESEGUE - DISABILITATO	Pr. T. Rosa bassa con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	max 8 gg.	OGLIO-PO
234	PARO	Parotite - anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
222G	222G	Parvovirus Anticorpi IgG -Parvovirus B19 Anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
222M	222M	Parvovirus Anticorpi IgM -Parvovirus B19 IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
C28	pb	Pb - Piombemia - Piombo Sangue	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	15	BS
C29	pbu	Pb - Piombemia - Piombo Urina	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	15	BS
202	PCR	PCR - Proteina C Reattiva	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
T05A+T011	T05 (PROFILO)	PCR Epatite C QUALITATIVA - HCV RNA - N.B. Caricare QUANTITATIVO codice T06 - DISABILITATO	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 12 gg.	CR
T06A+T011	T06 (PROFILO)	PCR Epatite CQUANTITATIVA e/o QUALITATIVA - HCV RNA - N.B. caricare questo codice per richieste generiche di PCR Epatite C	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	10	CR
T05A+T011	T05 (PROFILO)	PCR HCV QUALITATIVO - HCV RNA Qualitativo N.B. Caricare QUANTITATIVO cod.T06 - DISABILITATO	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 12 gg.	CR
T06A+T011	T06 (PROFILO)	PCR HCV QUANTITATIVA e/o QUALITATIVA - HCV RNA - N.B. caricare questo codice per richieste generiche di PCR HCV	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	10	CR
PERBS	PERBS	Perampanel	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	12	BS
208	208	PERTOSSE Bordetella pertussis Anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
65	BNP	Peptide natriuretico tipo B	Pr. T. Rosa bassa	in giornata	OGLIO-PO
207	LEPTO	Petit Martin - Leptospira IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
625	emoar	pH Arterioso - Gasanalisi Arteriosa (conservare in ghiaccio)	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
626	emoca	pH capillare - Gasanalisi Capillare (si esegue solo al Presidio Oglio-Po)	CAPILLARE	in giornata	OGLIO-PO
624	emove	pH venoso - Emogasanalisi Venosa (conservare in Ghiaccio)	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO

304	PIAS	Piastrine – Codice da utilizzare solo nei casi di incompatibilità all'EDTA (diversamente caricare Emocromo senza formula cod. 300U)	Pr. speciale con CPT	in giornata	OGLIO-PO
365	365	PFA100 Test Funzionalità piastrinica - IL PRELIEVO IN LAB. ANALISI POOP ALLE ORE 9.00 SOLO LUNEDI' E VENERDI'. INVIATO A CR ED ESEGUITO ENTRO DUE ORE.	2 Pr. T. Azzurro bassa non centrifugate	2	CR
C28	pb	Piombo su Sangue	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	15	BS
C29	pbu	Piomburia su Urina	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	15	BS
309 + 310	MAL (PROFILO)	Plasmodio della Malaria - Malaria - Parassita della Malaria	Pr. T. Viola (+ bollino)	in giornata	OGLIO-PO
266	PNEU	Pneumococco nelle urine - Antigene Pneumococco ricerca nelle urine	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	3	CR
920A	PC	Pneumocystis Carinii (Jirovecii) - ricerca molecolare	Contenitore sterile da tenere a 4°C	3	CR
31K	31K	Potassiemia - Potassio - K	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
33	KUR	Potassio urine - K Urinario (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
33F	33F	Potassio urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
505	FCHI	Potere tripsinico - Chimotripsina - Chimico Fisico (Feci) - DISABILITATO	Contenitore FECI	max 2 gg.	OGLIO-PO
OP370	Dabl	PRADAXA (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO PER DABIGATRAN)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP370B	DABIB	PRADAXA (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO PER DABIGATRAN) BASALE (prima della somministrazione)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP370C	DABI2	PRADAXA (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO PER DABIGATRAN) Dopo 2 ore dalla somministrazione	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
G296 + G90	g296 + G90	Prader Willi esame genetico - MLPA PWA (NB. Contattare GENETICA CR)	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR
245	PAB	Prealbumina – Transtiretina	Pr. T. Rossa alta stretta	2	CR
225	FUNG	Precipitine - Miceti - Saccaromiceti Ricerca Anticorpi su siero NON SI ESEGUONO PIU'	Pr. T. Trasparente alta stretta		BS
PREGA	PREGA	Pregabalin (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
164	PRIMI	Primidone (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 15 GG.	CR
133	IGET	PRIST - IgE - IgE totali	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	OGLIO-PO
366	proca	Procalcitonina	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	4	OGLIO-PO
M29	PG	Progesterone	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M30	PRH	Prolattina - PRH	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
CURP	curp	Prolattina Curva - 3 prelievi in tempi e provette diverse (basale, 30' e 60')	Pr. T. Rosso alta stretta (3 prel.)	3	CR
326	PRCA	Proteina C antigenica	Pr. T. Azzurro bassa	22	CR
PV19	PV19	Proteina cationica eosinofila	Pr. T. Rosso per Pavia	21	PV
321	PCC	Proteina C coagulativa	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
325	PCA	Proteina C Global / APC Res - Resistenza Prot. C attivata	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
202	PCR	Proteina C Reattiva - PCR	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
15	BENCE	Proteina di Bence Jones su urine estemporanee o delle 24 ore - DISABILITATO	Contenitore urine (camp. estemporaneo o 24 h)	max 2 gg.	OGLIO-PO
333	PSL	Proteina S LIBERA antigenica	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR

334	PRST	Proteina S totale ANTIGENICA	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
322	PCS	Proteina S coagulativa	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
10	TPROT	Proteine - Proteinemia totale - Proteine Totali	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
OPLPPRO	lppro	Proteine su Liquidi cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
10P	ptpl	Proteine totali su liquido pleurico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
10S	ptsi	Proteine totali su liquido sinoviale	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
11 + 10B	EFTP (PROFILO)	Proteinemia totale con Elettroforesi - caricare profilo EFTP	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) + Pr. T. Giallo-Rosso bassa	4	OGLIO-PO
406	PTUR	Proteinuria su campione URINA delle 24h, SEGNALARE LA DIURESI	Contenitore URINA (CAMP.24h), SEGNALARE LA DIURESI	2	OGLIO-PO
406F	PTUR	Proteinuria su campione urina estemporaneo	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
605	LIQUO	Protidorrhachia (caricare LIQUO: chimico fisico Liquor)	Provetta STERILE	2	OGLIO-PO
C30	DISABILITATO	Protossido di azoto NON SI ESEGUE			
340	F II	Protrombina - Fattore II coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
OP328	COA	Prove emogeniche (no prelievo, prova in vivo) - DISABILITATO	Prova in vivo	in giornata	OGLIO-PO
986	PSV	PROVE STERILITA' SU MATERIALI VARI - es. colturale		6	CR
M32	PSA	PSA - PSA TOTALE - Antigene Prostatico Specifico	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M32	PSA	PSA LIBERO - PSA FREE - FREE PSA - Caricare solo PSA PSA libero verrà eseguito automaticamente se il risultato del PSA Totale fosse significativo N.B. il	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
59	PCHE	Pseudocolinesterasi - CHE - Colinesterasi	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
M58P	PTHLI	PTH (di terza generazione) - Paratormone	Pr. Madreperla EDTA	3	CR
OP329	Ptt	PTT - Tempo di tromboplastina parziale - APTT	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
939	939	PUS esame COLTURALE per ricerca batteri e miceti	Contenitore STERILE	5	CR
		Pyrilinks-D - Idrossiprolinuria (Urina campione) DISABILITATO – SOSTITUITO DA PRELIEVO PER CTX cod M22			

Q-R

[Torna a Pag. 1.](#)

11 + 10B	EFTP (PROFILO) o 11P (PROFILO)	QPE - Quadro elettroforetico proteico	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) + Pr. T. Giallo-Rosso bassa	4	OGLIO-PO
11 + 10B	EFTP (PROFILO) o 11P (PROFILO)	Quadro elettroforetico proteico - QPE	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina) + Pr. T. Giallo-Rosso bassa	4	OGLIO-PO
960Q	960Q	Quantiferon - NB. si esegue tutti i giorni tranne il venerdì e prefestivi. Seguire procedura dedicata (chiedere al laboratorio)	4 Provette apposite da richiedere AL LABORATORIO	20	CR
OP331	QUI	Quick - Tempo di protrombina - Tempo di Quick - INR	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
201	RF	RA TEST - Fattore Reumatoide - RF - Reuma test	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
C17	cu	Rame - Cupremia - CU (siero)	Pr. T. Rosso alta stretta	6	CR
C18	cuu	Rame urinario - Cupruria - CU Urina	Contenitore Urine (almeno 10 ml)	15	BS

799	799	RAST - IgE Specifiche (l'elenco completo degli allergeni è in appendice 1. Se non precisamente richiesti gli allergeni vengono caricati al momento dell'esecuzione)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
209A	209A	Reazione Wasserman - VDRL - Sifilide (si esegue uno screening per sifilide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
M33	RENIN	Renina Clinostatismo (prelevare dopo circa 2 ore in posizione stesa) - CONGELARE IL CAMPIONE IL PRIMA POSSIBILE IN LABORATORIO	Pr. Madreperla EDTA	15	BS
M33 + M33STIM	REN (PROFILO)	Renina Clinostatismo + Ortostatismo (se non specificato clino+orto caricare, preferibilmente, per gli esterni RENO = renina in ortostatismo - per gli interni RENC = renina in clinostatismo) - CONGELARE IL CAMPIONE IL PRIMA POSSIBILE IN LABORATORIO	Pr. Madreperla EDTA	15	BS
M33STIM	RENO	Renina Ortostatismo (prelevare dopo almeno 2 ore in posizione eretta) - CONGELARE IL CAMPIONE IL PRIMA POSSIBILE IN LABORATORIO	Pr. Madreperla EDTA	15	BS
325	PCA	Resistenza Prot. C attivata - Proteina C Global / APC Res	Pr. T. Azzurro bassa	15	CR
OP303	RE	Reticolociti conteggio (referta conteggio reticulociti, n. reticulociti, maturi, medi e immaturi, contenuto emoglobina)	Pr. T. Viola (K3 EDTA)	in giornata	OGLIO-PO
201	RF	Reuma test - RF - Fattore Reumatoide - RA TEST	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
201	RF	RF - Fattore Reumatoide - RA TEST - RF - Reuma test	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
OPLPRF	lprf	RF su liquidi - Fattore Reumatoide su liquidi cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
T79	RIBA	RIBA Markers C - Test di conferma HCV Non caricare viene eventualmente inserito dal Lab.	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	5	CR
227TR_G	CLATR (PROFILO) o 251 (PROFILO)	Ricerca Anticorpi Anti Chlamydia trachomatis IgG su siero (Anti IgA e IgM non si eseguono piu')	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
228	CLAM	Ricerca diretta Chlamydia Trachomatis su Tampone CONGIUNTIVALE	Tampone tappo rosso (per virus)	10	CR
228	CLAM	Ricerca diretta Chlamydia Trachomatis (nella femmina eseguire tampone preferibilmente cervicale, nel maschio la ricerca si esegue su un campione di urina estemporaneo 1° mitto) - nella finestra scegliere il materiale	Tampone tappo rosso (per virus)	10	CR
OPMICR	micr	Ricerca Microscopica (generica) - DISABILITATO	Contenitore idoneo	1 g.	OGLIO-PO
501	SOCC	Ricerca sangue occulto ricerca nelle feci (codice per campione singolo)	Contenitore apposito per S.O.	3	CR
501A	SOCC1	Ricerca sangue occulto ricerca nelle feci CAMPIONE 1° (codice per campioni multipli). Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporaneamente	Contenitore apposito per S.O.	3	CR
501B	SOCC2	Ricerca sangue occulto ricerca nelle feci CAMPIONE 2° (codice per campioni multipli). Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporaneamente	Contenitore apposito per S.O.	3	CR
501C	SOCC3	Ricerca sangue occulto ricerca nelle feci CAMPIONE 3° (codice per campioni multipli). Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporaneamente	Contenitore apposito per S.O.	3	CR
912R	912R	Ricerca diretta Streptococcus pyogenes - T. faringeo diretta (rapido)	Tampone con terreno trasp.	in giornata	CR
799	799	Ricombinanti e Allergeni vari (l'elenco completo degli allergeni è in appendice 1 . Se non precisamente richiesti gli allergeni vengono caricati al momento dell'esecuzione)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
OP380B	RIVAB	Rivaroxaban basale (Prima della somministrazione)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO

OP380C	RIVA2	Rivaroxaban dopo 2 ore dalla somministrazione	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP380	Riva	Rivaroxaban dosaggio	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
218G	218 (PROFILO) Utilizzare questo profilo per gravide altrimenti il cod.218G1	Rosolia Test IgG NB. Utilizzare il codice profilo 218 (IgG+ IgM) per pazienti in gravidanza. controllo dello stato immunitario utilizzare il codice 218G1 (Disposizione Regionale)	Per Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
218M	218 (PROFILO) Utilizzare questo profilo per gravide altrimenti il cod.218G1	Rosolia IgM - Rubeo Test IgM NB. Utilizzare il codice profilo 218 (IgG+ IgM) per pazienti in gravidanza. controllo dello stato immunitario utilizzare il codice 218G1 (Disposizione Regionale)	Per Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
240	ROTA	Rotavirus + Adenovirus (ricerca nelle feci)	Contenitore FECI	3	CR
945	H1N1	RSV, influenza A, influenza B, (in biologia molecolare)	Tampone per virus	2	CR
239	RSV	RSV -Virus Sinciziale Respiratorio (ricerca diretta)	Contenitore STERILE per aspirato naso-faringeo <u>in ghiaccio</u>	2	CR
218G	218 (PROFILO) Utilizzare questo profilo per gravide altrimenti il cod.218G1	Rubeo Test IgG NB. Utilizzare il codice profilo 218 (IgG+ IgM) per pazienti in gravidanza. controllo dello stato immunitario utilizzare il codice 218G1 (Disposizione Regionale)	Per Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
218M	218 (PROFILO) Utilizzare questo profilo per gravide altrimenti il cod.218G1	Rubeo Test IgM NB. Utilizzare il codice profilo 218 (IgG+ IgM) per pazienti in gravidanza. Per controllo dello stato immunitario utilizzare il codice 218G1 (Disposizione Regionale)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
RUFI	RUFI	Rufinamide (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
209A	209A	RW (reazione Wasserman) - VDRL - Sifilide (si esegue uno screening per sifilide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
S Torna a Pag. 1.					
225	FUNG	Saccaromiceti - Precipitine - Miceti - Ricerca Anticorpi NON SI ESEGUONO PIU'	Pr. T. Trasparente alta stretta		BS
M01	ACB	Sali Biliari - Acidi Biliari - Acidi Biliari Coniugati - ACB	Pr. T. Ruggine corta	2	CR
63	DISABILITATO	Salicilemia NON SI ESEGUE	Pr. T. Rosso Grossa		
906	COPRO	Salmonella ricerca colturale nelle feci (caricare 906 Coprocultura)	Contenitore per FECI	4	CR
203	WW	Salmonelle Sierodiagnosi (caricare Widal-Wright) su siero	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
501	SOCC	Sangue Occulto ricerca nelle feci (codice per campione singolo)	Contenitore apposito per S.O.	3	CR
501A	SOCC1	Sangue Occulto ricerca nelle feci CAMPIONE 1° (codice per campioni multipli). Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporaneamente	Contenitore apposito per S.O.	3	CR
501B	SOCC2	Sangue Occulto ricerca nelle feci CAMPIONE 2° (codice per campioni multipli). Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporaneamente	Contenitore apposito per S.O.	3	CR

501C	SOCC3	Sangue Occulto ricerca nelle feci CAMPIONE 3° (codice per campioni multipli). Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporaneamente	Contenitore apposito per S.O.	3	CR
511M	511M	Schistosoma haematobium - esame microscopico	Contenit. URINA (camp. estemporaneo del mitto finale della minzione, almeno 10 mL, raccolto tra le ore 10 e le 14, conservato al buio avvolto da carta stagnola e consegnato al laboratorio il prima possibile)	3	CR
504	SCOTC	Scotch test - Ossiuri	Contenitori con conservante (Para-Pak Eco Fix) e tamponi secchi da richiedere al Laboratorio con le modalità di prelievo	4	CR
911	SEPRO	Secreto prostatico esame colturale per batteri e miceti	Contenitore sterile	4	CR
C31	se	Selenio su sangue	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	15	BS
T07A + T011	T07 (PROFILO)	SEQUENZIAMENTO HCV - GENOTIPO HCV - TIPIZZAZIONE GENOMICA EPATITE C (HCV)	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	10	CR
60BS	60BS	Serotonina - Acido 5-idrossindolacetico - 5 OH Indolacetico (Campione urina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESIS	25	BS
SHBG	SHBG	SHBG (sex hormone-binding globulin)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
906	COPRO	Shigella, ricerca colturale nelle feci (caricare 906 Coprocoltura)	Contenitore STERILE per FECI	4	CR
66	SID	Sideremia - Ferro - Fe	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
203	WW	Sierodiagnosi Brucelle (caricare Widal Wrigt) su siero	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
205	GHE	Sierodiagnosi di Ghedini-Weinberg - Anti Echinococco	Pr. T. Trasparente alta stretta	10	CR
203	WW	Sierodiagnosi Salmonella - Widal-Wright (su siero)	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
COVABQ	COVQ	Sierologico COVID (quantitativo IgG anti S1 e S2) - CORONAVIRUS	Pr. T. Gialla corta	4	CR
COVAB	COVAB	Sierologico COVID (screening qualitativo IgG/IgM/IgA anti N) - CORONAVIRUS	Pr. T. Gialla corta	4	CR
OPSAA	OPSAA	Siero Amiloide - SAA	Pr. T. Trasparente alta stretta	14	PV
209A	209A	Sifilide - LUE - RW (Wasserman) - VDRL. Si esegue uno screening per sifilide	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
257	FTA	Sifilide IgM - Lue anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
255	RPR	Sifilide R.P.R. - Lue anticorpi R.P.R.	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
256	TPPA	Sifilide TPPA - Lue anticorpi TPPA	Pr. T. Trasparente alta stretta	5	CR
171	SIRO	Sirolimus	Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)	7	CR
31N	NA	Sodiemia - Sodio - Na	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
31N	NA	Sodio - Na - Sodiemia	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
32	NAUR	Sodio urine 24h (Campione urina 24h, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h), SEGNALARE DIURESIS	2	OGLIO-PO
32F	32F	Sodio urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO

M15	m15	Somatomedina C - Insulin Like Grow TH Factor1 - IG F1 - Fattore di crescita insulino simile 1	Pr. T. Rosso alta stretta (spedire in acqua e ghiaccio)	8	CR
953N	GEN	Sonde Genetiche Dirette per BK (al caricamento specificare il materiale)	Contenitore STERILE	8	CR
C51A	C51A	Sottoclasse IgG1	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	15	OGLIO-PO
C51B	C51B	Sottoclasse IgG2	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	15	OGLIO-PO
C51C	C51C	Sottoclasse IgG3	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	15	OGLIO-PO
C51D	C51D	Sottoclasse IgG4	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	15	OGLIO-PO
T680 + T682 + T683 + T688 + T684 + T685 + T689	T68 (PROFILO)	Sottopopolazione linfocitaria - Tipizzazione linfocitaria semplice	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
914	914	Spermicoltura (la raccolta si esegue a domicilio in contenitore sterile da urina)	Contenitore STERILE	4	CR
612	SPEM	Spermioγραμμα (la raccolta si esegue in ospedale a Cremona) - NON SI ESEGUE PIU', CONTATTARE LABORATORIO CREMONA	Contenitore adeguato	in giornata	CR
938	DERMA	Spore Fungine - Miceti - Dermatofiti - Funghi - Candida ricerca COLTURALE su materiale vario	Contenitore STERILE	23	CR
STIRI	STIRI	Stiripentolo (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
924N	PM	Streptococco METICILLINO RESISTENTE (MRSA). Esame colturale	Tampone con terreno trasp.	3	CR
926	926	Streptococcus agalactiae (gr. B) - es. colturale (Al caricamento scegliere il materiale)	Tampone con terreno trasp.	3	CR
912R	912R	Streptococcus pyogenes - Tampone faringeo per ricerca diretta (rapido)	Tampone con terreno trasp.	in giornata	CR
508C	508C	Strongyloides stercoralis - esame colturale	Contenitore feci (mezzo pieno)	8	CR
SULTI	SULTI	Sultiame (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
T Torna a Pag. 1.					
		T3 NON SI ESEGUE (caricare codice TSH)	Pr. T. Rosso alta stretta		
		T4 NON SI ESEGUE (caricare codice TSH)	Pr. T. Rosso alta stretta		
170	TACRO	Tacrolimus - FK 506	Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)	7	OGLIO-PO
COV19	COV19	Tampone molecolare CORONAVIRUS - COVID - SARS Cov 2	Tampone per Coronavirus	2	CR
COVAG	COVAG	Tampone rapido antigenico CORONAVIRUS - SARS Cov 2	Tampone per Coronavirus	2	CR
908	TAU	Tampone Auricolare (verrà richiesto all'inserimento di specificare se DESTRO o SINISTRO)	Tampone con terreno trasp.	4	CR
918C	TENDO	Tampone cervicale es. colturale	Tampone tappo arancione	4	CR
228 +932A + 932B		Tampone Cervicale (Ricerca molecolare di Gonococco-Chlamydia-Mycoplasmi e Ureaplasma). Al caricamento scegliere il materiale "ESSUDATO ENDOCERVICALE"	Tampone tappo arancione	3	OGLIO-PO
228	CLAM	Tampone CERVICALE Chlamydia Trachomatis ricerca diretta	Tampone tappo rosso (per virus)	10	CR

921	TCONG	Tampone Congiuntivale (verrà richiesto all'inserimento di specificare se DESTRO o SINISTRO)	Tampone con terreno trasp. (piccolo) +1 Vetrino	4	CR
912	TFAR	Tampone Faringeo COLTURALE	Tampone con terreno trasp.	4	CR
912R	912R	Tampone faringeo per ricerca diretta S.pyogenes (rapido)	Tampone con terreno trasp.	in giornata	CR
907	TAFE	Tampone ferita, ESAME COLTURALE per batteri e miceti	Tampone con terreno trasp.	5	CR
907	TAFE	Tampone FERITA per ANAEROBI verrà richiesto di specificare il materiale, caricare il codice scegliendo il relativo materiale "ESSUDATO DA FERITA (ANA)"	Tampone con terreno trasp.	5	CR
915	TNASO	Tampone nasale (verrà richiesto all'inserimento di specificare se DESTRO o SINISTRO)	Tampone con terreno trasp.	4	CR
924N	PM	Tampone per Meticillino resistenza	Tampone con terreno trasp.	3	CR
957	957	Tampone per ricerca BACILLO DIFTERICO.(Specificare il materiale all'inserimento)	Tampone con terreno trasp.	3	CR
929	TVARI	Tamponi Vari - Esame colturale (esempio cutaneo, decubito, ulcera, pene, inguinale, linguale, perianale ecc. Verrà richiesto all'inserimento di specificare se DESTRO o SINISTRO)	Tampone con terreno trasp.	5	CR
929S	929S	Tampone per ricerca colonizzazione da GERMI SENTINELLA	Tampone con terreno trasp.	5	CR
228	CLAM	Tampone Chlamydia Trachomatis ricerca diretta (nella femmina eseguire tampone preferibilmente cervicale, nel maschio la ricerca si esegue su un campione di urina estemporaneo 1° mitto)	Tampone tappo arancione o Barattolo urine sterile	10	CR
929	TVARI	Tampone orale, linguale	Tampone con terreno trasp.	5	CR
929C	TCARB	Tampone Rettale per Carbapenemasi	Tampone con terreno trasp.	5	CR
929E	TESBL	Tampone rettale per ESBL	Tampone con terreno trasp.	5	CR
929V	TRENT	Tampone rettale per enterococchi VRE	Tampone con terreno trasp.	5	CR
228 + 932A + 932B + 931A + 942		Tampone Uretrale per ricerca colturale e ricerca molecolare di Gonococco - Chlamydia - Mycoplasmi -Ureaplasma - Trichomonas. Al caricamento scegliere il materiale "ESSUDATO URETRALE"	Tampone tappo arancione o barattolo urine + tampone secco per vetrino	3	CR
942	942	Tampone Uretrale per ricerca colturale germi comuni. Al caricamento scegliere il materiale "ESSUDATO URETRALE"	Tampone tappo arancione	4	CR
228	CLAM	Tampone URETRALE Chlamydia Trachomatis ricerca diretta (nella femmina eseguire tampone preferibilmente cervicale, nel maschio la ricerca si esegue su un campione di urina estemporaneo 1° mitto)	Tampone tappo arancione o Barattolo urine sterile	10	CR
918V + 931A		Tampone vaginale (esame colturale) + Trichomonas vaginalis (ricerca molecolare)	2 Tamponi tappo rosa + 2 vetrini per striscio vaginale da tampone secco	4	CR
926	926	Tampone Vagino-Rettale (Streptococcus agalactiae)	Tampone con terreno trasp.	3	CR
918V	TAVAG	Tampone vulvare (scegliere in tendina materiali il t. vulvare)	Tampone con terreno trasp.	4	CR
OP331T + VISB	TAO (PROFILO)	TAO + Visita breve per Terapia Anticoagulante Orale (Visita + QUICK) PER IMPEGNATIVE MULTIPLE CARICARE TANTI CODICI QUANTE SONO LE RICHIESTE DI ESAME	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
200	TAS	TAS - Titolo anti streptolisinico - ASLO	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
OP331	QUI	TdP - Tempo di protrombina - Quick - Tempo di Quick - INR - Attività protrombinica	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO

293	TEICO	Teicoplanina - dosaggio antibiotico glicopeptide	Pr. apposita con granuli per Brescia da richiedere al LABORATORIO	2	BS
G47+ G48+ G274	G47+ G48+ G274	Telomeri multipli Indagine GENETICA (Contattare Genetica CR per conferma)	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
M22	M22	Telopeptide C-Terminale del collagene di tipo I (CTX) (SOSTITUISCE UID: PYRILINKS-D (IDROSSIPROLINURIA)	Pr. T. Rosso alta stretta	15	CR
OP328	COA	Tempo di emorragia - Prove emogeniche - NON SI ESEGUE PIU', AL SUO POSTO SI ESEGUE ANALISI 365	Prova in vivo	in giornata	OGLIO-PO
365	365	Test Funzionalità piastrinica PFA100 - IL PRELIEVO IN LAB. ANALISI POOP ALLE ORE 9.00 SOLO LUNEDI' E VENERDI'. INVIATO A CR ED ESEGUITO ENTRO DUE ORE.	2 Pr. T. Azzurro bassa non centrifugate	2	CR
OP331	QUI	Tempo di protrombina - Quick - Tempo di Quick - INR - Attività protrombinica	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP331	QUI	Tempo di Quick -Tempo di protrombina - Quick - INR - Attività protrombinica	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP331T	TERAP	Tempo di Quick In terapia anticoagulante - INR in terapia anticoagulante N.B. UTILIZZARE QUESTO CODICE SOLO PER PRELIEVI MULTIPLI	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
337	TT	Tempo di trombina	Pr. T. Azzurro bassa	2	OGLIO-PO
OP329	Ptt	Tempo di tromboplastina parziale - APTT - PTT	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP329M	PTTM	Tempo di tromboplastina parziale CON MISCELAZIONE	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
168	TEO	Teofillina	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
T79	RIBA	Test di conferma HCV - RIBA Markers C (N.B Non caricare viene eventualmente inserito dal Lab.)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	5	CR
T74	WB	TEST DI CONFERMA HIV 1-2 (N.B. Non caricare. Viene eventualmente inserito dal Lab.)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	5	CR
T54N	COD	Test di Coombs DIRETTO	Pr. T. Viola (+ bollino)	2	POOP-CT
T55	COI	Test di Coombs INDIRETTO	Pr. T. Viola (+ bollino)	2	POOP-CT
215	GRAV	Test di Gravidanza - Gravindex	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	3	OGLIO-PO
M40	TH	Testosterone totale - TH	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M40F	m40f	Testosterone libero	Pr. T. Rosso alta stretta	4	CR
224	224	Tetano - Anti Tossina Tetanica IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
M18	FT4	Tetraiodotironina Libera - FT4 (N.B. Se richiesto anche il TSH non caricare questo esame che verrà eseguito in automatico dal laboratorio se necessario)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M23	HTg	Tg - HTg - Tireoglobulina	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
TIAGA	TIAGA	Tiagabina (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
CGTIP	CGTIP	Tipizzazione Crioglobuline	Pr. T. Rosso grossa + Pr. T. Giallo chiara. <u>Prelievo a caldo</u>	10	OGLIO-PO
T07A + T011	T07 (PROFILO)	TIPIZZAZIONE GENOMICA EPATITE C (HCV) - GENOMA HCV	Pr. T. Rosa alta (EMAT CR)	10	CR
T09A + T00 + T0B + T0A + T011	T09 (PROFILO)	TIPIZZAZIONE GENOMICA HIV - HIV SEQUENZIAMENTO - GENOMA HIV - GENOTIPO HIV	Pr. T. Rosa alta (EMAT CR)	14	CR

T37A + T37B + T01	TIPHQ (PROFILO) (T37A + T37B + T01)	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA DQ2 DQ8 per MALATTIA CELIACA (se positiva l'esame prosegue con T34A e T35A) - da prenotare al CT CR n° 0372 405159	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T37B + T01	T37 B + T01	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA DQB1 BASSA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T31A + T01	HLA-A + T01	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-A BASSA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T32A + T01	HLA-B + T01	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B BASSA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T33A + T01	T33A + T01	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-C BASSA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T34A + T01	T34A + T01	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQA1 ALTA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T35A + T01	T35A + T01	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQB1 ALTA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T38A + T01	T38A + T01	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DRB ALTA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T37A + T01	T37A + T01	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DRB BASSA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T37A + T37B + T34A + T35A + T38A + T01	T37A + T37B + T34A + T35A + T38A + T01	TIPIZZAZIONE HLA DI II° CLASSE - Prenotare al CT CR n° 0372 405159	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T31A + T32A + T33A + T01	HLA1 (PROFILO)	TIPIZZAZIONE HLA DI I° CLASSE - Prenotare al CT CR n° 0372 405159	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T32A + T33A + T01	T32A + T33A + T01	TIPIZZAZIONE HLA PER ARTRITE PSORIASICA - Prenotare al CT CR n° 0372 405159	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T37A + T37B + T01	T37A + T37B + T01	TIPIZZAZIONE HLA PER ARTRITE REUMATOIDE- LES - MORBO DI CROHN - TIROIDITE DI HASHIMOTO - MALATTIA DI GRAVES - CONNETTIVITE - PEMFIGO - SINDROME DI SJOGREN - MALATTIA DI GOODPASTURE - Prenotare al CT CR n° 0372 405159	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T37A + T37B + T34A + T35A + T01	T37A + T37B + T34A + T35A + T01	TIPIZZAZIONE HLA PER DIABETE - Prenotare al CT CR n° 0372 405159	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T37A + T37B + T01	T37A + T37B + T01	TIPIZZAZIONE HLA PER NARCOLESSIA (se positiva l'esame prosegue con T34A e T35A) - Prenotare al CT CR n° 0372 405159	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
T831 + T832 + T833	T83 (PROFILO)	Tipizzazione Linfocitaria CD 45	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	2	CR

T811 + T865 + T816 + T812 + T830 + T837 + T846 + T847 + T819 + T820+ T839 + T821A + T844	T81 (PROFILO)	Tipizzazione linfocitaria ematologica (previo appuntamento con laboratorio). Si esegue ogni giornmo previa prenotazione al 5613 e serve il modulo.	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	4	CR
T680 + T682 + T683 + T688 + T684 + T685 + T689	T68 (PROFILO)	Tipizzazione linfocitaria semplice. Si esegue solo il lunedì e giovedì.	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7	CR
M24	ABHTG	Tireoglobulina Anticorpi - Anti tireoglobulina	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M23	HTg	Tireoglobulina - HTg - Tg	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
M39A per interni M39R per esterni	M39A (PER INTERNI), M39R (PER ESTERNI)	Tireotropina - TSH (NON E' NECESSARIO CARICARE EVENTUALI FT3 O FT4 IN QUANTO VENGONO ESEGUITI AUTOMATICAMENTE IN BASE AI RISULTATI DEL TSH)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
T213	HBsAb	Titolo Anti AU - Titolo Anti HBs - HBsAb Titolo Anticorpale	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
T213	HBsAb	Titolo Anti HBs - Titolo Anti AU - HBsAb Titolo Anticorpale	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	3	CR
200	TAS	Titolo Anti streptolisinico - ASLO - TAS	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	3	OGLIO-PO
TOPBS	TOPBS	Topiramato	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	12	BS
916N	CLO	Tossina CLOSTRIDIUM DIFFICILE Ricerca nelle feci NB. si esegue solo su feci diarroiche, fresche e conservate in ghiaccio.	Contenitore per feci conservate <u>in ghiaccio</u>	2	CR
TOXCA	TOXCA	Toxocara canis antivorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	21	PV
264	TOXAV	Toxoplasma Avidity IgG N.B. Caricare il profilo TOX (se necessario il test per Avidity verrà aggiunto dal laboratorio) - Disposizione Regionale	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
206G	206 (caricherà TOXO G+M disposizione Regionale)	Toxoplasma IgG NB. Utilizzare il codice 206 (profilo IgG+IgM) Disposizione Regionale	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
206G + 206M	TOX (PROFILO) o 206 (PROFILO)	Toxo IgG e IgM N.B. CARICARE SEMPRE ENTRAMBI I CODICI 206G + 206M (O I PROFILO "TOX") NON RICHIEDERE L'EVENTUALE TEST PER TOXO AVIDITY CHE VERRA' AGGIUNTO AUTOMATICAMENTE DAL LABORATORIO SE NECESSARIO Disposizione Regionale	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR

206M	206 (caricherà TOXO G+M disposizione Regionale)	Toxoplasma IgM NB. Utilizzare il codice 206 (profilo IgG+IgM) Disposizione Regionale	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
M91	TPA	TPA - Antigene Polipeptidico Tissutale	Pr. T. Trasparente alta stretta	14	BS
209A	209A	TPPA	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
M91	TPA	TPS (caricare TPA)	Pr. T. Trasparente alta stretta	14	BS
M56	AbTSH	TRAb - Ab TSH - Anti recettori TSH - Anti TSH	Pr. T. Rosso alta stretta	9	CR
951T	ASTRA	Tracheostomia aspirato	Contenitore sterile BA	5	CR
44 + 45	GOT + GPT	Transaminasi (caricare GOT e GPT)	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
44	GOT	Transaminasi GOT - GOT - AST - Glutammico Ossalacetico Transaminasi	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
45	GPT	Transaminasi GPT - GPT - ALT - Glutammico Piruvico Transaminasi	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
67	TRAN	Transferrina	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
67	trfsi	Transferrina su liquido sinoviale	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
68	TIBC	Transferrina Capacità ferro-legante	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
C43BS	C43BS	Transferrina desialata - Transferrina carboidrato carente - CDT	Pr. T. blu scura alta stretta senza gel	14	BS
297 o 297D	297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)	Transglutaminasi IgA - CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
297G	297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)	Transglutaminasi IgG - CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
G307	g307	Translocazione t(11;14)(q13;q32) - FISH per t(11;14)(q13;q32)	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	18	CR
245	PAB	Transtiretina - Prealbumina	Pr. T. Rossa alta stretta	2	CR
931A	TRICO	Trichomonas ricerca molecolare su materiali vari (materiale da specificare al caricamento)	Contenitori idonei o tampone tappo rosa o arancione	3	CR
931A	TRICO	TRICHOMONAS VAGINALIS - ricerca molecolare	Contenitori idonei o tampone tappo rosa o arancione	3	CR
21	TRIGL	Trigliceridi	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
21L	tripl	Trigliceridi su liquido pleurico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	2	OGLIO-PO
M17	FT3	Triiodotironina - FT3 N.B. Se richiesto anche il TSH non caricare questo esame che verrà eseguito in automatico dal laboratorio se necessario	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
C42	C42	Triptasi	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	OGLIO-PO
64A	TNI	Troponina I - Troponina	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	2	OGLIO-PO
M39A per interni M39R per esterni	M39A (PER INTERNI), M39R (PER ESTERNI)	TSH - Tireotropina (NON E' NECESSARIO CARICARE EVENTUALI FT3 O FT4 IN QUANTO VENGONO ESEGUITI AUTOMATICAMENTE IN BASE AI RISULTATI DEL TSH)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR

297 o 297D	297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)	TTG IgA - Anti Transglutaminasi IgA - CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	13	CR
U Torna a Pag. 1.					
G102 + G103	PAP-A (PROFILO) O G104 (PROFILO)	Ultra Screen - PAPP-A (si esegue dalla 12° alla 13° settimana di gravidanza)	Pr. T. Trasparente alta stretta	8	CR
39	ACUR	Urato - Acido urico - Uricemia	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
5	AZOTU	Urea urinaria (URINA 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	2	OGLIO-PO
3F	UREA1	Urea urinaria spot (URINA ESTEMPORANEA)	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
932A + 932B		Ureaplasma e Mycoplasma ricerca molecolare su URETRA (al caricamento scegliere il materiale "ESSUDATO URETRALE")	Tampone tappo arancione	3	OGLIO-PO
932A + 932B		Ureaplasma e Mycoplasma ricerca molecolare su CERVICIA (al caricamento scegliere il materiale "ESSUDATO ENDOCERVICALE")	Tampone tappo rosa	3	OGLIO-PO
932A + 932B		Ureaplasma e Mycoplasma, ricerca molecolare su MATERIALI VARI (al caricamento scegliere il materiale. NB. non si esegue su vagina, se richiesto caricare TAMP. CERVICALE)	Materiali vari	3	OGLIO-PO
39	ACUR	Uricemia - Urato - Acido urico	Pr. T. Verde chiaro alta (Li eparina)	2	OGLIO-PO
40	AU25	Uricemia - Acido urico urinario (Campione urina 24h, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (Camp. 24h), SEGNALARE DIURESIS	2	OGLIO-PO
40F	40F	Uricemia su urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
42	CRUR	Urine creatinina su campione 24 ore (Campione urina 24h, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (Camp. 24h), SEGNALARE DIURESIS	2	OGLIO-PO
42F	42F	Urine creatinina su campione estemporaneo (inserire 0, "zero", quando viene richiesta la diuresi)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
400	URINE	Urine: esame completo	Provetta URINA (Camp. estemp.)	2	OGLIO-PO
228	CLAM	Urina primo mitto per ricerca Chlamydia Trachomatis/Gonococco (Bio. Mol.)	Contenit. URINA (Camp. estemp. 1° mitto)		CR
903	URO	Urinocoltura	Contenitore STERILE urine	3	CR
61	UROP	Uroporfirine (Campione urina seconda minzione mattino o camp 24h oscurate , SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (Camp. Seconda minzione mattino o 24h oscurato), SEGNALARE DIURESIS	10	BS
V - W Torna a Pag. 1.					
G540 + G90	G540 + G90	V617F MUTAZIONE - Jak 2 (Contattare genetica CR per conferma)	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	16	CR
165	VALP	Valproato - Valproato di sodio - Acido Valproico	Pr. T. Trasparente alta stretta	2	OGLIO-PO
290C	290C	Vancomicina INFUSIONE CONTINUA	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	3	CR
290V	VANV	Vancomicina VALLE (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	3	CR
290P	VANP	Vancomicina INFUSIONE INTERMITTENTE (PICCO) (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	3	CR
209P + 290V	VANCO (PROFILO)	VANCOMICINA Picco + Valle (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	3	CR
G290 + G90	G290 + G90	variante allelica CYP2C19*2A (Contattare genetica CR per conferma)	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	18	CR

G287 + G90	G287 + G90	Variante allelica CYP2D6*3A (Contattare genetica CR per conferma)	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G288 + G90	G288 + G90	Variante allelica CYP2D6*4A (Contattare Genetica CR per conferma)	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G289 + G90	G289 + G90	Variante allelica CYP2D6*6A (Contattare genetica CR per conferma)	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
G287 + G288 + G289 + G90	G287+G288+G289+G90	Varianti Alleliche CYP2D6 3A + CYP2D6 4A + CYP2D6 6A Contattare Genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	12	CR
T56C	HBAN	Varianti emoglobiniche - Emoglobine anomale - Elettroforesi Hb	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	8	OGLIO-PO
232G	VARIG	Varicella Zoster anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
232M	VARIM	Varicella Zoster anticorpi IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
232G + 232M	HERPZ (PROFILO) o 232P (PROFILO)	Varicella Zoster anticorpi IgG+ IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	4	CR
M28	M28	Vasopressina - Copeprina (si esegue al posti di ADH)	Pr. T. Rosso alta stretta	15	CR
209A	209A	VDRL - Sifilide - RW (reazione Wasserman) - LUE(Si esegue uno screening per sifilide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
216	LUEM	VDRL IgM - Lue anticorpi IgM - Sifilide IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
315	VES	Velocità di eritrosedimentazione - VES	Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)	2	OGLIO-PO
315	VES	VES - Velocità di eritrosedimentazione	Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)	2	OGLIO-PO
917	VIBR	VIBRIO SPP esame colturale	Contenitore per feci	4	CR
VIGAB	VIGAB	Vigabatrin (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR
G261+ G262+ G263+ G264	VILLO (PROFILO)	Villocentesi	Contenitori idonei	18	CR
945	H1N1	Virus influenza A, influenza B, RSV, Sars-cov 2 (in biologia molecolare)	Tampone per virus	2	CR
239	RSV	Virus Sinciziale Respiratorio (ricerca diretta) - RSV	Contenitore STERILE per aspirato naso-faringeo <u>in ghiaccio</u>	2	CR
OP331T + VISB	TAO (PROFILO)	Visita breve per TAO + Terapia Anticoagulante Orale (Visita + QUICK) PER IMPEGNATIVE MULTIPLE CARICARE TANTI CODICI QUANTE SONO LE RICHIESTE DI ESAME	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
C70BS	VITA	VITAMINA A (Retinolo)	Pr. T. Viola OSCURATA	23	BS
C67MI	C67MI	VITAMINA B1 (Tiamina)	Pr. T. Viola OSCURATA	20	MI Niguarda
C68MI	C68MI	VITAMINA B2 (Riboflavina)	Pr. T. Viola OSCURATA	20	MI Niguarda
C69MI	C69MI	VITAMINA B6 (Piridossina)	Pr. T. Viola OSCURATA	20	MI Niguarda
M48	VB14	VITAMINA B12 (Cobalamina)	Pr. T. Rosso alta stretta	3	CR
C71	VITC	VITAMINA C (Acido Ascorbico)	Pr. T. Verde bassa OSCURATA	20	MI Niguarda

M49	VID	VIT.D3 / 1-25 VITAMINA D / 1-25(OH)2 VIT.D3 / CALCITRIOLO / Calciferolo / Diidrossi Vitamina D (se viene richiesto genericamente vitamina D, caricare VID25)	Pr. T. Rosso alta stretta	9	CR
M59	VID25	VITAMINA D - 25 OH Vitamina D	Pr. T. Rosso alta stretta	4	CR
C72BS	C72BS	VITAMINA E (Tocoferolo)	Pr. T. Viola OSCURATA	23	BS
58BS	58BS	VMA - Acido vanilmandelico (Campione urina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESIS	25	BS
C76	VORI	Voriconazolo (dosaggio)	Pr. Siero con granuli	25	BS
OP237	WR	Waalser Rose - WR - DISABILITATA	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	OGLIO-PO
209A	209A	Wasserman - VDRL - Sifilide - RW (reazione Wasserman) - LUE screening (Si esegue uno screening per sifilide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	7	CR
235	RICK	Weil Felix - Rickettsiosi (sierodiagnosi)	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
PV01	pv01	West Nile virus per Pavia	Pr. T. Rosso Grossa + 1 Pr. Tappo viola per sangue intero + 1 contenitore urine + liquor (eventualmente)	21	PV
WNW		West Nile virus per Cremona	Pr. T. Rosso Grossa + 1 Pr. Tappo viola per sangue intero + 1 contenitore urine + liquor (eventualmente)		CR
203	WW	Widal Wright	Pr. T. Trasparente alta stretta	3	CR
X-Y-Z Torna a Pag. 1.					
OP380	Riva	XARELTO (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO RIVAROXABAN)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP380B	RIVAB	XARELTO (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO RIVAROXABAN) BASALE (Prima della somministrazione)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP380C	RIVA2	XARELTO (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO RIVAROXABAN) Dopo 2 ore dalla somministrazione	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
G60	G60(PROFILO)	XFRA-Cromosoma X Fragile (PROFILO)	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	21	CR
923	YERS	Yersinia Ricerca colturale nelle feci	Contenitore per feci	4	CR
C32	zn	Zinco - Zinchemia siero	Pr. T. Rosso piccola (per BS)	15	BS
C34	znu	Zinco su urina Zincuria	Contenitore Urine (almeno 10 ml)	15	BS
C33	zinp	Zincoprotoporfirina eritrocitaria. Partenza stesso giorno di esecuzione (mercoledì). Da prenotare alla segreteria di Cremona al n. 0372405452 dalle 10 alle 16.	Pr. T. verde scuro corta per PV	15	PV
ZONI	ZONI	Zonisamide (attualmente disabilitato)	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	CR

CODICE LIS	SIGLA INTERNAZ.	APPENDICE 1 - ALLERGENI	Provetta	Giorni di esecuzione	Sede esecuzione
------------	-----------------	-------------------------	----------	----------------------	-----------------

N.B. CARICARE SEMPRE IL CODICE 799 IN AGGIUNTA A UNO O PIU' ALLERGENI RICHIESTI. QUALORA SULLA RICHIESTA NON FOSSERO BEN SPECIFICATI GLI ALLERGENI, CARICARE SOLO IL CODICE 799, IL LABORATORIO VALUTERA' AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE QUALI ALLERGENI INSERIRE.

FARMACI					
C01	C1	Penicillina G	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
C02	C2	Penicillina V	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
C203	C5	Ampicillina	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
810	C7	Cefaclor	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
C204	C6	Amoxicillina	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
811	C202	Succinicolina	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
812	C260	Morfina	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
ACARI E POLVERI					
716	D1	Dermatophagoides pteronyssinus	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
717	D2	Dermatophagoides farinae	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
H1	H1	Polveri di casa (Greer)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
H2	H2	Polveri di casa (Hollister)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
ricombinanti acari e polveri					
D202	D202	rDer p 1 House dust mite - Dermatof. pteronys.	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
845	D203	rDer p 2 House dust mite - Dermatophagoides Pteronyssinus	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
D209	DER23	Der p 23, Dermatophagoides Pteronyssinus	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
D205	D205	rDer p 10 Tropomyosin - Dermatof. pteronys.	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
EPITELI E PROTEINE ANIMALI					
714	E1	Forfora di gatto	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
758	E3	Forfora di cavallo	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
718	E4	Forfora di vacca	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
E5	E5	Forfora di cane	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
815	E6	Epitelio di cavia	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
E82	E82	Epitelio di coniglio	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
752	E83	Epitelio di maiale	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
760	E85	Piume di gallina	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
813	E87	Proteine seriche e urinarie di ratto	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
814	E88	Proteine seriche e urinarie di topo	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
ricombinanti proteine animali					
846	E94	rFel d1 Cat - Felis domesticus	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
847	E220	nFel d 2 Cat serum albumin - Felis domesticus	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
848	E226	rCan f 5 Dog - Canis familiaris	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
849	E228	rFel d 4 Cat - Felis Domesticus	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO

ALIMENTI					
720	F1	Albume	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
722	F2	Latte	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
723	F3	Pesce (Merluzzo)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
726	F4	Grano	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
761	F5	Segale	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
762	F6	Orzo (ALIMENTI)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
763	F7	Avena (ALIMENTI)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
764	F8	Granoturco (ALIMENTI) - Zea mays	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
724	F9	Riso integrale	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F10	F10	Semi di sesamo	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
740	F12	Piselli	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
725	F13	Arachidi	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
737	F14	Semi di soia	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
727	F15	Fagioli bianchi	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
744	F17	Nocciola	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
826	F18	Noce brasiliana	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F23	F23	Granchio comune	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
739	F24	Gambero	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
733	F25	Pomodoro	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
765	F26	Carne di maiale	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F27	F27	Carne di bue	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
728	F35	Patata	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F37	F37	Mitile	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F40	F40	Tonno	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
832	F41	Salmone	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
754	F44	Fragola	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
730	F45	Lievito	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
768	F49	Mela	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
831	F59	Polpo	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
745	F75	Tuorlo	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
742	F79	Glutine	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
772	F83	Carne di pollo	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
773	F84	Kiwi	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
774	F85	Sedano	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
775	F87	Melone	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
818	F89	Senape	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
777	F92	Banana	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO

F93	F93	Cacao	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
741	F95	Pesca	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
821	F124	Farro	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
819	F206	Sgombro	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
823	F215	Lattuga	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
820	F216	Cavolo	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
824	F235	Lenticchia	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
830	F253	Pinolo	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F256	F256	Noce	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
816	F258	Calamaro	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F259	F259	Uva	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
817	F296	Carruba	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
822	F300	Latte di capra	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F80	F304	Aragosta	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
833	F308	Sardina europea	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
825	F324	Luppolo (DISABILITATO)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F402	F328	Fico	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
ricombinanti alimenti					
769	F76	nBos d 4 alpha-lactalbumin, Milk - Bos spp.	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
770	F77	nBos d 5 beta-lactoglobulin, Milk - Bos spp.	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
771	F78	nBos d 8 Casein, Milk - Bos spp.	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F98	F98	Gliadina(Grano)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
827	F232	nGal d 2 Ovalbumin, Egg - Gallus spp.	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
828	F233	nGal d 1 Ovomuroid, Egg - Gallus spp.	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
829	F323	nGal d 3 Conalbumin, Egg - Gallus spp.(ovotransferrina)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F352	F352	rAra h 8 PR-10 Peanut - Arachis hypogaea(Arachide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
850	F353	rGly m 4 PR-10 Soy - Glycine max(Semi di soia)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F354	F354	rBer e 1 Brazil nut - Bertholletia excelsa(Noce brasiliana)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F355	F355	rCyp c 1 Carp - Cyprinus carpio(Carpa)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F416	F416	rTri a 19 Omega-5 Gliadin, Wheat - Triticum spp.(Grano)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F417	F417	rApi g 1.01 PR-10, Celery - Apium grav.(Sedano)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F419	F419	rPru p 1 PR-10, Peach - Prunus persica(Pesca)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F420	F420	rPru p 3 LTP, Peach - Prunus persica(Pesca)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F421	F421	rPru p 4 Profilin, Peach - Prunus persica(Pesca)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F454	PRU7	Pru p 7, Pesca, GRP: Prunus persica(Pesca)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F422	F422	rAra h 1 Peanut - Arachis hypogaea(Arachide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F423	F423	rAra h 2 Peanut - Arachis hypogaea(Arachide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F424	F424	rAra h 3 Peanut - Arachis hypogaea(Arachide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO

F447	ARA6	Ara h 6, Arachide: Arachis hypogaea(Arachide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F427	F427	rAra h 9 LTP Peanut - Arachis hypogaea(Arachide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F425	F425	rCor a 8 LTP Hazel nut - Corylus avellana(Nocciola)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
851	F426	rGad c 1 Cod - Gadus morhua(Merluzzo)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
A443	ANA3	Ana o 3, Anacardo: Anacardium occidentale(Anacardo)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F428	F428	rCor a 1 PR-10 Hazel nut - Corylus avellana(Nocciola)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F431	F431	nGly m 5 Beta-conglycinin,Soy - Glicine max(Semi di soia)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F432	F432	nGly m 6 Glycinin,Soy - Glicine max(Semi di soia)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F433	F433	rTri a 14 LTP, Wheat - Triticum aestivum(Grano)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
852	F434	rMal d 1 PR-10 Apple - Malus domestica(Mela)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
853	F435	rMal d 3 LTP Apple - Malus domestica(Mela)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F439	F439	rCor a 14 Hazel nut - Corylus avellana(Nocciola)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F440	F440	nCor a 9 Hazel nut - Corylus avellana(Nocciola)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F441	F441	r Jug r 1 Wainut - Juglans regia(Noce)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
F442	F442	r Jug r 3 LTP Wainut - Juglans regia(Noce)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
GRAMINACEE					
783	G2	Erba Canina(Cynodon dactylon)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
710	G6	Coda di topo - Codolina(Phleum pratense)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
786	G8	Gramigna dei prati(Poa pratensis)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
787	G13	Bambagiona(Holcus lanatus)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
ricombinanti graminacee			Pr. T. Trasparente alta stretta		OGLIO-PO
G0205	G205	rPhl p 1 Timothy - Phleum pratense	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
G0212	G212	rPhl p 12 Profilin Timothy - Phleum pratense	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
G0215	G215	rPhl p 5b Timothy - Phleum pratense	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
G0216	G216	nCyn d 1 Bermuda grass - Cynodon dactylon	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
VELENI DI INSETTO					
789	I1	Ape(Apis mellifera)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
790	I3	Giallone (Vespula)(Vespula spp)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
794	I75	Calabrone europeo(Vespa crabro)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
834	I 77	Vespa europea(Polistes dominulus)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
835	I205	Bombo(Bombus terrestris)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
ricombinanti veleni di insetto			Pr. T. Trasparente alta stretta		OGLIO-PO
I208	I208	rApi m 1 Phospholipase A2, Honey bee - Apis mellifera	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
I209	I209	rVes v5 Common wasp - Vespula vulgaris	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
I210	I210	rPol d 5 European Paper wasp-Polistes dominulus	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
I211	I211	rVes v1 Phospholip. A1 - Vespula vulgaris	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
854	I214	rApi m 2 Honey bee - Apis mellifera	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
855	I216	rApi m 5 Honey bee - Apis mellifera	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO

856	I217	rApi m 10 Honey bee - Apis mellifera	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
PROFESSIONALI / ENZIMI					
K80	K80	Formalina	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
759	K82	IgE spec. per lattice	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
K212	K212	Polvere di legno	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
ricombinanti professionali/enzimi					
796	K87	nAsp o 21 alpha-amylase - Aspergillus oryzae	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
K215	K215	rHev b 1 Lattex - Hevea brasiliensis	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
K217	K217	rHev b 3 Lattex - Hevea brasiliensis	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
K218	K218	rHev b 5 Lattex - Hevea brasiliensis	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
K219	K219	rHev b 6.01 Lattex - Hevea brasiliensis (NON SI ESEGUE PIU')	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
K220	K220	rHev b 6.02 Lattex - Hevea brasiliensis	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
K221	K221	rHev b 8 Profilin Lattex - Hevea brasiliensis	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
861	K222	rHev b 9 Latex - Hevea brasiliensis (NON SI ESEGUE PIU')	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
862	K224	rHev b 11 Latex - Hevea brasiliensis	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
MUFFE					
798	M2	Cladosporium Herbarum	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
719	M6	Alternaria Alternata	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
836	M228	Aspergillus flavus	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
ricombinanti muffe					
M229	M229	rAlt a 1 - Alternaria alternata	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
857	M218	rAsp f1 - Aspergillus fumigatus	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
858	M220	rAsp f3 - Aspergillus fumigatus	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
CARBOIDRATI					
ricombinanti carboidrati					
O214	O214	MUXF3 CCD. Bromelain	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
859	O215	Galactose-alpha-1,3-galactose(alpha-gal) - Thyroglobulin, bovine	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
ALBERI					
748	T3	Betulla(Betulla verrucosa)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
749	T4	Nocciolo(Corylus avellana)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
T5	T5	Faggio Americano(Fagus grandifolia)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
841	T7	Quercia bianca(Quercus alba)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
747	T9	Olivo(Olea europea)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
746	T11	Platano(Platanus acerifolia)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
808	T12	Salice(Salix caprea)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
809	T16	Pino Strobo(Pinus strobus)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
801	T23	Cipresso Mediterraneo(Cipresso sempervirens)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
T208	T208	Tiglio(Tilia cordata)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO

ricombinanti alberi					
T0215	T215	rBet v 1 PR-10 Birch - Betulla verrucosa	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
T0216	T216	rBet v 2 Profilin Birch - Betulla verrucosa	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
T0220	T220	rBet v 4 Birch - Betulla verrucosa	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
T0224	T224	rOle e 1 Olive - Olea europaea	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
T0227	T227	nOle e 7 LPT Olive - Olea europaea	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
T0240	T240	rOle e 9 Olive - Olea europaea	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
ERBE					
802	W1	Artemisiifolia - Ambrosia comune(Elatior)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
751	W3	Ambrosia gigante(Trifida)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
711	W6	Assenzio selvatico(Artemisia vulgaris)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
837	W8	Dente di leone(Taraxacum vulgaris)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
W10	W10	Farinaccio(Chenopodium album)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
840	W12	Verga d'oro(Solidago virgaurea)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
757	W21	Parietaria judaica (Erba dei muri)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
838	W45	Erba medica(Medicago sativa)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
839	W207	Lupino(Lupinus spp)	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
ricombinanti erbe					
W211	W211	rPar j 2 LTP Wall pellitory - Parietaria judaica	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
W230	W230	n Amb a 1 Ragweed - Ambrosia elatior	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
W231	W231	nArt v 1 Mugwort - Artemisia vulgaris	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
860	W233	nArt v 3 LTP Mugwort - Artemisia vulgaris	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
PARASSITI					
842	P1	Ascaris	Pr. T. Trasparente alta stretta	6	OGLIO-PO
844	P4	Anisakis	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO

APPENDICE 1 - PANNELLI STANDARD CONCORDATI CON ALLERGOLOGI

PANNELLO STANDARD ALIMENTI ADULTI

(cod. inserimento ALI)

cod. lis cod.int. allergene

720	F1	Albume
722	F2	Latte
723	F3	Pesce (Merluzzo)
726	F4	Grano
724	F9	Riso integrale
725	F13	Arachidi
737	F14	Semi di soia
744	F17	Nocciola
739	F24	Gambero
733	F25	Pomodoro
774	F85	Sedano
741	F95	Pesca

PANNELLO STANDARD ALIMENTI BAMBINI

(cod. inserimento ALIB)

cod.lis cod.int. allergene

720	F1	Albume
723	F3	Pesce (Merluzzo)
726	F4	Grano
724	F9	Riso integrale
725	F13	Arachidi
737	F14	Semi di soia
733	F25	Pomodoro
768	F49	Mela
745	F75	Tuorlo
769	F76	nBos d 4 alpha-lactalbumin, Milk - Bos spp.
770	F77	nBos d 5 beta-lactoglobulin, Milk - Bos spp.
771	F78	nBos d 8 Casein, Milk - Bos spp. - Bos spp.

PANNELLO STANDARD INALANTI

(cod. inserimento INA)

cod.lis cod.int. allergene

716	D1	Dermatophagoides pteronyssinus
717	D2	Dermatophagoides farinae
H1	H1	Polveri di casa (Greer)
714	E1	Forfora di gatto
E5	E5	Forfora di cane
710	G6	Coda di topo - Codolina
719	M6	Alternaria Alternata
759	K82	IgE spec. per lattice
748	T3	Betulla verrucosa
747	T9	Olivo
711	W6	Assenzio selvatico
757	W21	Parietaria judaica (Erba dei muri)

APPENDICE 2 - ALCUNI PROFILI PER REPARTI PROGRAMMATI SULLA CARTELLA ELETTRONICA

PROFILO: OP Cardiologia completo

65;BNP
23;Calcemia
18;Colesterolo LDL
41;Creatinina UAR
300R;Emocromo + formula
105;Magneziemia
65A;NT-PRO BNP
31K;POTASSIO
202;Proteina C Reattiva
31N;Sodio
00112;TEMPO DI PROTROMBINA UAR
00110;TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE
21;Trigliceridi

PROFILO: OP Cardiologia miocardite pericardite

A24;ANA (Anticorpi Anti Nucleo)
228;Chlamydia trachomatis-Neisseria gonorrhoeae ric. dir.
229G;Citomegalovirus - anticorpi IgG
229M;Citomegalovirus - anticorpi IgM
A26;ENA screening (anticorpi anti antigeni nucleari estraibili)
231 M;Epstein-Barr Virus - VCA - anticorp IgM
00108;FIBRINOGENO
214IGA;IgA
214IGG;IgG
214IGM;IgM
11P;Profilo elettroforesi
202;Proteina C Reattiva
201;RA - TEST (Fattore Reumatoide)
M39A;TSH REFLEX INTERNI
200;Titolo anti streptolisidico
315;Velocità di eritrosedimentazione
A25;dsDNA (anticorpi anti DNA nativo)

PROFILO: OP Chirurgia epatico

45;ALT
44;AST
4;Bilirubina totale reflex
52;FOSFATASI ALCALINA
35;GAMMAGT

PROFILO: OP Chirurgia mini routine

1;Azoto ematico UAR
41;Creatinina UAR
300R;Emocromo + formula
2;Glucosio ematico
31K;POTASSIO
31N;Sodio

PROFILO: OP Chirurgia prericovero

27;Cloruremia
41;Creatinina UAR
300R;Emocromo + formula
2;Glucosio ematico
OP31K;POTASSIO
31N;Sodio
00112;TEMPO DI PROTROMBINA UAR
00110;TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE

PROFILO: OP Ortopedia operatorio

45;ALT
44;AST
59;Colinesterasi
41;Creatinina UAR
300R;Emocromo + formula
00108;FIBRINOGENO
35;GAMMAGT
31K;POTASSIO

PROFILO: OP Medicina routine

45;ALT
44;AST
39;Acido urico
261;Albumina
55;Amilasi
4;Bilirubina totale reflex
23;Calcemia
27;Cloruremia
51;Creatinfosfochinasi
41;Creatinina UAR
52;FOSFATASI ALCALINA
35;GAMMAGT
2;Glucosio ematico
49;LATTICODEIDROGENASI
105;Magnesiemia
31K;POTASSIO
11P;Profilo elettroforesi
202;Proteina C Reattiva
31N;Sodio
00112;TEMPO DI PROTROMBINA UAR
00110;TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE
400;URINE: ESAME COMPLETO

PROFILO: OP Medicina mini routine

45;ALT
44;AST
55;Amilasi
4;Bilirubina totale reflex
23;Calcemia
51;Creatinfosfochinasi
41;Creatinina UAR
300R;Emocromo + formula
35;GAMMAGT
2;Glucosio ematico
31K;POTASSIO
31N;Sodio
00112;TEMPO DI PROTROMBINA UAR
00110;TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE

PROFILO: OP Psichiatria

45;ALT
44;AST
27;Cloruremia
17;Colesterolo totale
51;Creatinfosfochinasi
41;Creatinina UAR
00001;D-DIMERO
300R;Emocromo + formula
00108;FIBRINOGENO
35;GAMMAGT
2;Glucosio ematico
49;LATTICODEIDROGENASI
31K;POTASSIO
366;PROCALCITONINA
202;Proteina C Reattiva
21;Trigliceridi
400;URINE: ESAME COMPLETO

PROFILO: OP Medicina completo

39;Acido urico
261;Albumina
4;Bilirubina totale reflex
52;FOSFATASI ALCALINA
49;LATTICODEIDROGENASI
105;Magnesiemia
11P;Profilo elettroforesi
21;Trigliceridi
400;URINE: ESAME COMPLETO

APPENDICE 3 - PROFILI PER REPARTI PROGRAMMATI SUL LIS

DAUTILIZZARE IN CASO DI
MALFUNZIONAMENTO DELLA
CARTELLA ELETTRONICA

MEDICINE - DAY HOSPITAL MEDICINA

MEDR - MEDICINA (POOP)

ROUTINE

105	Magnesio	25	Fosforo
OP30	Albumina siero	39	Acido urico
66	Sideremia	23	Calcio
202	Proteina C Reatt.	OP4	Bilirubina
35	GGT	51	CPK
11	EF siero	10B	Proteine Tot
49	LHD	21	Trigliceridi
44	AST (GOT)	45	ALT (GPT)
31N	Sodio	31K	Potassio
27	Cloro	17	Colesterolo tot.
2	Glicemia	41	Creatinina
52	Fosfatasi Alcal.	400	Esame Urine
OP331	T. di Quick	OP329	PTT

**N.B. IL PROFILO NON COMPRENDE IL TSH REFLEX,
ALL'OCCORRENZA AGGIUNGERE CON IL COD. M39A**

MEDU - MEDICINA (POOP)

URGENZE

300E	EMOCROMO rout.
300F	Formula Leucocitaria
2	Glicemia
41	Creatinina
31N	Sodio
31K	Potassio
23	Calcio
44	AST (GOT)
45	ALT (GPT)
51	CPK
35	GGT
OP4	Bilirubina
OP331	Tempo di Quick
OP329	PTT

MEDC - MEDICINA (POOP)

COMPLETAMENTO

105	Magnesio
OP4	Bilirubina
11	Elettroforesi Proteine
10B	Proteine Totali
25	Fosforo
OP30	Albumina siero
39	Acido Urico
66	Sideremia
T224	Ferritina
202	Proteina C Reattiva
49	LDH
21	Trigliceridi
17	Colesterolo totale
52	Fosfatasi Alcalina
400	Esame Urina

DHR - DAY HOSPITAL MEDICINA ONC. (POOP)

ROUTINE

300E	EMOCROMO rout.	202	Proteina C Reattiva	OP327	Fibrinogeno
300F	Formula Leucocitaria	315	Ves	337	Tempo di Trombina
1	Azotemia	44	AST (GOT)	T312	HBsAg
2	Glicemia	45	ALT (GPT)	T313	HBsAb
41	Creatinina	OP4	Bilirubina	T314	HbCAb
31N	Sodio	59	Colinesterasi	T315	HBeAg
31K	Potassio	51	CPK	T316	HBeAb
23	Calcio	49	LDH	T317	HbCag
105	Magnesio	62	Fosfatasi Alcalina	T327	HCV
66	Sideremia	11	Elettroforesi sierica	400	Esame Urine
67	Transferrina	10B	Proteine Totali		
T324	Ferritina	OP30	Albumina		
21	Trigliceridi	OP331	Tempo di Quick		
17	Colesterolo totale	OP329	PTT		

DHU - DAY H. MED. ONC. URG. (POOP)

URGENZA

300E	Emocromo routine
300F	Formula Leucocitaria
1	Azotemia
2	Glicemia
41	Creatinina
31N	Sodio
31K	Potassio
23	Calcio
105	Magnesio
44	AST (GOT)
45	ALT (GPT)
OP4	Bilirubina

CARDIOLOGIA

CARR1 - CARDIOLOGIA (POOP)

PROFILO LIPIDICA + PCR

17 Colesterolo totale
16 Colesterolo HDL
18 Colesterolo LDL
21 Trigliceridi
202 Proteina C Reattiva

CARR2 - CARDIOLOGIA (POOP)

ROUTINE INTEGRATIVA

11 Elettroforesi Proteine
10B Proteine Totali
39 Acido Urico
OP4 Bilirubina
44 AST (GOT)
45 ALT (GPT)
35 GGT
52 Fosfatasi Alcalina

CARU1 - CARDIOLOGIA (POOP)

MINI ROUTINE CON ENZIMI

300U Emocromo senza form.
1 Azotemia
2 Glicemia
41 Creatinina
31N Sodio
31K Potassio
44 AST (GOT)
45 ALT (GPT)
53 CKMB massa
64A Troponina
OP331 Tempo di Quick
OP329 PTT

CARU2 - CARDIOLOGIA (POOP)

MINI ROUTINE SENZA ENZIMI

300U Emocromo senza form.
2 Glucosio
41 Creatinina
31N Sodio
31K Potassio
OP331 Tempo di Quick
OP329 PTT

EFTP - CARDIOLOGIA (POOP)

ELETTROFORESI + PROTEINE T.

11 Elettroforesi proteine siero
10B Proteine Totali

EL - CARDIOLOGIA (POOP)

ELETTROLITI

31N Sodio
31K Potassio
27 Cloro

PERICAR - CARDIOLOGIA (POOP)

PER PERICARDITE

<u>OP237 Fibrinogeno</u>	<u>231T EBV anticorpi totali</u>
<u>315 VES</u>	<u>231M EBV anticorpi IgM</u>
<u>200 TAS</u>	<u>M39A TSH reflex interni</u>
<u>A24 ANA</u>	<u>229G Citomegalovirus IgG</u>
<u>A25 dsDNA</u>	<u>229M Citomegalovirus IgM</u>
<u>11 EF siero</u>	
<u>10B Proteine tot</u>	
<u>214IGA IgA</u>	
<u>214IGG IgG</u>	
<u>214IGM IgM</u>	
<u>201 RA test</u>	
<u>202 PCR</u>	

TERAPIA INTENSIVA

POLOR - T. INTENSIVA (POOP) ROUTINE

1 Azotemia
2 Glicemia
41 Creatinina
31N Sodio
31K Potassio
27 Cloro
23 Calcio
400 Esame Urine

POLOU - T. INTENSIVA (POOP) URGENZE

300U Emocromo senza form.
1 Azotemia
2 Glicemia
41 Creatinina
31N Sodio
31K Potassio
27 Cloro
23 Calcio
OP331 Tempo di Quick
OP329 PTT
OP327 Fibrinogeno

POLON - T. INTENSIVA (POOP) NUTRIZIONE

44 AST (GOT)
45 ALT (GPT)
35 GGT
OP4 Bilirubina
52 Fosfatasi Alcalina
10 Proteine Totali
OP30 Albumina
245 Prealbumina
17 Colesterolo totale
21 Trigliceridi
66 Sideremia
67 Transferrina
25 Fosforo
105 Magnesio
400 Esame Urine

PAC - T. INTENSIVA (POOP) POLMONITE ACUTA COMUNITA'

226G Mycoplasma p. Ab IgG
226M Mycoplasma p. Ab IgM
227G Chlamydia p. Ab IgG
227M Chlamydia p. Ab IgM
263 Legionella p. Ag. Urine
266 Pneumococco Ag. Urine
909 Colturale Escreato

Oltre al codice "PAC" digitare:
900 Emocoltura
 INSERIRE PIU' VOLTE secondo necessità,
 (ogni volta specificare nella tendina che si
 apre la tipologia del flacone).
 SE NECESSARIO, proseguire il caricamento
 con il codice
GEN - BK ricerca con sonde genetiche

POLOMIC - T. INTENSIVA (POOP) MICROBIOLOGIA POLO

912 Tampone Faringeo
924N Tampone per MRSA

MICROTI - T. INTENSIVA (POOP) MICROBIOLOGIA POLO

912 Tampone Faringeo
924N Tampone per MRSA
903 Urinocoltura
951 Broncoaspirato Colturale

AREA CHIRURGICA - DAY SURGERY

MRCH - CHIRURGIA (POOP)

MINI ROUTINE

300E Emocromo routine 31K Potassio _____
 300F Formula leucocitaria 27 Cloro _____
 1 Azotemia _____
 2 Glicemia _____
 41 Creatinina _____

PROGIN - CHIRURGIA (POOP)

PRE OPERATORI GIN

300U Emocromo senza form. _____
 1 Azotemia _____
 2 Glicemia _____
 OP331 Tempo di Qick _____
 OP329 PTT _____
 400 Esame Urine _____

PEP - CHIRURGIA (POOP)

PROFILO EPATICO

44 AST (GOT) _____
 45 ALT (GPT) _____
 35 GGT _____
 52 Fosfatasi Alcalina _____
OP4 Bilirubina _____

PRER - PRE RICOVERO (POOP)

ROUTINE

300E Emocromo routine _____
 300F Formula leucocitaria _____
 2 Glicemia _____
 41 Creatinina _____
 31N Sodio _____
31K Potassio _____
 27 Cloro _____
 OP331 Tempo di Quick _____
 OP329 PTT _____

PREMR - PRE RICOVERO (POOP)

MINI ROUTINE

300E Emocromo routine _____
 300F Formula leucocitaria _____
 OP331 Tempo di Quick _____
 OP329 PTT _____

PRETIR - PRE RICOVERO (POOP)

TIROIDE

M39A TSH REFLEX _____
 23 Calcio _____
 25 Fosforo _____

PRORT - PRE OPER ORTOPEDIA (POOP)

300E Emocromo routine _____
 300F Formula leucocitaria _____
 44 AST _____
 45 ALT _____
 35 GGT _____
 59 Colinesterasi _____
 41 Creatinina _____
 31N Sodio _____
31K Potassio _____
 27 Cloro _____
 OP331 Tempo di Quick _____
 OP329 PTT _____
 OP327 Fibrinogeno _____

OSSO - PRE RICOVERO (POOP)

BANCA OSSO

T312 Antigene HBsAg _____
 T313 Anti AU HBsAb _____
 T214 Anti Core HBcAb _____
 T217 Anti Core IgM HBcAg _____
 T223 Anti HIV 1-2 _____
 T227 Anti HCV _____
 T222 TPHA _____

PSICHIATRIA

PSIR - PSICHIATRIA (POOP)

ROUTINE

300E	Emocromo routine	17	Colesterolo totale
300F	Formula leucocitaria	21	Trigliceridi
2	Glicemia	44	AST (GOT)
41	Creatinina	45	ALT (GPT)
31N	Sodio	35	GGT
31K	Potassio	400	Esame Urine
27	Cloro		

DIALISI

DIAOP - DIALISI (POOP)

CONTROLLO MENSILE

300E	Emocromo routine	23	Calcemia
300F	Formula Leucocitaria	25	Fosforo
1	Azotemia	105	Magnesio
2	Glicemia	44	AST (GOT)
41	Creatinina	45	ALT (GPT)
31N	Sodio	66	Sideremia
31K	Potassio	67	Transferrina
27	Cloro	T224	Ferritina

DIAOP2 - DIALISI (POOP)

CONTROLLO TRIMESTRALE

47	Amilasi Pancreatica	11	Elettroforesi proteine
22	Lipasi	10B	Proteine Totali
39	Acido Urico	OP30	Albumina
17	Colesterolo totale	202	Proteina C Reattiva
16	Colesterolo HDL	P1NP	P1NP
18	Colesterolo LDL	M47	Acido Folico
21	Trigliceridi	M48	Vitamina B
OP4	Bilirubina totale	M59	25-OH Vitamina D
51	CPK	M58P	PTH
49	LDH		
35	GGT		
52	Fosfatasi Alcalina		

CENTRI ANTIDIABETICI

CAV - C. ANTIDIABETICO VIADANA (POOP)

PROFILO CAV

2	Glicemia	
T59	Hb Glicosilata	
400	Esame Urine	

PRONTO SOCCORSO

OPPSE - PS ENZIMI (POOP)

52 Fosfatasi alcalina
59 Colinesterasi
55 Amilasi
107 Lipasi

OPPSC - PS CARDIACI (POOP)

51 CK
49 LDH
53 CKMB massa
54 Mioglobina
65 BNP
64A TROPONINA

OPPSR - PS ROUTINE (POOP)

ROUTINE

1 Azoto ematico UAR
23 Calcio
202 Proteina C Reatt.
OP4 Bilirubina
35 GGT
300U EMOCROMO URG
105 Magnesio
44 AST (GOT)
45 ALT (GPT
31N Sodio
31K Potassio
27 Cloro
2 Glicemia
41 Creatinina UAR
OP331 T. di Quick
OP329 PTT

TAO COOPERATIVE

OPTAOC - TAO COOPERATIVE (POOP)

COPREL Prelievo capillare per TAO coop.
COQUI Tempo di protrombina coop.
COVISB Visita breve per TAO coop.

OSPEDALE DI VIADANA

OPVIOI - OSP. VIA. INGRESSO (POOP)

<u>300E</u>	<u>Emocromo routine</u>
<u>300F</u>	<u>Formula leucocitaria</u>
<u>315</u>	<u>VES</u>
<u>44</u>	<u>AST</u>
<u>45</u>	<u>ALT</u>
<u>35</u>	<u>GGT</u>
<u>2</u>	<u>Glicemia</u>
<u>202</u>	<u>ProteinaC reattiva</u>
<u>41</u>	<u>Creatinina UAR</u>
<u>1</u>	<u>Azoto ureico UAR</u>
<u>23</u>	<u>Calcio</u>
<u>31N</u>	<u>Sodio</u>
<u>31K</u>	<u>Potassio</u>
<u>27</u>	<u>Cloro</u>
<u>52</u>	<u>Fosfatasi alcalina</u>
<u>4</u>	<u>Bilirubina reflex</u>
<u>11</u>	<u>Elettroforesi proteine</u>
<u>10B</u>	<u>Proteine Totali</u>
<u>OP331</u>	<u>Tempo di Quick</u>
<u>OP329</u>	<u>PTT</u>
<u>400</u>	<u>Esame urine chimico-fisico</u>

OPVIOD - OSP. VIA. DIABETE (POOP)

<u>T59</u>	<u>Emoglobina glicata</u>
<u>OP327</u>	<u>Fibrinogeno</u>
<u>39</u>	<u>Acido urico</u>
<u>17</u>	<u>Colesterolo totale</u>
<u>16</u>	<u>Colesterolo HDL</u>
<u>21</u>	<u>Trigliceridi</u>
<u>51</u>	<u>CK</u>
<u>404</u>	<u>Albuminuria</u>
<u>M39R</u>	<u>TSH Reflex</u>