



Ospedale
di Cremona

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Cremona

SCHISTOSOMA HAEMATOBIIUM SU URINE

MODALITÀ DI RACCOLTA

आवश्यक सामग्री :

1. **कंटेनर:** एक चौड़े मुंह वाला कीटाणुरहित (Sterile) कंटेनर जिसमें पेंच वाला ढक्कन हो। (जांच केंद्र से निःशुल्क प्राप्त करें या फार्मसी से खरीदें)।
2. **एल्युमिनियम फॉयल :** कंटेनर को लपेटने के लिए।

नमूना एकत्र करने की विधि :

सावधानी: पेशाब का नमूना **सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच** ही एकत्र किया जाना चाहिए। (मूत्र में अंडों की संख्या दिन भर बदलती रहती है और इस समय के दौरान सबसे अधिक होती है)।

1. **शुरुआत:** पेशाब करना शुरू करें और शुरुआती और बीच का अधिकांश हिस्सा टॉयलेट (WC) में ही जाने दें।
2. **अंतिम हिस्सा:** पेशाब के बिल्कुल **अंतिम हिस्से (कम से कम 10 मिलीलीटर)** को कीटाणुरहित कंटेनर में इकट्ठा करें।
3. **लेबलिंग:** कंटेनर को अच्छी तरह बंद करें और उस पर अपना नाम, उपनाम, विभाग (यदि लागू हो), तारीख और नमूना लेने का सही समय लिखें।
4. **अंधेरे में रखना:** कंटेनर को तुरंत एल्युमिनियम फॉयल में पूरी तरह लपेट दें। (मूत्र के नमूने को अंधेरे में रखना अनिवार्य है)।

भंडारण और भेजना :

- नमूना एकत्र करने के **1 घंटे के भीतर** इसे माइक्रोबायोलॉजी लैब (Cremona Hospital) में जमा करें।
- नमूने को हर समय रोशनी से बचाकर रखें।
- यदि तुरंत जमा करना संभव न हो, तो पहले लैब से संपर्क करें (फोन: 0372 405455)।