



छोटे बच्चों के लिए मूत्र संग्रह विधि, जो स्वयं मूत्र एकत्र करने में असमर्थ हैं

आवश्यक सामग्री :

- पीडियाट्रिक यूरिन बैग : इसे आप फार्मसी से खरीद सकते हैं।
- चौड़े मुंह वाला कंटेनर: इसे आप फार्मसी से खरीद सकते हैं या जांच केंद्र (पॉइंट प्रीलीवी) से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

नमूना एकत्र करने की विधि :

- स्वच्छता: अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, उन्हें अच्छी तरह सुखाएं।
- बच्चे की सफाई: बच्चे के जननांगों (genitals) और आसपास के क्षेत्र को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं।
सावधानी: किसी भी एंटीसेप्टिक या विशेष इंटिमेट हाइजीन उत्पादों का उपयोग न करें। सुखाना: धोने के बाद एक साफ तौलिए या नैपकिन से धीरे से सुखाएं।
- बैग लगाना: कीटाणुरहित बैग (sterile bag) को खोलें (अंदरूनी हिस्से को छूने से बचें) और इसे बच्चे की त्वचा पर चिपका दें ताकि मूत्र मार्ग पूरी तरह बैग के अंदर हो।
- पोजीशन: बच्चे को सीधा खड़ा रखें या गोद में सीधा पकड़ें।
- समय सीमा: यदि बच्चा 30 मिनट के भीतर पेशाब नहीं करता है, तो बैग को हटा दें। सफाई की प्रक्रिया दोबारा दोहराएं और एक नया बैग लगाएं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक नमूना एकत्र न हो जाए।
- बंद करना: नमूना एकत्र होने के बाद, बैग को उसकी चिपकने वाली पट्टी (adhesive tab) से सील कर दें। कंटेनर में रखना: पूरे बैग को सीधे चौड़े मुंह वाले कंटेनर के अंदर रख दें। महत्वपूर्ण: मूत्र को बैग से निकालकर कंटेनर में न पलटें, पूरा बैग ही कंटेनर में रखें।
- बंद करना: कंटेनर का ढक्कन अच्छी तरह कस दें।

भंडारण और जमा करना :

नमूने को जांच केंद्र के खुलने के समय के दौरान वहां जमा करें।

यदि तुरंत जमा करना संभव न हो, तो नमूने को 4° - 8° C (रेफ्रिजरेटर/फ्रिज) में रखें (max 12 घंटे)